

SIGVARIS  
GROUP

2019/2020



Code client SIGVARIS GROUP

Document destiné aux professionnels de santé

# COMPRESSION MÉDICALE

## Le taillage femme

### Essentiel • Styles

TRANSPARENT - OPAQUE

#### CHAUSSETTES

	Cheville B	Standard		Morpho -		Morpho +	
		Mollet C		Mollet C		Mollet C	
XS	17 - 19	27 - 35		-		-	
S	19 - 22	30 - 38		22 - 30		38 - 46	
M	22 - 24	33 - 41		25 - 33		41 - 49	
L	24 - 26	37 - 45		29 - 37		45 - 53	
XL	26 - 29	40 - 48		32 - 40		48 - 56	
XXL	29 - 32	43 - 51		-		51 - 59	

#### BAS AUTO-FIXANTS

	Cheville B	Standard		Morpho -		Morpho +	
		Mollet C	Cuisse M	Mollet C	Cuisse M	Mollet C	Cuisse M
XS	17 - 19	27 - 35	42 - 55	-	-	-	-
S	19 - 22	30 - 38	45 - 58	26 - 34	35 - 45	34 - 42	58 - 68
M	22 - 24	33 - 41	49 - 62	29 - 37	39 - 49	37 - 45	62 - 72
L	24 - 26	37 - 45	54 - 67	33 - 41	44 - 54	41 - 49	67 - 77
XL	26 - 29	40 - 48	56 - 69	36 - 44	46 - 56	44 - 52	69 - 79
XXL	29 - 32	43 - 51	62 - 75	-	-	47 - 55	75 - 85

#### COLLANT


	Cheville B	Standard			Morpho +		
		Mollet C	Cuisse M	Hanches	Mollet C	Cuisse M	Hanches
S	19 - 22	30 - 38	45 - 58	≤ 100	34 - 42	58 - 68	≤ 108
M	22 - 24	33 - 41	49 - 62	≤ 107	37 - 45	62 - 72	≤ 118
L	24 - 26	37 - 45	54 - 67	≤ 114	41 - 49	67 - 77	≤ 128
XL	26 - 29	40 - 48	56 - 69	≤ 121	44 - 52	69 - 79	≤ 138
XXL	29 - 32	43 - 51	62 - 75	≤ 121	47 - 55	75 - 85	≤ 138

#### POUR CHAUSSETTES, BAS AUTO-FIXANTS ET COLLANT

Hauteur (cm)	1/2 jambe D A -	Jambe A - G	Pointure
Normal	≤ 40	≤ 75	36/40
Long	≥ 40	≥ 75	37/41

### PRISE DE MESURES

Prendre ou reprendre systématiquement les mesures pour **100% de vos patients** même pour un renouvellement.



Retrouvez notre mode d'emploi détaillé en page 20.



# SOMMAIRE

SIGVARIS GROUP	P. 2
La marque Sigvaris	P. 3
La marque Dynaven	P. 6
Nos services	P. 9

## AIDE À LA DISPENSATION

Bien dispenser	P. 14
Aide à la délivrance : my sigvaris	P. 18
Prise de mesures	P. 20
Taillage femme	P. 21
Taillage homme	P. 24
Retouches et Sur Mesure	P. 26

## LA COMPRESSION MÉDICALE

Classe 1 Femme	P. 40
Classe 2 Femme	P. 44
Classe 3 Femme	P. 86
Classe 1 Homme	P. 92
Classe 2 Homme	P. 96
Classe 3 Homme	P. 120
Dynaven	P. 126
Lymphologie	P. 134
Manchon Advance	P. 138
AT2, Bandes, 503-504	P. 142

## LES ACCESSOIRES

Rolly, Easy Slide, Extenseur, Sigvaris Fix	P. 148
--	--------

## SOLUTIONS ANTI-FATIGUE

Sigvaris Sports	P. 154
Delilah	P. 158
Traveno	P. 161
Venoped	P. 162
Matérovigilance	P. 166

SIGVARIS  
GROUP

SIGVARIS GROUP  
s'emploie à aider  
les individus  
à se sentir mieux.  
Tous les jours.



“ Au sein de SIGVARIS GROUP, nous considérons qu’il est fondamental d’avoir le bon partenaire santé à ses côtés.

C’est pourquoi nous nous employons à proposer un ensemble de solutions complémentaires, couvrant toutes les exigences en matière de compression.

Fort de nos 150 ans d’expertise médicale, nous avons pensé nos marques pour répondre à des besoins distincts et à des pathologies différentes (insuffisance veineuse chronique, thrombose veineuse profonde, lymphœdème). Chacune de nos solutions a été soigneusement conçue pour proposer la meilleure réponse aux femmes et aux hommes porteurs de compression.

Parce que notre engagement est de développer des solutions médicales pertinentes.

Parce que l’innovation est notre leitmotiv et améliorer la qualité de vie notre mission.

C’est pour ces raisons que vous pouvez faire confiance à SIGVARIS GROUP pour vous accompagner au quotidien. ”

+8 millions  
de paires vendues  
dans le monde

225 millions  
de chiffre d’affaires en 2018  
dans le monde



37,3%  
Part de marché en France\*  
sigvaris & DYNAVEN

\*Part de marché en valeur. IQVIA - Avril 2019



# sigvaris

Live your life.  
Be yourself.\*

**“On a tous envie de se sentir fort, débordant de vitalité et libre de mener sa vie pleinement”**

Parfois le diagnostic médical peut être difficile à accepter : **“porter des bas de contention va être un frein dans ma vie, limiter mes activités”**.

Ce n'est pas ce que nous pensons.

Chez Sigvaris nous avons développé **des produits de compression uniques qui vont bien au-delà du traitement purement médical**. Bien sûr ils sont confortables mais cela ne suffit pas.



**Ils sont aussi faciles à vivre au quotidien.** Parce que nous pensons que la meilleure compression est celle qui va permettre à nos patients de continuer à se sentir eux-mêmes.

C'est en comprenant parfaitement leurs besoins médicaux et en tenant compte de leurs activités quotidiennes, que nous avons pensé notre gamme de produits.

**Notre large choix de solutions spécialement adaptées à chacune de leurs attentes et leur design soigné donneront envie à nos patients de les porter.**

Avec plus de 150 ans d'expertise médicale et un savoir-faire de qualité, nos patients bénéficient du meilleur de la compression. Pour qu'ils continuent à mener leur vie pleinement. Pour qu'ils se sentent eux-mêmes.



\*Soyez vous-même. Vivez pleinement

# sigvaris

## Eléonore

est une femme de 45 ans, très active et mère de deux enfants. Une femme qui gère tout de front, une superwoman du quotidien...



Souvent en déplacement, toujours en mouvement, que ce soit pour se rendre au travail, courir après ses enfants ou s'aérer entre amis le week-end et prendre enfin un moment pour elle.

Toujours positive et vive d'esprit, elle affiche une mentalité jeune et un caractère bien affirmé. Elle aime se sentir dans l'air du temps, libre et élégante en toutes circonstances...

Eléonore adopte souvent la gamme Styles pour son large choix de chaussettes, de bas et de collants au look tendance. Elle peut ainsi les porter au quotidien, dans son travail, en adaptant ses collants à son dressing afin de soulager ses jambes tout en assumant la féminité qu'elle revendique.

C'est aussi une adepte des produits de la gamme Active lorsqu'elle fait des randonnées car elle apprécie tout particulièrement leur résistance.

Il est ingénieur dans une entreprise de construction, il est donc souvent en action et ses journées sont particulièrement intenses. Entre ses longues heures passées au bureau à concevoir de nouveaux projets, ses réunions de chantier et sa pratique régulière du running, il vit à un rythme effréné... Il ne voit jamais le temps passer.

Son crédo c'est la performance dans tout ce qu'il entreprend et il aspire toujours à donner le meilleur de lui-même...

Il porte de la compression mais n'est prêt à aucune concession sur sa virilité.

Il aime beaucoup les produits Essentiel en raison de leur confort en toutes saisons et de leur look intemporel.

Il utilise aussi régulièrement les produits Active car il les trouve très techniques et parfaitement adaptés à ses activités extérieures qu'elles soient professionnelles ou de loisirs.



## Daniel

Il vit bien ses 50 ans, se sent bien dans sa peau et prend soin de son look tout en profitant de la vie au quotidien.

---

Pour mieux répondre aux besoins des patients, Sigvaris a entièrement repensé son offre de compression médicale et vous propose une gamme claire, complète et adaptée à chaque situation de vie. Vous cherchez un produit facile à porter au quotidien ? Un produit adapté à des usages spécifiques ? Trouvez le produit adapté aux besoins des patients, parmi les Essentiel, Styles ou Active.

# sigvaris

Des solutions adaptées à toutes les situations de vie

## FEMME

## HOMME

Essentiel  
Confortable et facile à porter au quotidien

### Essentiel SEMI-TRANSPARENT



### Essentiel MICROFIBRE



### Essentiel COTON



Styles  
Look tendance

### Styles TRANSPARENT



### Styles MOTIFS MARINIÈRE



### Styles COLORS



### Styles MOTIFS



### Styles MOTIFS (LOSANGES, CROCHETS, RÉŚILLES)



### Styles OPAQUE



### Styles MOTIFS MARINIÈRE



Active  
Technique et multi-activités

### Active CONFORT CHALEUR



### Active LOISIRS



### Active CONFORT FRAÎCHEUR



### Active LOISIRS



### Active CONFORT FRAÎCHEUR



### Active RÉŚISTANT



### Active RÉŚISTANT



Maternité



Collant avec ceinture évolutive

# DYNAVEN


## FEMMES

### Une gamme fiable et fonctionnelle


Vous avez le choix entre des chaussettes, des bas auto-fixants ou encore des collants en texture transparente ou semi-opaque. Ils se déclinent en plusieurs coloris.

trans-  
parent

semi-  
opaque



**CHAUSSETTES**  
TRANSPARENT  
SEMI-OPAQUE



**BAS AUTO-FIXANTS**  
TRANSPARENT  
SEMI-OPAQUE



**COLLANT**  
TRANSPARENT  
SEMI-OPAQUE

# DYNAVEN

## HOMMES

### Une gamme fiable et fonctionnelle

Chaussettes et bas auto-fixants aux coloris sobres.



CHAUSSETTES



BAS AUTO-FIXANTS

Un produit de compression doit être efficace et confortable au quotidien.

**Avec Dynaven, nous vous proposons une gamme de compression fonctionnelle, fiable et abordable. La juste réponse aux besoins de nos patients.**

Nos produits de compression reposent sur plus de 150 ans d'expertise médicale pour garantir un traitement efficace. Grâce à notre gamme simple, vous trouverez facilement le produit à délivrer.

Nos produits sont là dans un seul but : **soulager nos patients quand ils en ont besoin. Ni plus ni moins !**

# Nouvelle offre sigvaris

Vos 3 principaux bénéfices :

## 1 Une offre plus **lisible et explicite**

Avec une **segmentation identique pour l'homme et la femme** (Essentiel, Styles, Active), **des nouveaux noms plus explicites** centrés sur les attentes de nos patients (Styles TRANSPARENT, Active CONFORT CHALEUR...) et **des nouveaux packagings**, il sera plus simple de se repérer dans cette nouvelle offre.



## 2 Une offre pour **mieux répondre aux attentes des patients**

Cette nouvelle offre propose une **gamme claire et complète**, qui s'adapte à chaque situation de vie (Ex : pour les loisirs, au bureau, pour la grossesse...).

Elle permet de **découvrir l'ensemble des produits de compression médicale** et ainsi d'apporter une réponse **en adéquation avec les besoins et attentes de nos patients**.



## 3 Une offre qui **rend plus facile votre dispensation**

Cette **simplification de l'offre**, vous permettra d'orienter plus facilement les questions auprès de vos patients et vous pourrez lui proposer un **accompagnement personnalisé et adapté**.



# Un accompagnement complet et personnalisé

Nous vous proposons un accompagnement à 360° avec des services différenciants.

## UN ÉCOSYSTÈME À VOTRE SERVICE



### ■ MÉDECINS

- **DES RESPONSABLES MÉDICAUX RÉGIONAUX QUI VISITENT DIFFÉRENTS PRESCRIPTEURS EN VILLE ET À L'HÔPITAL :**
  - MÉDECINS VASCULAIRES
  - SAGES-FEMMES
  - GYNÉCOLOGUES
- PRÉSENCE SUR LES PRINCIPAUX CONGRÈS NATIONAUX ET RÉGIONAUX



### ■ DISPENSATEURS

- **DES RESPONSABLES DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL** QUI VOUS RECOMMANDENT L'OFFRE LA PLUS ADAPTÉE À VOS PATIENTS
- **DES FORMATEURS** QUI ACCOMPAGNENT VOS ÉQUIPES OFFICINALES DANS LA DISPENSATION
- **UN SERVICE RELATION CLIENTS À VOTRE ÉCOUTE**

## UN MERCHANDISING ADAPTÉ



Kit d'habillage merchandising

# Des conseils et des services en version digitale


Un service innovant pour  
délivrer la compression :  
application **my sigvaris**

## Délivrez en toute simplicité !

Découvrez notre nouvelle application **my sigvaris** pour délivrer, en quelques clics, les produits parfaitement adaptés aux besoins et aux attentes de vos patients.

Inédite et 100 % interactive, tentez l'expérience **my sigvaris** sans plus attendre...

Disponible sur l'App Store et le Play Store.



## LE NOUVEAU SITE INTERNET

Nos conseils santé ? Nos produits et nos solutions ?  
Nos dernières actualités ?  
En savoir plus sur la marque ?

Découvrez le nouveau site **www.sigvaris.com** !

Intuitif, ergonomique et fonctionnel il a été pensé  
pour répondre aux attentes de tous les utilisateurs...

Disponible sur tous les supports (mobile, tablette et  
ordinateur) pour une navigation optimisée !

Suivez-nous sur les réseaux



Retrouvez tous nos conseils, informations  
pratiques, actualités et vidéos.

# Votre satisfaction au cœur de nos préoccupations

Le service Clients et Consommateurs, c'est une équipe de conseillers à votre écoute du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.

Afin de vous satisfaire au mieux, notre service Clients vous propose les 3 fonctionnalités suivantes :



## CALL-BACK

Si tous nos conseillers sont en ligne, vous pouvez choisir l'option « RAPPEL ». En faisant ce choix, vous conservez votre place dans la file d'attente.



## INFORMATION EN CAS DE RETARD DE LIVRAISON

En cas de retard de livraison, vous êtes avertis par mail et/ou par un appel téléphonique pré-enregistré.



## CONSULTATION DES DATES DE DISPONIBILITÉ D'UN PRODUIT EN RUPTURE

En cas de rupture de produit sur Pharma ML :

- 1 Contactez le service Clients au **03 89 70 24 24** pendant les horaires d'ouverture.
- 2 Sélectionnez le **choix 2**.
- 3 Composez le numéro à **13 chiffres** du produit concerné.
- 4 Un message vocal vous communique alors une date d'expédition du produit (à laquelle il faut ajouter le délai de livraison habituel).
- 5 À la fin du message, vous pouvez consulter un autre produit, être mis en relation avec un conseiller ou raccrocher.



## GAIN DE TEMPS

Plus besoin d'attendre de parler à un conseiller pour avoir les informations.



## NOUS CONTACTER

 **03 89 70 24 24**

 **commandes@sigvaris.com**

# Le service clients COMMANDES

Conformément au règlement européen relatif aux dispositifs médicaux et la future mise en application de l'identification unique, SIGVARIS GROUP intègre désormais les codes à **13 chiffres** pour l'ensemble de ses références produits. Ils devront donc être systématiquement saisis lors des prises de commande.

## DOM TOM

### Ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 (horaires de la métropole)

Ouvert toute l'année sauf les jours fériés,  
le vendredi Saint et le 26 décembre.



NOUVELLE  
CALÉDONIE



POLYNÉSIE



GUADELOUPE



MARTINIQUE



GUYANE



ST PIERRE  
ET MIQUELON



RÉUNION



MAYOTTE



MAURICE



MADAGASCAR

### > POUR COMMANDER SIGVARIS GROUP HUNINGUE



TÉLÉPHONE **03 89 70 24 72**  
Patricia Désormais



FAX **03 72 27 19 21**



E-MAIL **outremer@sigvaris.com**

### > TOM ET AUTRES

POLYNÉSIE FRANÇAISE  
valerieamiot@yahoo.fr / outremer@sigvaris.com

NOUVELLE CALÉDONIE  
c.gautier@pharmagence.nc / outremer@sigvaris.com

MAYOTTE, MAURICE, MADAGASCAR,  
ST PIERRE ET MIQUELON  
outremer@sigvaris.com

### > DOM

PÉRIÉ MÉDICAL MARTINIQUE  
Erika Unn-Toc  
06 96 44 33 57 / eunntoc@pmbsa.fr

PÉRIÉ MÉDICAL GUYANE  
Marie Line Pierre  
06 96 55 41 94 / mlpierre@pmbsa.fr

PÉRIÉ MÉDICAL RÉUNION  
Vincent Fernandez  
06 92 33 36 10 / vfernandez@pmbsa.fr

PÉRIÉ MÉDICAL GUADELOUPE  
Erika Unn-Toc  
06 96 44 33 57 / eunntoc@pmbsa.fr

## TRAITEMENT DES COMMANDES DEPUIS SIGVARIS GROUP HUNINGUE

**DOM TOM** Toute commande de produits standards est traitée dans un délai de 5 jours maximum hors retouches.

Pour les commandes contenant des produits à retoucher, prévoir 48 à 72h supplémentaires (commande de 5 paires max. à retoucher).



## DÉLAIS ET LIVRAISON

**Le délai de livraison moyen est de 15 jours ouvrés après enregistrement de la commande par SIGVARIS GROUP et hors délai de dédouanement local.**

Ce délai de livraison est donné à titre indicatif et sous réserve de disponibilité des articles.

Délai donné à titre indicatif par les différents prestataires :


**Commande < 24 paires** par la poste en colissimo outremer, 7 jours ouvrés.

**Commande > 24 paires** par transport express, 3 jours ouvrés.

## > COÛT DE LIVRAISON

**DOM TOM** Pour toute commande supérieure à 24 paires, prise en charge des frais de transport par SIGVARIS GROUP. Les frais de transport ne comprennent pas les taxes, droits, dédouanement et forfait du transporteur.

CODE CLIENT SIGVARIS GROUP





**LE MEILLEUR MOMENT POUR NOUS APPELER**  
AVANT 10H30 OU APRÈS 16H

## FRANCE MÉTROPOLITAINE

+ Corse, Luxembourg, Andorre

### Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Ouvert toute l'année sauf les jours fériés,  
le vendredi Saint et le 26 décembre.



### > POUR COMMANDER



TÉLÉPHONE **03 89 70 24 24**



FAX **03 89 69 48 49**



E-MAIL **commandes@sigvaris.com**



TÉLÉTRANSMISSION **PHARMA ML**

Pour toute demande, merci de nous contacter  
à l'adresse suivante :

**serviceclients\_fr@sigvaris.com**

### > DÉLAIS ET LIVRAISON



Toute commande de produits standards  
reçue par téléphone, fax ou e-mail avant 12h30,  
est livrée dès le lendemain.

Les commandes égales ou supérieures à  
55 paires sont livrées dans les 3 jours ouvrables.

Les commandes passées le vendredi avant  
12h30 ou 15h30 selon le mode de  
communication, sont livrées le samedi matin.



## TÉLÉTRANSMISSION PHARMA ML

### > AVANT VALIDATION DE VOTRE COMMANDE

consultation de la disponibilité  
des produits possible

### > APRÈS VALIDATION DE VOTRE COMMANDE

information immédiate et systématique  
concernant la disponibilité des produits :

#### DISPONIBLE

le produit est en stock

#### PAS EN STOCK

le produit est en cours de réassort,  
la commande est maintenue

#### NE SE FAIT PLUS

le produit n'est plus commercialisé

#### NON AUTORISÉ

le produit ne fait pas partie de notre  
catalogue

---

Toute commande télétransmise  
avant 15h30 est livrée le lendemain.

---

CODE CLIENT SIGVARIS GROUP





# Bien dispenser pour une meilleure observance

- Dispenser en 6 étapes **P.16**
- Nouveaux Packagings **P.17**
- Aide aux choix Femme **P.18**
- Aide aux choix Homme **P.19**
- Prise de mesures **P.20**
- Taillage femme **P.21**
- Taillage homme **P.24**



- Prendre les mesures de 100% de vos patients
- Déterminer la taille adaptée à la morphologie de chaque patient
- Conseiller la solution la plus appropriée en fonction de chaque situation de vie
- Conseiller et accompagner vos patients sur la bonne utilisation du produit de compression médicale

# Bien dispenser pour une meilleure observance

Votre rôle est essentiel afin d'optimiser l'efficacité et l'observance du traitement.

Il consiste à :

- **Prendre les mesures de 100 % de vos patients,**
- **Déterminer la taille adaptée** à la morphologie de chaque patient,
- **Conseiller** la solution la plus appropriée
- **Informers vos patients** sur la bonne utilisation du produit de compression médicale (techniques d'enfilage, entretien, renouvellement).



## BIEN DISPENSER EN SIX ÉTAPES

# 1

### ACCUEILLIR LE PATIENT ET VÉRIFIER SON ORDONNANCE

Rappelez-lui l'intérêt de la compression : un soulagement immédiat et durable. Interrogez-le sur son historique :

- Prescription de 1<sup>er</sup> intention ?
- Renouvellement ?

Identifiez le niveau de compression (classes I à IV) et le modèle (si précisé).

# 2

### PRENDRE LES MESURES DE 100 % DE VOS PATIENTS

Mesurez les 2 jambes, le matin de préférence (ou après décubitus). La prise de mesures est déterminante car elle conditionne l'efficacité et l'observance du traitement.

# 3

### DÉTERMINER LA SOLUTION ADAPTÉE

À partir des mesures du patient et de vos observations, définissez l'offre qui convient entre produits standard, retouche et sur mesure.

# 4

### CHOISIR LE PRODUIT ADAPTÉ À CHAQUE SITUATION DE VIE

Questionnez le patient sur ses besoins (produit confortable & facile à enfiler, look tendance, produit technique) et ses activités quotidiennes (usages spécifiques, loisirs...). Présentez-lui ensuite les différents modèles pouvant correspondre à ses attentes en vous reportant au poster ou à l'application [my sigvaris](#).

# 5

### FAIRE ESSAYER LE PRODUIT DE COMPRESSION

Montrez la technique d'enfilage au patient et validez sa capacité à enfiler le produit. Demandez-lui de marcher pour évaluer la tolérance du produit.

# 6

### CONSEILLER ET ACCOMPAGNER LE PATIENT DANS LE TRAITEMENT

Informez-le sur l'utilisation du traitement : port quotidien, entretien (lavage à la main ou en machine à 30° C), garantie du produit (6 mois) et remboursement (participation de la mutuelle pour le reste à charge). Rappelez-lui les principaux conseils d'hygiène de vie complémentaires.

# Nouveaux packagings

Version  
**FEMME**

AVANTAGES PRODUIT    TABLEAU DE TAILLAGE    GUIDE D'ENTRETIEN

MADE IN FRANCE

NOUVEAU LOGO : MARQUE PRODUIT

MISE EN SITUATION RÉELLE DU PRODUIT

NOUVEAU NOM PRODUIT

MODÈLE

ANCIEN NOM PRODUIT

SERVICE CONSOMMATEURS

SITE INTERNET

**Essentiel SEMI-TRANSPARENT**

Ces chaussettes semi-transparentes vous apportent un grand confort\* et une résistance au quotidien, quelle que soit la saison.

Chaussettes	Taille <sup>1</sup>	Cheville <sup>2</sup>	Standard		Mollet <sup>3</sup>		Mollet <sup>3</sup>	
			XS	S	M	L	XL	XXL
	17 - 19	27 - 35	27 - 35	27 - 35	27 - 35	27 - 35	27 - 35	27 - 35
	19 - 22	30 - 38	30 - 38	30 - 38	30 - 38	30 - 38	30 - 38	30 - 38
	22 - 24	33 - 41	33 - 41	33 - 41	33 - 41	33 - 41	33 - 41	33 - 41
	24 - 26	37 - 45	37 - 45	37 - 45	37 - 45	37 - 45	37 - 45	37 - 45
	26 - 29	40 - 48	40 - 48	40 - 48	40 - 48	40 - 48	40 - 48	40 - 48
	29 - 32	43 - 51	43 - 51	43 - 51	43 - 51	43 - 51	43 - 51	43 - 51

Hauteur<sup>4</sup> 1/2 Jambes : 5 40 / Long : 2 40

Poitrine : 36/40 / Taille à enfiler<sup>5</sup> : 37/41

Guide d'entretien : Pour prolonger la vie de vos produits, utilisez un filet de lavage. 1) Lavez en machine, programme délicat à 30° C. 2) Ne Utilisez pas d'assouplissant. 3) Séchez loin de toute source de chaleur.

Version  
**HOMME**

sigvaris MEN

FABRICATION 100% FRANÇAISE

**Active LOISIRS**

CHAUSSETTES DE COMPRESSION MÉDICALE MEDICAL COMPRESSION SOCKS

BAMBOU

sigvaris MEN

Active LOISIRS

Grâce à ces chaussettes à base de bambou, confort assuré pendant toutes vos activités. Technique de tricotage brevetée.

Chaussettes	Taille <sup>1</sup>	Cheville <sup>2</sup>	Standard		Mollet <sup>3</sup>		Mollet <sup>3</sup>	
			XS	S	M	L	XL	XXL
	19 - 22	27 - 35	27 - 35	27 - 35	27 - 35	27 - 35	27 - 35	27 - 35
	22 - 24	30 - 38	30 - 38	30 - 38	30 - 38	30 - 38	30 - 38	30 - 38
	24 - 26	33 - 41	33 - 41	33 - 41	33 - 41	33 - 41	33 - 41	33 - 41
	26 - 29	37 - 45	37 - 45	37 - 45	37 - 45	37 - 45	37 - 45	37 - 45
	29 - 32	40 - 48	40 - 48	40 - 48	40 - 48	40 - 48	40 - 48	40 - 48


Hauteur<sup>4</sup> 1/2 Jambes : 5 40 / Long : 2 40

Poitrine : 36/40 / Taille à enfiler<sup>5</sup> : 37/41

Guide d'entretien : Pour prolonger la vie de vos produits, utilisez un filet de lavage. 1) Lavez en machine, programme délicat à 30° C. 2) Ne Utilisez pas d'assouplissant. 3) Séchez loin de toute source de chaleur.

# my sigvaris

Aide à la délivrance  
**FEMME**



Téléchargez notre application gratuite :

**my sigvaris**






# my sigvaris

## Aide à la délivrance

### HOMME



### DES SOLUTIONS ADAPTÉES À TOUTES LES SITUATIONS DE VIE

#### Essentiel


Confortable et facile à porter au quotidien

#### Styles

Look tendance

#### Active

Technique et multi-activités



Découvrez tous nos produits et retrouvez plus d'informations sur notre site [www.sigvaris.com](http://www.sigvaris.com)

Retrouvez-nous aussi sur



# Prise de mesures : mode d'emploi

**!**  
Le tour de cheville  
est déterminant  
pour la compression



Une prise de mesures précise et individuelle, pratiquée par un professionnel de santé est indispensable pour garantir un niveau de compression adapté et une efficacité optimale

## Hauteur ½ jambe



## Hauteur jambe



## Trucs et astuces

- Prendre les mesures de préférence le matin.
- Mesurer les circonférences des deux jambes.
- Mesurer sur la peau (et non par-dessus les vêtements), en position debout et sans chaussures.
- Mesurer la hauteur à l'intérieur de la jambe à partir du sol.
- Reprendre les mesures à chaque renouvellement de prescription.



# Taillage Femme



## Bas auto-fixants

Essentiel Styles

CHEVILLE EN CM								
32			53	Retouche	62	SEMI-TRANSPARENT	75	Morpho + 85
XXL			53	Retouche	62	TRANSPARENT OPAQUE	75	Morpho + 85
	48	Retouche	57		EXPERT		74	
29			46	Morpho -	56	SEMI-TRANSPARENT	69	Morpho + 79
XL			46	Morpho -	56	TRANSPARENT OPAQUE	69	Morpho + 79
	46	Retouche	54		MOTIFS Résilles / Losanges	68		
	46	Retouche	54		EXPERT		71	
	46	Retouche	54		COTON	60		
26			44	Morpho -	54	SEMI-TRANSPARENT	67	Morpho + 77
L			44	Morpho -	54	TRANSPARENT OPAQUE	67	Morpho + 77
	44	Retouche	51		MOTIFS Résilles / Losanges	65		
	44	Retouche	51		EXPERT		68	
	44	Retouche	51		COTON	57		
24			39	Morpho -	49	SEMI-TRANSPARENT	62	Morpho + 72
M			39	Morpho -	49	TRANSPARENT OPAQUE	62	Morpho + 72
	42	Retouche	48		MOTIFS Résilles / Losanges	61		
	42	Retouche	48		EXPERT		65	
	42	Retouche	48		COTON	54		
22			35	Morpho -	45	SEMI-TRANSPARENT	58	Morpho + 68
S			35	Morpho -	45	TRANSPARENT OPAQUE	58	Morpho + 68
	40	Retouche	45		MOTIFS Résilles / Losanges	58		
	40	Retouche	45		EXPERT		62	
	40	Retouche	45		COTON	51		
19			40	Retouche	42	SEMI-TRANSPARENT	55	
XS			40	Retouche	42	TRANSPARENT OPAQUE	55	
	37	Retouche	42		EXPERT		59	
17								


CUISSE EN CM

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85



# Collant

Essentiel Styles Active



“

Ma patiente a un tour de cheville de 23 cm et un tour de cuisse de 64 cm. Je peux donc lui proposer les gammes Essentiel SEMI-TRANSPARENT, Styles OPAQUE, TRANSPARENT en Morpho+.


”





# Bas auto-fixants

Essentiel Styles Active



“ Mon patient a un tour de cheville de 23 cm et un mollet de 34 cm. Je peux donc lui proposer les gammes Essentiel MICROFIBRE, Styles COLORS, Styles MOTIFS MARINIÈRE ou Active RÉSISTANT. ”



# Retouches & Sur Mesure

## LES RETOUCHES

- FEMME **P.28**
- HOMME **P.30**

**RÉCEPTION DES COMMANDES DE RETOUCHES  
FRANCE MÉTROPOLITAINE, CORSE, LUXEMBOURG,  
ANDORRE**

(jusqu'à 10 articles retouchés) : dans les 2 jours ouvrés,

### RETOUCHES DOM TOM

 Téléphone **03 89 70 24 72**  
Patricia Désormais

 Fax **03 72 27 19 21**

 e-mail **outremer@sigvaris.com**

**RÉCEPTION DES COMMANDES DE RETOUCHES**

(jusqu'à 10 articles retouchés) :

DOM : sous 6 à 8 jours. TOM : 7 à 9 jours

## LE SUR MESURE CIRCULAIRE

- SANS COUTURE **P.32**

### COMMANDES DE SUR MESURE

Passez commande immédiatement  
(sous réserve de prise de mesures complète)  
ou recevez dans les **2 jours ouvrés**  
une offre de prix personnalisée.

*Le prix et la base de remboursement sont calculés  
en fonction de l'ensemble des mesures du patient.*

## Pour un conseil ou passer commande :

**RETOUCHES & SUR MESURE FRANCE MÉTROPOLITAINE + Corse, Luxembourg, Andorre**



Téléphone

**03 89 70 24 24**  
(Retouches : choix 1)  
(Sur Mesure : choix 3)



e-mail Retouches

**commandes@sigvaris.com**

e-mail Sur Mesure

**surmesures@sigvaris.com**



Fax Retouches

**03 89 69 48 49**

Fax Sur Mesure

**03 89 89 75 12**

# Tableau de retouches

F E M M E

## ARTICLES RETOUCHÉS NI REPRIS, NI ÉCHANGÉS

Réduction possible  
jusqu'à un tour de  
cuisse minimum :  
(sauf morpho ☺  
et morpho ☹)

<b>XS</b>	<b>37 cm*</b>
<b>S</b>	<b>40 cm*</b>
<b>M</b>	<b>42 cm*</b>
<b>L</b>	<b>44 cm*</b>
<b>XL</b>	<b>46 cm*</b>
<b>XXL</b>	<b>48 cm*</b>

\* sauf Styles TRANSPARENT, Styles OPAQUE  
et Essentiel SEMI-TRANSPARENT  
XS = 40cm / S = 42cm / M = 45cm  
L = 48cm / XL = 49cm / XXL = 55cm

	MANCHON		PIEDS			CHAUSSETTES
			GRATUIT 		EXCLUSIVITÉ 	
<b>Essentiel</b> SEMI-TRANSPARENT	classe 1		■	■	■	■
Pas de retouche pied ouvert sur les chaussettes et bas auto-fixants Naturel, Dune, Épice, Cannelle, Noir Classe 2 et Dune Classe 3 en taille standard**	classe 2		■	■	■	■
	classe 3		■	■	■	■
<b>Styles</b> TRANSPARENT	classe 2		■		■	■
OPAQUE	classe 2		■		■	■
MOTIFS Losanges, Résilles	classe 2					
<b>Active</b> CONFORT FRAÎCHEUR	classe 2		■			■
CONFORT CHALEUR	classe 2					■
LOISIRS	classe 2					■
<b>Maternité</b> OPAQUE	classe 2		■		■	
TRANSPARENT	classe 2		■		■	
COTON	classe 2		■	■	■	■
EXPERT	classe 3		■	■	■	■
ADVANCE	classe 2/3	■				
AT2	classe 2					

\*\* modèles disponibles en Pied Ouvert de série.



# Tableau de retouches

H O M M E

## ARTICLES RETOUCHÉS NI REPRIS, NI ÉCHANGÉS

Réduction possible  
jusqu'à un tour de  
cuisse minimum :

<b>S</b>	<b>40 cm*</b>
<b>M</b>	<b>42 cm*</b>
<b>L</b>	<b>44 cm*</b>
<b>XL</b>	<b>46 cm*</b>
<b>XXL</b>	<b>48 cm*</b>

\* Réduction possible  
pour Essentiel MICROFIBRE  
S : 42cm / M : 44cm /  
L : 47cm / XL : 49cm / XXL : 49 cm.

### PIEDS

GRATUIT



**Pied ouvert**

Préciser la pointure,  
possibilité d'ajout  
de tubulaire  
(retouche facturée)

EXCLUSIVITÉ



**Pied fermé plus court**

Préciser  
le nombre  
de cm à retirer



**Pied fermé plus long**

Préciser  
la pointure

**INITIAL** classe  
**1**



## Essentiel

**MICROFIBRE** classe  
**2**



Pied ouvert disponible uniquement  
de série sur les chaussettes et  
bas auto-fixants noir et sable en classe 2

**COTON** classe  
**2**

DISPONIBLE EN SÉRIE  
UNIQUEMENT



**COTON** classe  
**3**

SAUF AJOUT TUBULAIRE



## Active

**CONFORT  
FRAÎCHEUR** classe  
**2**



**LOISIRS** classe  
**2**

Pas de retouche pied ouvert  
sur les chaussettes et bas auto-fixants\*\*  
sauf pour la taille XXL

**EXPERT** classe  
**2**

UNIQUEMENT EN XXL



**AT2** classe  
**2**

\*\* Modèles disponibles en Pied Ouvert de série.

CHAUSSETTES	BAS AUTO-FIXANTS			
<p>EXCLUSIVITÉ</p>  <p><b>Raccourcir la hauteur</b></p> <p>Préciser le nombre de cm à retirer (diminution jusqu'à 3,5 cm à plat) et la circonférence du mollet</p>	<p>GRATUIT</p>  <p><b>Transformer en bas cuisse</b></p> <p>Tour de cuisse inchangé</p>	 <p><b>Réduire la circonférence de la bande AF <sup>(1)</sup></b></p> <p>Préciser le tour de cuisse</p>	 <p><b>Raccourcir la hauteur</b></p> <p>Préciser le nombre de cm à retirer (diminution jusqu'à 5 cm à plat)</p>	 <p><b>Transformer en bande OXINNOV <sup>(2)</sup></b></p> <p>Préciser le tour de cuisse à l'entrejambe où se positionne le bas</p>
■				
■	■	<p>■</p> <p>SAUF SUR MODÈLES MORPHO </p>	■	<p>■</p> <p>COLORIS NOIR</p>
■	■	■	■	
■	■	■	■	
■				
■				
■	■	■	■	
	■			

(1) auto-fixante (2) Bande silicone grille

# Notre offre Sur Mesure

## SUR MESURE CIRCULAIRE SANS COUTURE

### Femme




#### COLORIS



### DIAPHANE Classe 2


#### CHAUSSETTES

PIED FERMÉ | PIED OUVERT




#### BAS AUTO-FIXANTS

PIED FERMÉ | PIED OUVERT



#### BAS CUISSE

PIED FERMÉ | PIED OUVERT



### Homme




#### COLORIS



### URBAN Classe 2


#### CHAUSSETTES

PIED FERMÉ | PIED OUVERT




#### BAS AUTO-FIXANTS

PIED FERMÉ | PIED OUVERT



#### BAS CUISSE

PIED FERMÉ | PIED OUVERT



2 options pour la bande auto-fixante : SENSINNOV ou à Picots

### Femme

### Homme




#### COLORIS



### COTON Classe 3


#### CHAUSSETTES

PIED FERMÉ | PIED OUVERT




#### BAS AUTO-FIXANTS

PIED FERMÉ | PIED OUVERT



#### BAS CUISSE

PIED FERMÉ | PIED OUVERT



2 options pour la bande auto-fixante : SENSINNOV ou à Picots

► COTON Classe 3 peut être conseillé dans la prise en charge des lymphoedèmes en phase de maintien.

• Pensez aux dimensions Mini et Maxi pour les chaussettes et bas auto-fixants (cf. page 35)

# Pour passer commande :

Délai de livraison rapide :  
**6 jours ouvrés** maximum

1

Contactez le **Service Clientèle Sur Mesure**,  
une conseillère spécialisée est à votre écoute.



TÉLÉPHONE

**03 89 70 24 24** (CHOIX 3)



FAX

**03 89 89 75 12**



E-MAIL

**surmesures@sigvaris.com**

2

**Passez commande immédiatement  
par téléphone**

(sous réserve de prise de mesures complète)  
ou recevez **dans les 2 jours ouvrés**  
une offre de prix personnalisée.


3

Retournez-nous votre accord sur l'offre de prix  
(tampon + signature).

Le prix et la base de remboursement sont calculés  
en fonction de l'ensemble des mesures du patient.

- Retrouvez notre mode d'emploi pour  
la prise de mesures des produits sur mesure P. 34/35.

## Circonférences



au niveau de la taille.

cT

**DERRIÈRE :**  
entre le pli fessier  
et la taille.

lKT

autour de la hanche.

cH

environ 5 cm en-dessous  
de l'entrejambe.

cG

à mi-cuisse (à mi-hauteur  
entre la rotule et l'entrejambe).

cF

au milieu du genou.  
Il doit être légèrement fléchi.

cE

à la tête du péroné ou 2 doigts  
en-dessous du genou.

cD

à l'endroit le plus large du mollet.

cC

là où commence le mollet /  
en haut du tendon d'Achille.

cB<sup>1</sup>

3 cm au-dessus de la malléole.  
**Important : le tour cB est déterminant  
pour la compression.**

cB

entre le talon et le cou de pied.  
Pied en flexion dorsale maximale.  
**Risque de plis si la mesure n'est pas  
faite correctement.**

cY

sur la tête métatarsienne  
(en cas d'hallux valgus, prendre  
la mesure au-dessus de l'hallux valgus).

cA



## Hauteurs

# Les prises de mesures pour le Sur Mesure

- **lT** du sol jusqu'au point **cT**.
- **lKT** **DEVANT :** entre l'entrejambe et la taille.
- **lH** du sol jusqu'au point **cH**.
- **lG** du sol à 5 cm en-dessous de l'entrejambe.
- **lF** du sol jusqu'au point **cF**.
- **lE** du sol jusqu'au point **cE**.
- **lD** du sol jusqu'au point **cD**.
- **lC** du sol jusqu'au point **cC**.
- **lB<sup>1</sup>** du sol jusqu'au point **cB<sup>1</sup>**.
- **lB** du sol jusqu'au point **cB**.
- **lZ** (orteils fermés) = entre la pointe des orteils et le talon.
- **lA** (orteils ouverts) = entre la tête métatarsienne et le talon.

Pour les produits circulaire sans couture

classe **2** **DIAPHANE**

classe **2** **URBAN**

classe **3** **COTON**

**Mini / Maxi**  
**pour modèles circulaires sans couture**

**cG** 37 / 100 cm

**cF** 34 / 100 cm

**cE** 28 / 77 cm

**cD** 21 / 59 cm

**cC** 18 / 60 cm

**cB<sup>1</sup>** 18 / 56 cm

**cB** 15 / 39 cm

**cY** 17 / 52 cm

**cA** 15 / 39 cm

# Fiche de prise de mesures Sigvaris

## CHAUSSETTES SUR MESURE


Demande de devis  Commande (mise en fabrication)

N° CLIENT .....  
 NOM CLIENT .....  
 N° TÉL .....  
 N° FAX .....  
 E-MAIL .....

DATE .....  
 NOM PATIENT .....  
 FEMME  HOMME  ENFANT  
 AGE .....  
 POIDS .....  
 TAILLE .....

1<sup>ÈRE</sup> PRESCRIPTION  
 RENOUELEMENT  
 N° RENOUELEMENT .....

QUANTITÉ  
 BAS GAUCHE   
 BAS DROIT   
 PAIRE   
 POINTURE .....  
 PIEDS OUVERTS  
 PIEDS FERMÉS



### SANS COUTURE<sup>(1)</sup>

TEXTURE	DIAPHANE F	URBAN H <sup>(2)</sup>	COTON <sup>(2)</sup> F/H
CLASSE DE COMPRESSION	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
MODELES			
CHAUSSETTES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BAS CUISSÉS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BAS AUTO-FIXANTS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COLORIS			
BEIGE	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
NATUREL	<input type="checkbox"/>		
DUNE	<input type="checkbox"/>		
BRUME	<input type="checkbox"/>		
NOIR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHROME	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CANNELLE	<input type="checkbox"/>		

<sup>(1)</sup> Mini / Maxi pour modèles sans couture

cG 37 / 100 cm  
 cF 34 / 100 cm  
 cE 28 / 77 cm  
 cD 21 / 59 cm  
 cC 18 / 60 cm  
 cB¹ 18 / 56 cm  
 cB 15 / 39 cm  
 cY 17 / 52 cm  
 cA 15 / 39 cm

Produits remboursés par la Sécurité Sociale à 60% du tarif de la Sécurité Sociale

Toute demande incomplète ne pourra être traitée, la prise de mesure doit être dûment complétée par un professionnel de santé. Les produits réalisés sur mesure ne seront pas repris, nous déclinons toute responsabilité pour un produit réalisé à partir de mesures incorrectes. La fabrication de l'article sera réalisée à réception de notre offre acceptée par vous-même. (cachet de votre établissement + mention "bon pour accord" + signature).

<sup>(2)</sup> 2 options pour la bande auto-fixante  SENSINNO  Picots

# Fiche de prise de mesures Sigvaris

## BAS SUR MESURE

 Demande de devis

 Commande (mise en fabrication)

N° CLIENT .....

DATE .....

NOM CLIENT .....

NOM PATIENT .....

N° TÉL .....

 FEMME  HOMME  ENFANT

N° FAX .....

AGE .....

E-MAIL .....

POIDS .....

TAILLE .....

 1<sup>ÈRE</sup> PRESCRIPTION

 RENOUELEMENT

N° RENOUELEMENT .....

### QUANTITÉ


 BAS GAUCHE 

 BAS DROIT 

 PAIRE 

POINTURE .....

 PIEDS OUVERTS

 PIEDS FERMÉS


### SANS COUTURE<sup>(1)</sup>

	DIAPHANE F	URBAN H <sup>(2)</sup>	COTON <sup>(2)</sup> F/H
<b>TEXTURE</b>			
CLASSE DE COMPRESSION	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>MODÈLES</b>			
CHAUSSETTES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BAS CUISSES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BAS AUTO-FIXANTS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>COLORIS</b>			
BEIGE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NATUREL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DUNE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BRUME	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NOIR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHROME	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CANNELLE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<sup>(1)</sup> Mini / Maxi pour modèles sans couture

cG 37 / 100 cm

cF 34 / 100 cm

cE 28 / 77 cm

cD 21 / 59 cm

cC 18 / 60 cm

cB<sup>1</sup> 18 / 56 cm

cB 15 / 39 cm

cY 17 / 52 cm

cA 15 / 39 cm

Produits remboursés par la Sécurité Sociale à 60% du tarif de la Sécurité Sociale

Toute demande incomplète ne pourra être traitée, la prise de mesure doit être dûment complétée par un professionnel de santé. Les produits réalisés sur mesure ne seront pas repris, nous déclinons toute responsabilité pour un produit réalisé à partir de mesures incorrectes. La fabrication de l'article sera réalisée à réception de notre offre acceptée par vous-même. (cachet de votre établissement + mention "bon pour accord" + signature).

<sup>(2)</sup> 2 options pour la bande auto-fixante  SENSINNOV  Picots

# Fiche de prise de mesures Sigvaris

## MANCHON SUR MESURE

Demande de devis  Commande (mise en fabrication)

N° CLIENT .....

DATE .....

NOM CLIENT .....

NOM PATIENT .....

N° TÉL .....

FEMME  HOMME  ENFANT

N° FAX .....

AGE .....

E-MAIL .....

POIDS .....

TAILLE .....

1<sup>ÈRE</sup> PRESCRIPTION

CLASSE DE COMPRESSION

BRAS GAUCHE

RENOUVELLEMENT

2  3

BRAS DROIT

N° RENOUVELLEMENT .....

### LONGUEURS BRAS GAUCHE (du patient)

### CIRCONFÉRENCES BRAS GAUCHE (du patient)

### LONGUEURS BRAS DROIT (du patient)

### CIRCONFÉRENCES BRAS DROIT (du patient)

LONGUEURS INTÉRIEURES

A à B

B à C

C à D

D à E

E à F

LONGUEUR EXTÉRIEURE

f à g

a  
TOUR DU POIGNET


b  
TOUR MI AVANT-BRAS

c  
TOUR AVANT-BRAS

d  
TOUR DE COUDE

e  
TOUR MI-BRAS

f  
TOUR DU BRAS



LONGUEURS INTÉRIEURES

A à B

B à C

C à D

D à E

E à F

LONGUEUR EXTÉRIEURE

f à g

a  
TOUR DU POIGNET

b  
TOUR MI AVANT-BRAS

c  
TOUR AVANT-BRAS

d  
TOUR DE COUDE

e  
TOUR MI-BRAS

f  
TOUR DU BRAS

### MANCHON

avec patte d'épaule  avec auto-fixant  
 sans patte d'épaule  avec sangle de fixation

• Couture arrière de 1,5 cm  
 Texture en gomme naturelle et polyamide  
 Coloris Beige 17

### Produits remboursés par la Sécurité Sociale à 60% du tarif de la Sécurité Sociale

SIGVARIS propose la texture gomme naturelle et polyamide en coloris beige 17. Toute demande incomplète ne pourra être traitée, la prise de mesure doit être dûment complétée par un professionnel de santé. Les produits réalisés sur mesure ne seront pas repris, nous déclinons toute responsabilité pour un produit réalisé à partir de mesures incorrectes. La fabrication de l'article sera réalisée à réception de notre offre acceptée par vous-même. (cachet de votre établissement + mention "bon pour accord" + signature).







10 à 15 mmHg  
13 à 20 hPa

# Femme

## Essentiel

**SEMI-TRANSPARENT P. 42**

(DIAPHANE)

Nouveaux noms, nouveaux packagings mais les produits restent les mêmes.



Retrouvez aussi  
toute la gamme sur :  
[www.sigvaris.com](http://www.sigvaris.com)

ou sur l'appli gratuite :  
**my sigvaris**



### INDICATIONS

10 à 15 mmHg (13 à 20 hPa)

Bas de compression médicale  
entre 10 et 15 mmHg  
(entre 13 et 20 hPa, classe 1)


- Troubles fonctionnels et douleurs de l'insuffisance veineuse, liés à la station debout prolongée.
- Mauvaise acceptabilité du patient au port d'un bas de classe 2.
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures.

### CONTRE-INDICATIONS

Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6, microangiopathie diabétique évoluée pour les bas délivrant une pression > 30 mmHg, phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle), thrombose septique, intolérance au produit.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En cas d'AOMI avec un IPS > 0,6 et < 0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risques doit être effectuée. En cas de douleur ou d'inconfort retirez le produit et consultez votre professionnel de santé. Tout incident grave survenu en lien avec le produit devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.



CLASSE  
1

# Essentiel

## SEMI-TRANSPARENT

(DIAPHANE)

Cette gamme semi-transparente apporte un grand confort\* et une résistance au quotidien, quelle que soit la saison.

**Facile à enfiler\*\***

Polyamide microfibre souple et extensible.

**Résistant\*\***

Texture semi-transparente.

**COMPOSITION :**

Polyamide  
Polyamide Microfibre  
Élasthanne

\* Étude Harris Interactive auprès de 35 femmes - Octobre 2018.

\*\* Étude FEELTEST auprès de 30 femmes - Juin 2014.

**SITUATIONS DE VIE**




Bureau



Sorties

**MODÈLES EXISTANTS**

STANDARD



# Essentiel

## SEMI-TRANSPARENT

(DIAPHANE)

## CHAUSSETTES BAS AUTO-FIXANTS COLLANT

FEMME  
CLASSE  
7

### MESURES

Taille		Cheville <b>B</b>	Mollet <b>C</b>	Taille		Cheville <b>B</b>	Mollet <b>C</b>	Cuisse <b>M</b>	Hanches
Chaussettes	S	19 - 22	30 - 38	Bas auto-fixants Collant	S	19 - 22	30 - 38	45 - 58	≤ 100
	M	22 - 24	33 - 41		M	22 - 24	33 - 41	49 - 62	≤ 107
	L	24 - 26	37 - 45		L	24 - 26	37 - 45	54 - 67	≤ 114
	XL	26 - 29	40 - 48		XL	26 - 29	40 - 48	56 - 69	≤ 121

Hauteur (cm)	1/2 jambe <b>A - D</b>	jambe <b>A - C</b>	Pointure
Normal	≤ 40	≤ 75	36/40
Long	≥ 40	≥ 75	37/41

### RETOUCHES POSSIBLES (détails pages 28 et 29)

Pour chaussettes, bas auto-fixants et collant



Transformation pied ouvert



Pied fermé plus court



Pied fermé plus long



Raccourcir la hauteur

Pour bas auto-fixants uniquement



Transformation bas cuisse



Réduction bande auto-fixante



Raccourcir la hauteur

Pour collant uniquement



Raccourcir la hauteur du slip



Bande auto-fixante SENSINNOV®

### CHAUSSETTES

		S	M	L	XL
Dune	NORMAL	3611610045908	3611610045915	3611610045922	3611610045939
	LONG	3611610045946	3611610045953	3611610045960	3611610045977
Noir	NORMAL	3611610045823	3611610045830	3611610045847	3611610045854
	LONG	3611610045861	3611610045878	3611610045885	3611610045892

### BAS AUTO-FIXANTS

		S	M	L	XL
Dune	NORMAL	3611610046066	3611610046073	3611610046080	3611610046097
	LONG	3611610046103	3611610046110	3611610046127	3611610046134
Noir	NORMAL	3611610045984	3611610045991	3611610046004	3611610046011
	LONG	3611610046028	3611610046035	3611610046042	3611610046059

### COLLANT

		S	M	L	XL
Dune	NORMAL	3611610046226	3611610046233	3611610046240	3611610046257
	LONG	3611610046264	3611610046271	3611610046288	3611610046295
Noir	NORMAL	3611610046141	3611610046158	3611610046165	3611610046172
	LONG	3611610046189	3611610046196	3611610046202	3611610046219



Retrouvez aussi  
toute la gamme sur :  
[www.sigvaris.com](http://www.sigvaris.com)

ou sur l'appli gratuite :  
**my sigvaris**  





15 à 20 mmHg  
20 à 27 hPa

# Femme

## Essentiel

**SEMI-TRANSPARENT** P. 48  
(DIAPHANE)

## Maternité

P. 78

## Styles

**TRANSPARENT** P. 54  
(DIVIN ÉCLAT)

**OPAQUE** P. 58  
(OPALIS)

**MOTIFS MARINIÈRE** P. 62

**MOTIFS CROCHETS** P. 64  
(RHYTHMIC)

**MOTIFS RÉSILLES** P. 65  
(AUDACE)

**MOTIFS LOSANGES** P. 66  
(INTRIGUE)

## Active

**CONFORT FRAÎCHEUR** P. 70  
(ORIGIN LIN)

**CONFORT CHALEUR** P. 72  
(SOYANCE)

**LOISIRS** P. 74  
(BAMBOU)

**RÉSISTANT** P. 76

Retrouvez aussi :

- COTON P. 83
- KYLMÄ P. 84

**INDICATIONS**  
15 à 20 mmHg (20 à 27 hPa)

**Bas de compression médicale**  
entre 15,1 et 20 mmHg  
(entre 20,1 et 27 hPa, classe II)

Prévention de la thrombose veineuse dans un contexte chirurgical (en association avec un traitement pharmacologique ou seul en cas de contre-indications) ou médical (hors accident vasculaire cérébral) chez les patients en décubitus prolongé.

- Varices de plus de 3 mm (C2).
- Après chirurgie ou sclérothérapie de varices de plus de 3 mm, pendant 4 à 6 semaines.
- Prévention de la thrombose veineuse pendant la grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois après une césarienne).
- Prévention de la thrombose veineuse en cas d'intervention chirurgicale à risque thromboembolique veineux (la compression est utile en association au traitement anticoagulant, ou seule lorsque ce traitement est contre-indiqué).
- Prévention de la thrombose veineuse dans les situations à risque (infections avec fièvre prolongée, cancers à risque de thrombose, insuffisances cardiaques, antécédents de thrombose veineuse).
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures.

## Nouveaux noms, nouveaux packagings mais les produits restent les mêmes.

### CONTRE-INDICATIONS

Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6, microangiopathie diabétique évoluée pour les bas délivrant une pression > 30 mmHg, phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle), thrombose septique, intolérance au produit.


### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En cas d'AOMI avec un IPS > 0,6 et < 0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risques doit être effectuée. En cas de douleur ou d'inconfort retirez le produit et consultez votre professionnel de santé. Tout incident grave survenu en lien avec le produit devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.



# Essentiel

Femme



“J'aime particulièrement les produits de la gamme Essentiel car ce sont véritablement mes partenaires au quotidien. Ils m'apportent un grand confort en toutes saisons pour me sentir libre de faire ce que je veux.”

Cathy



## Essentiel

Faciles à porter, les “Essentiel” sont les alliés de vos patientes au quotidien. Ils leur apportent un grand confort en toutes saisons.





CLASSE  
**2**  
**Essentiel**  
**SEMI-TRANSPARENT**  
(DIAPHANE)

Cette gamme semi-transparente apporte un grand confort\* et une résistance au quotidien, quelle que soit la saison.

**Grand confort\***

Système de taillage précis qui s'adapte à toutes les morphologies.

**Facile à enfiler\*\***

Polyamide microfibre souple et extensible.

**Résistant\*\***

Texture semi-transparente.

**COMPOSITION :**

Polyamide  
Polyamide Microfibre  
Élasthanne

\* Étude Harris Interactive auprès de 35 femmes - Octobre 2018.

\*\* Étude FEELTEST auprès de 30 femmes - Juin 2014.

**SITUATIONS DE VIE**



Bureau



Sorties



Grossesse

**MODÈLES EXISTANTS**

				
STANDARD	■	■	■	■ COLLANT CONFORT
MORPHO -	■	■		
MORPHO +	■	■	■	
PIED OUVERT DE SÉRIE	■	■		

# Essentiel

## SEMI-TRANSPARENT

(DIAPHANE)

## CHAUSSETTES

FEMME  
CLASSE  
2



### MESURES

Taille	Cheville B	Standard	Morpho -	Morpho +
		Mollet C	Mollet C	Mollet C
XS	17 - 19	27 - 35	-	-
S	19 - 22	30 - 38	22 - 30	38 - 46
M	22 - 24	33 - 41	25 - 33	41 - 49
L	24 - 26	37 - 45	29 - 37	45 - 53
XL	26 - 29	40 - 48	32 - 40	48 - 56
XXL	29 - 32	43 - 51	-	51 - 59

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Pointure
Normal	≤ 40	36/40
Long	≥ 40	37/41

### RETOUCHES POSSIBLES

(détails pages 28 et 29)



Transformation  
pied ouvert



Raccourcir  
la hauteur



Pied fermé  
plus court



Pied fermé  
plus long

### CHAUSSETTES

		XS	S	M	L	XL	XXL
Naturel	NORMAL	3611610046301	3611610046318	3611610046325	3611610046332	3611610046349	3611610046356
	LONG	3611610046363	3611610046370	3611610046387	3611610046394	3611610046400	3611610046417
Dune	NORMAL	3611610046547	3611610046554	3611610046561	3611610046578	3611610046585	3611610046592
	LONG	3611610046608	3611610046615	3611610046622	3611610046639	3611610046646	3611610046653
Épice	NORMAL	3611610046783	3611610046790	3611610046806	3611610046813	3611610046820	3611610046837
	LONG	3611610046844	3611610046851	3611610046868	3611610046875	3611610046882	3611610046899
Cannelle	NORMAL	3611610046660	3611610046667	3611610046684	3611610046691	3611610046707	3611610046714
	LONG	3611610046721	3611610046738	3611610046745	3611610046752	3611610046769	3611610046776
Chocolat	NORMAL	3611610047025	3611610047032	3611610047049	3611610047056	3611610047063	3611610047070
	LONG	3611610047087	3611610047094	3611610047100	3611610047117	3611610047124	3611610047131
Marine	NORMAL	3611610047261	3611610047278	3611610047285	3611610047292	3611610047308	3611610047315
	LONG	3611610047322	3611610047339	3611610047346	3611610047353	3611610047360	3611610047377
Encre	NORMAL	3611610047148	3611610047155	3611610047162	3611610047179	3611610047186	3611610047193
	LONG	3611610047209	3611610047216	3611610047223	3611610047230	3611610047247	3611610047254
Brume	NORMAL	3611610046905	3611610046912	3611610046929	3611610046936	3611610046943	3611610046950
	LONG	3611610046967	3611610046974	3611610046981	3611610046998	3611610047005	3611610047018
Noir	NORMAL	3611610046424	3611610046431	3611610046448	3611610046455	3611610046462	3611610046479
	LONG	3611610046486	3611610046493	3611610046509	3611610046516	3611610046523	3611610046530

### CHAUSSETTES MORPHO -

		XS	S	M	L	XL	XXL
Naturel	NORMAL	-	3611610047988	3611610047995	3611610048008	3611610048015	-
	LONG	-	3611610048022	3611610048039	3611610048046	3611610048053	-
Dune	NORMAL	-	3611610048220	3611610048237	3611610048244	3611610048251	-
	LONG	-	3611610048268	3611610048275	3611610048282	3611610048299	-
Brume	NORMAL	-	3611610048060	3611610048077	3611610048084	3611610048091	-
	LONG	-	3611610048107	3611610048114	3611610048121	3611610048138	-
Noir	NORMAL	-	3611610048145	3611610048152	3611610048169	3611610048176	-
	LONG	-	3611610048183	3611610048190	3611610048206	3611610048213	-

### CHAUSSETTES MORPHO +

		XS	S	M	L	XL	XXL
Naturel	NORMAL	-	3611610048305	3611610048312	3611610048329	3611610048336	3611610048343
	LONG	-	3611610048350	3611610048367	3611610048374	3611610048381	3611610048398
Dune	NORMAL	-	3611610048503	3611610048510	3611610048527	3611610048534	3611610048541
	LONG	-	3611610048558	3611610048565	3611610048572	3611610048589	3611610048596
Épice	NORMAL	-	3611610048602	3611610048619	3611610048626	3611610048633	3611610048640
	LONG	-	3611610048657	3611610048664	3611610048671	3611610048688	3611610048695
Brume	NORMAL	-	3611610048701	3611610048718	3611610048725	3611610048732	3611610048749
	LONG	-	3611610048756	3611610048763	3611610048770	3611610048787	3611610048794
Noir	NORMAL	-	3611610048404	3611610048411	3611610048428	3611610048435	3611610048442
	LONG	-	3611610048459	3611610048466	3611610048473	3611610048480	3611610048497

### CHAUSSETTES PIED OUVERT DE SÉRIE

		XS	S	M	L	XL	XXL
Naturel	NORMAL	3611610047506	3611610047513	3611610047520	3611610047537	3611610047544	3611610047551
	LONG	3611610047568	3611610047575	3611610047582	3611610047599	3611610047605	3611610047612
Dune	NORMAL	3611610047629	3611610047636	3611610047643	3611610047650	3611610047667	3611610047674
	LONG	3611610047681	3611610047698	3611610047704	3611610047711	3611610047728	3611610047735
Épice	NORMAL	3611610047865	3611610047872	3611610047889	3611610047896	3611610047902	3611610047919
	LONG	3611610047926	3611610047933	3611610047940	3611610047957	3611610047964	3611610047971
Cannelle	NORMAL	3611610047742	3611610047759	3611610047766	3611610047773	3611610047780	3611610047797
	LONG	3611610047803	3611610047810	3611610047827	3611610047834	3611610047841	3611610047858
Noir	NORMAL	3611610047384	3611610047391	3611610047407	3611610047414	3611610047421	3611610047438
	LONG	3611610047445	3611610047452	3611610047469	3611610047476	3611610047483	3611610047490

# Essentiel

## SEMI-TRANSPARENT

(DIAPHANE)

### BAS AUTO-FIXANTS



#### MESURES



Bande auto-fixante SENSINNOV®

Taille	Cheville B	Standard		Morpho ⊖		Morpho ⊕	
		Mollet C	Cuisse M	Mollet C	Cuisse M	Mollet C	Cuisse M
XS	17 - 19	27 - 35	42 - 55	-	-	-	-
S	19 - 22	30 - 38	45 - 58	26 - 34	35 - 45	34 - 42	58 - 68
M	22 - 24	33 - 41	49 - 62	29 - 37	39 - 49	37 - 45	62 - 72
L	24 - 26	37 - 45	54 - 67	33 - 41	44 - 54	41 - 49	67 - 77
XL	26 - 29	40 - 48	56 - 69	36 - 44	46 - 56	44 - 52	69 - 79
XXL	29 - 32	43 - 51	62 - 75	-	-	47 - 55	75 - 85

Hauteur (cm)	jambe A - G		Pointure
	Normal	Long	
Normal	≤ 75	≥ 75	36/40
Long			37/41

#### RETOUCHES POSSIBLES (détails pages 28 et 29)



#### BAS AUTO-FIXANTS

		XS	S	M	L	XL	XXL
Naturel	NORMAL	3611610048800	3611610048817	3611610048824	3611610048831	3611610048848	3611610048855
	LONG	3611610048862	3611610048879	3611610048886	3611610048893	3611610048909	3611610048916
Dune	NORMAL	3611610049289	3611610049296	3611610049302	3611610049319	3611610049326	3611610049333
	LONG	3611610049340	3611610049357	3611610049364	3611610049371	3611610049388	3611610049395
Épice	NORMAL	3611610049524	3611610049531	3611610049548	3611610049555	3611610049562	3611610049579
	LONG	3611610049586	3611610049593	3611610049609	3611610049616	3611610049623	3611610049630
Cannelle	NORMAL	3611610049166	3611610049173	3611610049180	3611610049197	3611610049203	3611610049210
	LONG	3611610049227	3611610049234	3611610049241	3611610049258	3611610049265	3611610049272
Chocolat	NORMAL	3611610049401	3611610049418	3611610049425	3611610049432	3611610049449	3611610049456
	LONG	3611610049463	3611610049470	3611610049487	3611610049494	3611610049501	3611610049508
Marine	NORMAL	3611610049043	3611610049050	3611610049067	3611610049074	3611610049081	3611610049098
	LONG	3611610049104	3611610049111	3611610049128	3611610049135	3611610049142	3611610049159
Encre	NORMAL	3611610049760	3611610049777	3611610049784	3611610049791	3611610049807	3611610049814
	LONG	3611610049821	3611610049838	3611610049845	3611610049852	3611610049869	3611610049876
Brume	NORMAL	3611610049647	3611610049654	3611610049661	3611610049668	3611610049684	3611610049691
	LONG	3611610049708	3611610049715	3611610049722	3611610049729	3611610049745	3611610049752
Noir	NORMAL	3611610048923	3611610048930	3611610048947	3611610048954	3611610048961	3611610048978
	LONG	3611610048985	3611610048992	3611610049005	3611610049012	3611610049029	3611610049036

#### BAS AUTO-FIXANTS MORPHO ⊖

		XS	S	M	L	XL	XXL
Naturel	NORMAL	-	3611610050643	3611610050650	3611610050667	3611610050674	-
	LONG	-	3611610050681	3611610050698	3611610050704	3611610050711	-
Dune	NORMAL	-	3611610050568	3611610050575	3611610050582	3611610050599	-
	LONG	-	3611610050605	3611610050612	3611610050629	3611610050636	-
Brume	NORMAL	-	3611610050728	3611610050735	3611610050742	3611610050759	-
	LONG	-	3611610050766	3611610050773	3611610050780	3611610050797	-
Noir	NORMAL	-	3611610050483	3611610050490	3611610050506	3611610050513	-
	LONG	-	3611610050520	3611610050537	3611610050544	3611610050551	-

#### BAS AUTO-FIXANTS MORPHO ⊕

		XS	S	M	L	XL	XXL
Naturel	NORMAL	-	3611610050803	3611610050810	3611610050827	3611610050834	3611610050841
	LONG	-	3611610050858	3611610050865	3611610050872	3611610050889	3611610050896
Dune	NORMAL	-	3611610051008	3611610051015	3611610051022	3611610051039	3611610051046
	LONG	-	3611610051053	3611610051060	3611610051077	3611610051084	3611610051091
Épice	NORMAL	-	3611610051107	3611610051114	3611610051121	3611610051138	3611610051145
	LONG	-	3611610051152	3611610051169	3611610051176	3611610051183	3611610051190
Brume	NORMAL	-	3611610051206	3611610051213	3611610051220	3611610051237	3611610051244
	LONG	-	3611610051251	3611610051268	3611610051275	3611610051282	3611610051299
Noir	NORMAL	-	3611610050902	3611610050919	3611610050926	3611610050933	3611610050940
	LONG	-	3611610050957	3611610050964	3611610050971	3611610050988	3611610050995

#### BAS AUTO-FIXANTS PIED OUVERT DE SÉRIE

		XS	S	M	L	XL	XXL
Naturel	NORMAL	3611610050247	3611610050254	3611610050261	3611610050278	3611610050285	3611610050292
	LONG	3611610050308	3611610050315	3611610050322	3611610050339	3611610050346	3611610050353
Dune	NORMAL	3611610050360	3611610050377	3611610050384	3611610050391	3611610050407	3611610050414
	LONG	3611610050421	3611610050438	3611610050445	3611610050452	3611610050469	3611610050476
Épice	NORMAL	3611610050001	3611610050018	3611610050025	3611610050032	3611610050049	3611610050056
	LONG	3611610050063	3611610050070	3611610050087	3611610050094	3611610050100	3611610050117
Cannelle	NORMAL	3611610049883	3611610049890	3611610049906	3611610049913	3611610049920	3611610049937
	LONG	3611610049944	3611610049951	3611610049968	3611610049975	3611610049982	3611610049999
Noir	NORMAL	3611610050124	3611610050131	3611610050148	3611610050155	3611610050162	3611610050179
	LONG	3611610050186	3611610050193	3611610050209	3611610050216	3611610050223	3611610050230



# Essentiel

## SEMI-TRANSPARENT

(DIAPHANE)

### COLLANT

FEMME CLASSE  
**2**

#### MESURES

Taille	Cheville <b>B</b>	Standard				Morpho <b>+</b>		
		Mollet <b>C</b>	Cuisse <b>M</b>	Hanches	Hanches confort	Mollet <b>C</b>	Cuisse <b>M</b>	Hanches
S	19 - 22	30 - 38	45 - 58	≤ 100	100 - 130	34 - 42	58 - 68	≤ 108
M	22 - 24	33 - 41	49 - 62	≤ 107	107 - 140	37 - 45	62 - 72	≤ 118
L	24 - 26	37 - 45	54 - 67	≤ 114	114 - 150	41 - 49	67 - 77	≤ 128
XL	26 - 29	40 - 48	56 - 69	≤ 121	121 - 150	44 - 52	69 - 79	≤ 138
XXL	29 - 32	43 - 51	62 - 75	≤ 121	-	47 - 55	75 - 85	≤ 138

Hauteur (cm)	jambe <b>A - G</b>	Pointure
Normal	≤ 75	36/40
Long	≥ 75	37/41

#### RETOUCHES POSSIBLES

(détails pages 28 et 29)



#### COLLANT

		S	M	L	XL	XXL
Naturel	NORMAL	3611610051305	3611610051312	3611610051329	3611610051336	3611610051343
	LONG	3611610051350	3611610051367	3611610051374	3611610051381	3611610051398
Dune	NORMAL	3611610051800	3611610051817	3611610051824	3611610051831	3611610051848
	LONG	3611610051855	3611610051862	3611610051879	3611610051886	3611610051893
Épice	NORMAL	3611610052005	3611610052012	3611610052029	3611610052036	3611610052043
	LONG	3611610052050	3611610052067	3611610052074	3611610052081	3611610052098
Cannelle	NORMAL	3611610051701	3611610051718	3611610051725	3611610051732	3611610051749
	LONG	3611610051756	3611610051763	3611610051770	3611610051787	3611610051794
Chocolat	NORMAL	3611610051503	3611610051510	3611610051527	3611610051534	3611610051541
	LONG	3611610051558	3611610051565	3611610051572	3611610051589	3611610051596
Marine	NORMAL	3611610051602	3611610051619	3611610051626	3611610051633	3611610051640
	LONG	3611610051657	3611610051664	3611610051671	3611610051688	3611610051695
Encre	NORMAL	3611610052104	3611610052111	3611610052128	3611610052135	3611610052142
	LONG	3611610052159	3611610052166	3611610052173	3611610052180	3611610052197
Brume	NORMAL	3611610051909	3611610051916	3611610051923	3611610051930	3611610051947
	LONG	3611610051954	3611610051961	3611610051978	3611610051985	3611610051992
Noir	NORMAL	3611610051404	3611610051411	3611610051428	3611610051435	3611610051442
	LONG	3611610051459	3611610051466	3611610051473	3611610051480	3611610051497

#### COLLANT MORPHO **+**

		S	M	L	XL	XXL
Naturel	NORMAL	3611610052302	3611610052319	3611610052326	3611610052333	3611610052340
	LONG	3611610052357	3611610052364	3611610052371	3611610052388	3611610052395
Dune	NORMAL	3611610052401	3611610052418	3611610052425	3611610052432	3611610052449
	LONG	3611610052456	3611610052463	3611610052470	3611610052487	3611610052494
Épice	NORMAL	3611610052500	3611610052517	3611610052524	3611610052531	3611610052548
	LONG	3611610052555	3611610052562	3611610052579	3611610052586	3611610052593
Brume	NORMAL	3611610052609	3611610052616	3611610052623	3611610052630	3611610052647
	LONG	3611610052654	3611610052661	3611610052678	3611610052685	3611610052692
Noir	NORMAL	3611610052203	3611610052210	3611610052227	3611610052234	3611610052241
	LONG	3611610052258	3611610052265	3611610052272	3611610052289	3611610052296

#### COLLANT CONFORT - CULOTTE ÉLARGIE

		S	M	L	XL	XXL
Dune	NORMAL	3611610052784	3611610052791	3611610052807	3611610052814	-
	LONG	3611610052821	3611610052838	3611610052845	3611610052852	-
Encre	NORMAL	3611610052869	3611610052876	3611610052883	3611610052890	-
	LONG	3611610052906	3611610052913	3611610052920	3611610052937	-
Noir	NORMAL	3611610052708	3611610052715	3611610052722	3611610052739	-
	LONG	3611610052746	3611610052753	3611610052760	3611610052777	-


# Styles

Femme




“J’adopte souvent la gamme Styles pour son large choix de chaussettes, de bas et de collants au look tendance. Je peux ainsi les porter au quotidien, dans mon travail, en adaptant mes collants à mon dressing afin de soulager mes jambes tout en assumant ma féminité.”

Éléonore



## Styles

Les “Styles” sont des produits au look tendance adaptés aux tenues de vos patientes, pour qu’elles puissent exprimer leur personnalité !





CLASSE  
**2**  
**Styles**  
**TRANSPARENT**  
*(DIVIN ÉCLAT)*

nude  
effect

**COMPOSITION :**  
Polyamide  
Élasthanne

Cette gamme transparente vous offre une large palette de beiges, idéale pour un effet naturel ou hâlé sur toutes les teintes de peau.

**Légèreté**

Grande finesse de la maille.

**Discretion**

Un maillage discret\*, une palette de coloris beiges spécialement développée pour un effet naturel ou hâlé sur toutes les teintes de peau\*\*.

**Douceur\*\*\***

Une sélection rigoureuse des fibres offrant une agréable douceur au porter.

\* Étude FEELTEST auprès de 29 femmes - Janvier 2016.  
\*\* Étude Certesens auprès de 153 femmes - Octobre 2017.  
\*\*\* Étude Harris Interactive auprès de 33 femmes - Octobre 2018.

**SITUATIONS DE VIE**



Bureau



Sorties



Grossesse

**MODÈLES EXISTANTS**

STANDARD	■	■	■
MORPHO -	■	■	
MORPHO +	■	■	■
PIED OUVERT DE SÉRIE	■	■	■

# Styles TRANSPARENT (DIVIN ÉCLAT) CHAUSSETTES

FEMME CLASSE  
**2**



## MESURES

Taille	Cheville B	Standard	Morpho $\ominus$	Morpho $\oplus$
		Mollet C	Mollet C	Mollet C
XS	17 - 19	27 - 35	-	-
S	19 - 22	30 - 38	22 - 30	38 - 46
M	22 - 24	33 - 41	25 - 33	41 - 49
L	24 - 26	37 - 45	29 - 37	45 - 53
XL	26 - 29	40 - 48	32 - 40	48 - 56
XXL	29 - 32	43 - 51	-	51 - 59

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Pointure
Normal	≤ 40	36/40
Long	≥ 40	37/41

## RETOUCHES POSSIBLES (détails pages 28 et 29)



## CHAUSSETTES

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige 110	NORMAL	3611610041382	3611610041399	3611610041405	3611610041412	3611610041429	3611610041436
	LONG	3611610041443	3611610041450	3611610041467	3611610041474	3611610041481	3611610041498
Beige 120	NORMAL	3611610041504	3611610041511	3611610041528	3611610041535	3611610041542	3611610041559
	LONG	3611610041566	3611610041573	3611610041580	3611610041597	3611610041603	3611610041610
Beige 130	NORMAL	3611610041627	3611610041634	3611610041641	3611610041658	3611610041665	3611610041672
	LONG	3611610041689	3611610041696	3611610041702	3611610041719	3611610041726	3611610041733
Beige 140	NORMAL	3611610041740	3611610041757	3611610041764	3611610041771	3611610041788	3611610041795
	LONG	3611610041801	3611610041818	3611610041825	3611610041832	3611610041849	3611610041856
Beige 150	NORMAL	3611610041863	3611610041870	3611610041887	3611610041894	3611610041900	3611610041917
	LONG	3611610041924	3611610041931	3611610041948	3611610041955	3611610041962	3611610041979
Noir	NORMAL	3611610041986	3611610041993	3611610042006	3611610042013	3611610042020	3611610042037
	LONG	3611610042044	3611610042051	3611610042068	3611610042075	3611610042082	3611610042099

## CHAUSSETTES MORPHO $\ominus$

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige 110	NORMAL	-	3611610042105	3611610042112	3611610042129	3611610042136	-
	LONG	-	3611610042143	3611610042150	3611610042167	3611610042174	-
Beige 120	NORMAL	-	3611610042181	3611610042198	3611610042204	3611610042211	-
	LONG	-	3611610042228	3611610042235	3611610042242	3611610042259	-
Beige 130	NORMAL	-	3611610068099	3611610068082	3611610068075	3611610068068	-
	LONG	-	3611610068051	3611610068044	3611610068037	3611610068020	-
Noir	NORMAL	-	3611610042266	3611610042273	3611610042280	3611610042297	-
	LONG	-	3611610042303	3611610042310	3611610042327	3611610042334	-

## CHAUSSETTES MORPHO $\oplus$

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige 110	NORMAL	-	3611610042341	3611610042358	3611610042365	3611610042372	3611610042389
	LONG	-	3611610042396	3611610042402	3611610042419	3611610042426	3611610042433
Beige 120	NORMAL	-	3611610042440	3611610042457	3611610042464	3611610042471	3611610042488
	LONG	-	3611610042495	3611610042501	3611610042518	3611610042525	3611610042532
Beige 130	NORMAL	-	3611610068471	3611610068464	3611610068457	3611610068440	3611610068433
	LONG	-	3611610068426	3611610068419	3611610068402	3611610068396	3611610068389
Noir	NORMAL	-	3611610042549	3611610042556	3611610042563	3611610042570	3611610042587
	LONG	-	3611610042594	3611610042600	3611610042617	3611610042624	3611610042631

## CHAUSSETTES PIED OUVERT DE SÉRIE

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige 110	NORMAL	3611610042648	3611610042655	3611610042662	3611610042679	3611610042686	3611610042693
	LONG	3611610042709	3611610042716	3611610042723	3611610042730	3611610042747	3611610042754
Beige 120	NORMAL	3611610042761	3611610042778	3611610042785	3611610042792	3611610042808	3611610042815
	LONG	3611610042822	3611610042839	3611610042846	3611610042853	3611610042860	3611610042877
Beige 130	NORMAL	3611610068013	3611610068006	3611610067993	3611610067986	3611610067979	3611610067962
	LONG	3611610067955	3611610067948	3611610067931	3611610067924	3611610067917	3611610067900
Beige 140	NORMAL	3611610042884	3611610042891	3611610042907	3611610042914	3611610042921	3611610042938
	LONG	3611610042945	3611610042952	3611610042969	3611610042976	3611610042983	3611610042990

# Styles TRANSPARENT (DIVIN ÉCLAT) BAS AUTO-FIXANTS



## MESURES



Bande auto-fixante  
SENSINNOV®

Taille	Cheville B	Standard		Morpho $\ominus$		Morpho $\oplus$	
		Mollet C	Cuisse M	Mollet C	Cuisse M	Mollet C	Cuisse M
XS	17 - 19	27 - 35	42 - 55	-	-	-	-
S	19 - 22	30 - 38	45 - 58	26 - 34	35 - 45	34 - 42	58 - 68
M	22 - 24	33 - 41	49 - 62	29 - 37	39 - 49	37 - 45	62 - 72
L	24 - 26	37 - 45	54 - 67	33 - 41	44 - 54	41 - 49	67 - 77
XL	26 - 29	40 - 48	56 - 69	36 - 44	46 - 56	44 - 52	69 - 79
XXL	29 - 32	43 - 51	62 - 75	-	-	47 - 55	75 - 85

Hauteur (cm)	jambe A - G	Pointure
Normal	≤ 75	36/40
Long	≥ 75	37/41

## RETOUCHES POSSIBLES (détails pages 28 et 29)



Transformation pied ouvert

Pied fermé plus long

Transformation bas cuisse

Réduction bande auto-fixante  
sauf modèles  
Morpho Moins et Plus

Raccourcir la hauteur

## BAS AUTO-FIXANTS

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige 110	NORMAL	3611610043003	3611610043010	3611610043027	3611610043034	3611610043041	3611610043058
	LONG	3611610043065	3611610043072	3611610043089	3611610043096	3611610043102	3611610043119
Beige 120	NORMAL	3611610043126	3611610043133	3611610043140	3611610043157	3611610043164	3611610043171
	LONG	3611610043188	3611610043195	3611610043201	3611610043218	3611610043225	3611610043232
Beige 130	NORMAL	3611610043249	3611610043256	3611610043263	3611610043270	3611610043277	3611610043284
	LONG	3611610043300	3611610043317	3611610043324	3611610043331	3611610043338	3611610043345
Beige 140	NORMAL	3611610043362	3611610043379	3611610043386	3611610043393	3611610043400	3611610043416
	LONG	3611610043423	3611610043430	3611610043447	3611610043454	3611610043461	3611610043478
Beige 150	NORMAL	3611610043485	3611610043492	3611610043508	3611610043515	3611610043522	3611610043539
	LONG	3611610043546	3611610043553	3611610043560	3611610043577	3611610043584	3611610043591
Noir	NORMAL	3611610043607	3611610043614	3611610043621	3611610043638	3611610043645	3611610043652
	LONG	3611610043669	3611610043676	3611610043683	3611610043690	3611610043706	3611610043713

## BAS AUTO-FIXANTS MORPHO $\ominus$

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige 110	NORMAL	-	3611610043720	3611610043737	3611610043744	3611610043751	-
	LONG	-	3611610043768	3611610043775	3611610043782	3611610043789	-
Beige 120	NORMAL	-	3611610043805	3611610043812	3611610043829	3611610043836	-
	LONG	-	3611610043843	3611610043850	3611610043867	3611610043874	-
Beige 130	NORMAL	-	3611610068372	3611610068365	3611610068358	3611610068341	-
	LONG	-	3611610068334	3611610068327	3611610068310	3611610068303	-
Noir	NORMAL	-	3611610043881	3611610043898	3611610043904	3611610043911	-
	LONG	-	3611610043928	3611610043935	3611610043942	3611610043959	-

## BAS AUTO-FIXANTS MORPHO $\oplus$

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige 110	NORMAL	-	3611610043966	3611610043973	3611610043980	3611610043997	3611610044004
	LONG	-	3611610044017	3611610044024	3611610044031	3611610044048	3611610044055
Beige 120	NORMAL	-	3611610044062	3611610044079	3611610044086	3611610044093	3611610044109
	LONG	-	3611610044116	3611610044123	3611610044130	3611610044147	3611610044154
Beige 130	NORMAL	-	3611610068297	3611610068280	3611610068273	3611610068266	3611610068259
	LONG	-	3611610068242	3611610068235	3611610068228	3611610068211	3611610068204
Noir	NORMAL	-	3611610044161	3611610044178	3611610044185	3611610044192	3611610044208
	LONG	-	3611610044215	3611610044222	3611610044239	3611610044246	3611610044253

## BAS AUTO-FIXANTS PIED OUVERT DE SÉRIE

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige 110	NORMAL	3611610044260	3611610044277	3611610044284	3611610044291	3611610044307	3611610044314
	LONG	3611610044321	3611610044338	3611610044345	3611610044352	3611610044369	3611610044376
Beige 120	NORMAL	3611610044383	3611610044390	3611610044406	3611610044413	3611610044420	3611610044437
	LONG	3611610044444	3611610044451	3611610044468	3611610044475	3611610044482	3611610044499
Beige 130	NORMAL	3611610067894	3611610067887	3611610067870	3611610067863	3611610067856	3611610067849
	LONG	3611610067832	3611610067825	3611610067818	3611610067801	3611610067795	3611610067788
Beige 140	NORMAL	3611610044505	3611610044512	3611610044529	3611610044536	3611610044543	3611610044550
	LONG	3611610044567	3611610044574	3611610044581	3611610044598	3611610044604	3611610044611



# Styles

## TRANSPARENT

(DIVIN ÉCLAT)

### COLLANT

FEMME CLASSE  
**2**

#### MESURES

Taille	Cheville <b>B</b>	Standard			Morpho <b>+</b>		
		Mollet <b>C</b>	Cuisse <b>M</b>	Hanches	Mollet <b>C</b>	Cuisse <b>M</b>	Hanches
<b>S</b>	19 – 22	30 – 38	45 – 58	≤ 100	34 – 42	58 – 68	≤ 108
<b>M</b>	22 – 24	33 – 41	49 – 62	≤ 107	37 – 45	62 – 72	≤ 118
<b>L</b>	24 – 26	37 – 45	54 – 67	≤ 114	41 – 49	67 – 77	≤ 128
<b>XL</b>	26 – 29	40 – 48	56 – 69	≤ 121	44 – 52	69 – 79	≤ 138
<b>XXL</b>	29 – 32	43 – 51	62 – 75	≤ 121	47 – 55	75 – 85	≤ 138

Hauteur (cm)	jambe <b>A - G</b>	Pointure
<b>Normal</b>	≤ 75	36/40
<b>Long</b>	≥ 75	37/41

#### RETOUCHES POSSIBLES

(détails pages 28 et 29)



Transformation pied ouvert    Pied fermé plus long

#### COLLANT


		S	M	L	XL	XXL
Beige 110	<b>NORMAL</b>	3611610044628	3611610044635	3611610044642	3611610044659	3611610044666
	<b>LONG</b>	3611610044673	3611610044680	3611610044697	3611610044703	3611610044710
Beige 120	<b>NORMAL</b>	3611610044727	3611610044734	3611610044741	3611610044758	3611610044765
	<b>LONG</b>	3611610044772	3611610044789	3611610044796	3611610044802	3611610044819
Beige 130	<b>NORMAL</b>	3611610044826	3611610044833	3611610044840	3611610044857	3611610044864
	<b>LONG</b>	3611610044871	3611610044888	3611610044895	3611610044901	3611610044918
Beige 140	<b>NORMAL</b>	3611610044925	3611610044932	3611610044949	3611610044956	3611610044963
	<b>LONG</b>	3611610044970	3611610044987	3611610044994	3611610045007	3611610045014
Beige 150	<b>NORMAL</b>	3611610045021	3611610045038	3611610045045	3611610045052	3611610045069
	<b>LONG</b>	3611610045076	3611610045083	3611610045090	3611610045106	3611610045113
Noir	<b>NORMAL</b>	3611610045120	3611610045137	3611610045144	3611610045151	3611610045168
	<b>LONG</b>	3611610045175	3611610045182	3611610045199	3611610045205	3611610045212

#### COLLANT MORPHO **+**

		S	M	L	XL	XXL
Beige 110	<b>NORMAL</b>	3611610045229	3611610045236	3611610045243	3611610045250	3611610045267
	<b>LONG</b>	3611610045274	3611610045281	3611610045298	3611610045304	3611610045311
Beige 120	<b>NORMAL</b>	3611610045328	3611610045335	3611610045342	3611610045359	3611610045366
	<b>LONG</b>	3611610045373	3611610045380	3611610045397	3611610045403	3611610045410
Beige 130	<b>NORMAL</b>	3611610068198	3611610068181	3611610068174	3611610068167	3611610068150
	<b>LONG</b>	3611610068143	3611610068136	3611610068129	3611610068112	3611610068105
Noir	<b>NORMAL</b>	3611610045427	3611610045434	3611610045441	3611610045458	3611610045465
	<b>LONG</b>	3611610045472	3611610045489	3611610045496	3611610045502	3611610045519

#### COLLANT PIED OUVERT DE SÉRIE

		S	M	L	XL	XXL
Beige 110	<b>NORMAL</b>	3611610045526	3611610045533	3611610045540	3611610045557	3611610045564
	<b>LONG</b>	3611610045571	3611610045588	3611610045595	3611610045601	3611610045618
Beige 120	<b>NORMAL</b>	3611610045625	3611610045632	3611610045649	3611610045656	3611610045663
	<b>LONG</b>	3611610045670	3611610045687	3611610045694	3611610045700	3611610045717
Beige 130	<b>NORMAL</b>	3611610067771	3611610067764	3611610067757	3611610067740	3611610067733
	<b>LONG</b>	3611610067726	3611610067719	3611610067702	3611610067696	3611610067689
Beige 140	<b>NORMAL</b>	3611610045724	3611610045731	3611610045748	3611610045755	3611610045762
	<b>LONG</b>	3611610045779	3611610045786	3611610045793	3611610045809	3611610045816



CLASSE  
**2**  
Styles  
**OPAQUE**  
(OPALIS)

Cette gamme totalement couvrante et agréable à porter, enveloppe les jambes tout en douceur et galbe la silhouette.

**Ultra opaque\***

Maillage totalement couvrant.

**Agréable à porter\***

Texture particulièrement souple qui garantit un confort optimum quelle que soit la morphologie.

**Douceur\***

Utilisation d'une nouvelle génération de microfibre.

**COMPOSITION :**

Polyamide  
Polyamide Microfibre  
Élasthanne

\* Étude Harris Interactive auprès de 29 femmes - Octobre 2018.

**SITUATIONS DE VIE**



Bureau



Sorties



Grossesse

**MODÈLES EXISTANTS**

			
STANDARD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MORPHO 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MORPHO 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# Styles OPAQUE (OPALIS) CHAUSSETTES

FEMME CLASSE  
**2**



## MESURES

Taille	Cheville B	Standard Mollet C	Morpho - Mollet C	Morpho + Mollet C
XS	17 - 19	27 - 35	-	-
S	19 - 22	30 - 38	22 - 30	38 - 46
M	22 - 24	33 - 41	25 - 33	41 - 49
L	24 - 26	37 - 45	29 - 37	45 - 53
XL	26 - 29	40 - 48	32 - 40	48 - 56
XXL	29 - 32	43 - 51	-	51 - 59

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Pointure
Normal	≤ 40	36/40
Long	≥ 40	37/41

RETOUCHES POSSIBLES (détails pages 28 et 29)



Transformation  
pied ouvert



Pied fermé  
plus long



Raccourcir  
la hauteur

## CHAUSSETTES

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige Rosé	NORMAL	3611610039860	3611610039877	3611610039884	3611610039891	3611610039907	3611610039914
	LONG	3611610039921	3611610039938	3611610039945	3611610039952	3611610039969	3611610039976
Bleu Marine	NORMAL	3611610039983	3611610039990	3611610040002	3611610040019	3611610040026	3611610040033
	LONG	3611610040040	3611610040057	3611610040064	3611610040071	3611610040088	3611610040095
Noir	NORMAL	3611610039747	3611610039754	3611610039761	3611610039778	3611610039785	3611610039792
	LONG	3611610039808	3611610039815	3611610039822	3611610039839	3611610039846	3611610039853

## CHAUSSETTES MORPHO -

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige Rosé	NORMAL	-	3611610040187	3611610040194	3611610040200	3611610040217	-
	LONG	-	3611610040224	3611610040231	3611610040248	3611610040255	-
Noir	NORMAL	-	3611610040101	3611610040118	3611610040125	3611610040132	-
	LONG	-	3611610040149	3611610040156	3611610040163	3611610040170	-

## CHAUSSETTES MORPHO +

		XS	S	M	L	XL	XXL
Noir	NORMAL	-	3611610040262	3611610040279	3611610040286	3611610040293	3611610040309
	LONG	-	3611610040316	3611610040323	3611610040330	3611610040347	3611610040354

#### MESURES



Bande auto-fixante  
SENSINNOV®

Taille	Cheville B	Standard		Morpho $\ominus$		Morpho $\oplus$	
		Mollet C	Cuisse M	Mollet C	Cuisse M	Mollet C	Cuisse M
XS	17 - 19	27 - 35	42 - 55	-	-	-	-
S	19 - 22	30 - 38	45 - 58	26 - 34	35 - 45	34 - 42	58 - 68
M	22 - 24	33 - 41	49 - 62	29 - 37	39 - 49	37 - 45	62 - 72
L	24 - 26	37 - 45	54 - 67	33 - 41	44 - 54	41 - 49	67 - 77
XL	26 - 29	40 - 48	56 - 69	36 - 44	46 - 56	44 - 52	69 - 79
XXL	29 - 32	43 - 51	62 - 75	-	-	47 - 55	75 - 85

Hauteur (cm)	jambe A - G	Pointure
Normal	≤ 75	36/40
Long	≥ 75	37/41

#### RETOUCHES POSSIBLES (détails pages 28 et 29)



#### BAS AUTO-FIXANTS

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige Rosé	NORMAL	3611610040484	3611610040491	3611610040507	3611610040514	3611610040521	3611610040538
	LONG	3611610040545	3611610040552	3611610040569	3611610040576	3611610040583	3611610040590
Bleu Marine	NORMAL	3611610040606	3611610040613	3611610040620	3611610040637	3611610040644	3611610040651
	LONG	3611610040668	3611610040675	3611610040682	3611610040699	3611610040705	3611610040712
Noir	NORMAL	3611610040361	3611610040378	3611610040385	3611610040392	3611610040408	3611610040415
	LONG	3611610040422	3611610040439	3611610040446	3611610040453	3611610040460	3611610040477

#### BAS AUTO-FIXANTS MORPHO $\ominus$

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige Rosé	NORMAL	-	3611610040804	3611610040811	3611610040828	3611610040835	-
	LONG	-	3611610040842	3611610040859	3611610040866	3611610040873	-
Noir	NORMAL	-	3611610040729	3611610040736	3611610040743	3611610040750	-
	LONG	-	3611610040767	3611610040774	3611610040781	3611610040798	-

#### BAS AUTO-FIXANTS MORPHO $\oplus$

		XS	S	M	L	XL	XXL
Noir	NORMAL	-	3611610040880	3611610040897	3611610040903	3611610040910	3611610040927
	LONG	-	3611610040934	3611610040941	3611610040958	3611610040965	3611610040972

# Styles

## OPAQUE

(OPALIS)

### COLLANT

FEMME CLASSE  
2

#### MESURES

Taille	Cheville <b>B</b>	Standard			Morpho <b>+</b>		
		Mollet <b>C</b>	Cuisse <b>M</b>	Hanches	Mollet <b>C</b>	Cuisse <b>M</b>	Hanches
S	19 - 22	30 - 38	45 - 58	≤ 100	34 - 42	58 - 68	≤ 108
M	22 - 24	33 - 41	49 - 62	≤ 107	37 - 45	62 - 72	≤ 118
L	24 - 26	37 - 45	54 - 67	≤ 114	41 - 49	67 - 77	≤ 128
XL	26 - 29	40 - 48	56 - 69	≤ 121	44 - 52	69 - 79	≤ 138
XXL	29 - 32	43 - 51	62 - 75	≤ 121	47 - 55	75 - 85	≤ 138

Hauteur (cm)	jambe <b>A - G</b>	Pointure
Normal	≤ 75	36/40
Long	≥ 75	37/41

#### RETOUCHES POSSIBLES

(détails pages 28 et 29)



Transformation pied ouvert

Pied fermé plus long

Transformer en modèle homme  
Coloris Noir uniquement

#### COLLANT

		S	M	L	XL	XXL
Beige Rosé	NORMAL	3611610041085	3611610041092	3611610041108	3611610041115	3611610041122
	LONG	3611610041139	3611610041146	3611610041153	3611610041160	3611610041177
Bleu Marine	NORMAL	3611610041184	3611610041191	3611610041207	3611610041214	3611610041221
	LONG	3611610041238	3611610041245	3611610041252	3611610041269	3611610041276
Noir	NORMAL	3611610040989	3611610040996	3611610041009	3611610041016	3611610041023
	LONG	3611610041030	3611610041047	3611610041054	3611610041061	3611610041078

#### COLLANT MORPHO **+**

		S	M	L	XL	XXL
Noir	NORMAL	3611610041283	3611610041290	3611610041306	3611610041313	3611610041320
	LONG	3611610041337	3611610041344	3611610041351	3611610041368	3611610041375



CLASSE  
2  
Styles  
MOTIFS MARINIÈRE

Ultra tendance, ces chaussettes marinière à la pointe du style vous apportent un grand confort.

**Look tendance**

Un motif marinière inédit sur le marché de la compression.

**Confort**

Pointe de pied sans couture. Matière sélectionnée pour apporter de la douceur.

**COMPOSITION :**

Polyamide  
Coton  
Elasthanne

**SITUATIONS DE VIE**



Bureau



Sorties



Loisirs & Détente



Grossesse

**MODÈLE EXISTANT**



STANDARD



# Styles

## MOTIFS MARINIÈRE

### CHAUSSETTES

FEMME CLASSE  
**2**



#### Liseré bleu, blanc, rouge

Produit emblématique  
Made in France

#### Motif marinière

inédit sur le marché

#### Pointe de pied

sans couture

#### MESURES

Taille	Cheville <b>B</b>	Mollet <b>C</b>
XS	17 - 19	27 - 35
S	19 - 22	30 - 38
M	22 - 24	33 - 41
L	24 - 26	37 - 45
XL	26 - 29	40 - 48

Hauteur (cm)	1/2 jambe <b>A - D</b>	Pointure
Normal	≤ 40	36/40
Long	≥ 40	37/41

#### CHAUSSETTES

		XS	S	M	L	XL
Marine / Blanc	 <b>NORMAL</b>	3611610068488	3611610068495	3611610068501	3611610068518	3611610068525
	 <b>LONG</b>	3611610068532	3611610068549	3611610068556	3611610068563	3611610068570

# Styles

## MOTIFS CROCHETS

(RYTHMIC)

### CHAUSSETTES

Elégantes et féminines, les chaussettes au motif Crochets apportent une touche de fantaisie et donnent du style à toutes vos tenues.

#### Style

Motif Crochets raffiné.

#### SITUATIONS DE VIE



Bureau



Sorties

#### MODÈLE EXISTANT



STANDARD



#### COMPOSITION :

Polyamide  
Polyamide Microfibre  
Élasthanne

#### MESURES

Taille	Cheville B	Mollet C
S	19 - 22	32 - 38
M	22 - 24	35 - 41
L	24 - 26	38 - 44
XL	26 - 29	41 - 47

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Pointure
Normal	≤ 40	36/40
Long	≥ 40	37/41

#### CHAUSSETTES

		S	M	L	XL
Noir	NORMAL	3611610054467	3611610054474	3611610054481	3611610054498
	LONG	3611610054504	3611610054511	3611610054528	3611610054535

# Styles

## MOTIFS RÉSILLES

(AUDACE)

### CHAUSSETTES - BAS AUTO-FIXANTS - COLLANT

Éléphants et féminins, les chaussettes, bas auto-fixants et collant au motif Résilles apportent une touche de fantaisie et donnent du style à toutes vos tenues.

#### Style

Motif Résilles au style incontournable.

#### COMPOSITION :

Polyamide  
Polyamide Microfibre  
Élasthanne

#### SITUATIONS DE VIE




Bureau



Sorties

#### MODÈLES EXISTANTS



STANDARD



#### MESURES

Taille	Cheville B	Mollet C	Taille	Cheville B	Mollet C	Cuisse M	Hanches
S	19 - 22	32 - 38	S	19 - 22	32 - 38	45 - 58	≤ 105
M	22 - 24	35 - 41	M	22 - 24	35 - 41	48 - 61	≤ 115
L	24 - 26	38 - 44	L	24 - 26	38 - 44	51 - 65	≤ 125
XL	26 - 29	41 - 47	XL	26 - 29	41 - 47	54 - 68	≤ 125

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	jambe A - G	Pointure
Normal	≤ 40	≤ 75	36/40
Long	≥ 40	≥ 75	37/41

#### RETOUCHES POSSIBLES

(détails pages 28 et 29)



Transformation  
bas cuisse



Réduction bande  
auto-fixante

#### CHAUSSETTES

		S	M	L	XL
Champagne	NORMAL	3611610033509	3611610033516	3611610033523	3611610033530
	LONG	3611610033547	3611610033554	3611610033561	3611610033578
Noir	NORMAL	3611610033264	3611610033271	3611610033288	3611610033295
	LONG	3611610033301	3611610033318	3611610033325	3611610033332

#### BAS AUTO-FIXANTS

		S	M	L	XL
Champagne	NORMAL	3611610033585	3611610033592	3611610033608	3611610033615
	LONG	3611610033622	3611610033639	3611610033646	3611610033653
Noir	NORMAL	3611610033349	3611610033356	3611610033363	3611610033370
	LONG	3611610033387	3611610033394	3611610033400	3611610033417

#### COLLANT

		S	M	L	XL
Noir	NORMAL	3611610033424	3611610033431	3611610033448	3611610033455
	LONG	3611610033462	3611610033479	3611610033486	3611610033493

# Styles

## MOTIFS LOSANGES

(INTRIGUE)

### BAS AUTO-FIXANTS COLLANT

Élegants et féminins, les bas auto-fixants et collant au motif Losanges apportent une touche de fantaisie et donnent du style à toutes vos tenues.

#### Style

Motif Losanges ponctué de plumetis.



#### COMPOSITION :

Polyamide  
Polyamide Microfibre  
Élasthanne



Bande auto-fixante  
SENSINNOV®

#### SITUATIONS DE VIE




Bureau



Sorties

#### MODÈLES EXISTANTS



STANDARD

#### RETOUCHES POSSIBLES

(détails pages 28 et 29)



Transformation  
bas cuisse



Réduction bande  
auto-fixante

#### MESURES

Taille	Cheville B	Mollet C	Cuisse M	Hanches
Bas auto-fixants Collant	S 19 - 22	32 - 38	45 - 58	≤ 105
	M 22 - 24	35 - 41	48 - 61	≤ 115
	L 24 - 26	38 - 44	51 - 65	≤ 125
	XL 26 - 29	41 - 47	54 - 68	≤ 125

Hauteur (cm)	jambe A - G	Pointure
Normal	≤ 75	36/40
Long	≥ 75	37/41

#### BAS AUTO-FIXANTS

		S	M	L	XL
Noir	NORMAL	3611610033103	3611610033110	3611610033127	3611610033134
	LONG	3611610033141	3611610033158	3611610033165	3611610033172

#### COLLANT

		S	M	L	XL
Noir	NORMAL	3611610033189	3611610033196	3611610033202	3611610033219
	LONG	3611610033226	3611610033233	3611610033240	3611610033257



La compression joliment *opaque*  
pour une silhouette absolument renversante

## Styles OPAQUE

3 couleurs pour envelopper  
vos jambes tout en douceur



COLLANT DE COMPRESSION MÉDICALE

Live your life. Be yourself.\*

\*Soyez vous-même. Vivez pleinement. Les produits de compression sont des dispositifs médicaux (règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS. Ils sont destinés au traitement de base des maladies veineuses et lymphatiques<sup>1</sup>. Pour le bon usage, il convient d'enfiler les produits dès le réveil et au lever, sur une peau propre et sèche. Ne pas utiliser les produits sur une peau lésée. Les conditions et les durées de port des produits de compression médicale sont à demander à votre prescripteur. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lisez attentivement la notice d'utilisation. Demandez conseil à votre professionnel de santé. Juin 2019. © Copyright by SIGVARIS, Saint-Just-Saint-Rambert. Sigvaris and its products are registered trademarks of SIGVARIS, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide. <sup>1</sup>HAS. Dispositifs de compression médicale à usage individuel - Utilisation en pathologies vasculaires. Septembre 2010.





# Active

Femme



“Je suis aussi une adepte des produits de la gamme Active lorsque je fais des randonnées car j’apprécie tout particulièrement leur résistance.”

Éléonore



## Active

Les "Active" : ces produits techniques sont spécialement conçus pour être portés dans des moments de loisirs et accompagner vos patientes dans toutes leurs activités.





CLASSE  
**2**  
**Active**  
**CONFORT FRAÎCHEUR**  
*(ORIGIN LIN)*

Ces chaussettes respirantes\* à base de lin évacuent rapidement la chaleur en cas de températures élevées.

**Fraîcheur\*\***

Évacuation rapide de la chaleur.

**Respirant\***

Grâce aux propriétés naturelles de la fibre de lin.

**Limite l'impact sur l'environnement\*\*\***

Chaussette 100% éco-conçue.

**Testé sous contrôle dermatologique\*\*\*\***

**COMPOSITION :**  
Micromodal / Lin  
Polyamide  
Élasthanne

\* La structure plate de la fibre de lin favorise les échanges thermiques.  
\*\* La fibre de lin évacue rapidement la chaleur.  
\*\*\* Analyse comparative du cycle de vie avec une chaussette Sigvaris Essentiel COTON - EVEA - Mai 2014.  
\*\*\*\* Étude clinique Evic auprès de 100 personnes - Février 2014.

**SITUATIONS DE VIE**



Loisirs & Détente



Travail extérieur & Conditions spécifiques



Grossesse

**MODÈLE EXISTANT**



STANDARD



# Active

## CONFORT FRAÎCHEUR

(ORIGIN LIN)

### CHAUSSETTES

FEMME CLASSE  
**2**



JANUS 2015  
DE LA SANTÉ



#### MESURES

Taille	Cheville <b>B</b>	Mollet <b>C</b>
XS	17 - 19	29 - 35
S	19 - 22	32 - 38
M	22 - 24	35 - 41
L	24 - 26	38 - 44
XL	26 - 29	41 - 47

Hauteur (cm)	1/2 jambe <b>A - D</b>	Pointure
Normal	≤ 40	36/40
Long	≥ 40	37/41

#### RETOUCHES POSSIBLES

(détails pages 28 et 29)



Transformation  
pied ouvert



Raccourcir  
la hauteur

#### CHAUSSETTES

		XS	S	M	L	XL
Écru	<b>NORMAL</b>	3611610054542	3611610054559	3611610054566	3611610054573	3611610054580
	<b>LONG</b>	3611610054597	3611610054603	3611610054610	3611610054627	3611610054634



CLASSE  
**2**  
**Active**  
**CONFORT CHALEUR**  
(SOYANCE)

**Chaleur\***

Fibre isolante pour un meilleur confort thermique.

**Ultra doux\*\***

Utilisation du modal, fibre reconnue pour sa douceur.

**Facile à enfiler\*\*\***

Texture souple.

**Testé sous contrôle dermatologique\*\*\*\***

**COMPOSITION :**

Polyamide  
Élasthanne  
Modal  
Soie

\*Test instrumental interne - Mesure du pouvoir adiabatique - Août 2015.  
\*\* Analyse sensorielle tactile réalisée par un panel interne de 10 experts - Avril 2015.  
\*\*\* Essai à l'enfilage réalisé par un panel interne de 22 personnes - Avril 2019.  
\*\*\*\* Étude clinique DermScan auprès de 33 personnes - Juin 2018.

**SITUATIONS DE VIE**



Loisirs & Détente



Travail extérieur  
& Conditions  
spécifiques



Grossesse

**MODÈLE  
EXISTANT**



STANDARD

# Active

## CONFORT CHALEUR

(SOYANCE)

## CHAUSSETTES

FEMME CLASSE  
**2**



### MESURES

Taille	Cheville <b>B</b>	Mollet <b>C</b>
S	19 - 22	32 - 38
M	22 - 24	35 - 41
L	24 - 26	38 - 44
XL	26 - 29	41 - 47
XXL	29 - 32	44 - 50

Hauteur (cm)	1/2 jambe <b>A - D</b>	Pointure
Normal	≤ 40	36/40
Long	≥ 40	37/41

### RETOUCHES POSSIBLES

(détails pages 28 et 29)



Raccourcir  
la hauteur

### CHAUSSETTES

		S	M	L	XL	XXL
Plume	<b>NORMAL</b>	3611610054740	3611610054757	3611610054764	3611610054771	3611610054788
	<b>LONG</b>	3611610054795	3611610054801	3611610054818	3611610054825	3611610054832
Marine	<b>NORMAL</b>	3611610054849	3611610054856	3611610054863	3611610054870	3611610054887
	<b>LONG</b>	3611610054894	3611610054900	3611610054917	3611610054924	3611610054931
Noir	<b>NORMAL</b>	3611610054641	3611610054658	3611610054665	3611610054672	3611610054689
	<b>LONG</b>	3611610054696	3611610054702	3611610054719	3611610054726	3611610054733



CLASSE  
**2**  
**Active**  
**LOISIRS**  
(BAMBOU)

Grâce à ces chaussettes à base de bambou, confort assuré pendant toutes vos activités.

**Confort**

Technique de tricotage brevetée qui apporte plus de moelleux. Bouclette dans la pointe.

**Résistant**

Texture épaisse.

**Naturellement antibactérien**

99 % de réduction des bactéries\*.

**COMPOSITION :**

Polyamide  
Polyamide Microfibre  
Viscose de Bambou  
Élasthanne

\*Test Thomson Research Associates Inc. - Mars 2016.

**SITUATIONS DE VIE**



Loisirs & Détente



Travail extérieur  
& Conditions  
spécifiques



Grossesse

**MODÈLE EXISTANT**



STANDARD



# Active LOISIRS (BAMBOU) CHAUSSETTES

FEMME CLASSE  
2



## MESURES

Taille	Cheville B	Mollet C
S	19 - 22	32 - 38
M	22 - 24	35 - 41
L	24 - 26	38 - 44
XL	26 - 29	41 - 47

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Pointure
Normal	≤ 40	36/40
Long	≥ 40	37/41

## RETOUCHES POSSIBLES (détails pages 28 et 29)



Raccourcir  
la hauteur

## CHAUSSETTES

		S	M	L	XL
Écume	<b>NORMAL</b>	3611610055181	3611610055198	3611610055204	3611610055211
	<b>LONG</b>	3611610055228	3611610055235	3611610055242	3611610055259
Rosée	<b>NORMAL</b>	3611610055105	3611610055112	3611610055129	3611610055136
	<b>LONG</b>	3611610055143	3611610055150	3611610055167	3611610055174
Vert d'Eau	<b>NORMAL</b>	3611610055020	3611610055037	3611610055044	3611610055051
	<b>LONG</b>	3611610055068	3611610055075	3611610055082	3611610055099
Noir	<b>NORMAL</b>	3611610054948	3611610054955	3611610054962	3611610054979
	<b>LONG</b>	3611610054986	3611610054993	3611610055006	3611610055013



CLASSE  
**2**  
**Active**  
**RÉSISTANT**

Ces chaussettes résistantes ont été spécialement conçues pour protéger vos pieds dans les chaussures de sécurité.

**Résistance**

Zones renforcées talon et bout de pied grâce à l'utilisation du fil Kermel®.

Adaptée à un usage quotidien et intensif.

**Confort**

Pointe de pied sans couture. Semelle bouclette apportant un effet moelleux. Zone d'aisance sur le dessus du pied.

**Protection du pied**

Renfort au niveau de la coque de la chaussure de sécurité, du dessus du pied et de la malléole (bouclette).

**COMPOSITION :**

Élasthane  
Polyamide  
Aramide (Kermel®)

**SITUATIONS DE VIE**



Loisirs & Détente



Travail extérieur  
& Conditions  
spécifiques

**MODÈLE  
EXISTANT**



STANDARD



# Active RÉSISTANT

## CHAUSSETTES

FEMME CLASSE  
**2**

**100%**  
de satisfaction\*



### MESURES

Taille	Cheville <b>B</b>	Mollet <b>C</b>
XS	17 - 19	27 - 35
S	19 - 22	30 - 38
M	22 - 24	33 - 41
L	24 - 26	37 - 45
XL	26 - 29	40 - 48

Hauteur (cm)	1/2 jambe <b>A - D</b>	Pointure
Normal	≤ 40	36/40
Long	≥ 40	37/41

### CHAUSSETTES

		XS	S	M	L	XL
Noir / Bleu	<b>NORMAL</b>	3611610063520	3611610063513	3611610063506	3611610063490	3611610063483
	<b>LONG</b>	3611610063476	3611610063469	3611610063452	3611610063445	3611610063438

\* Étude Harris Interactive auprès de 18 personnes - Décembre 2018.



CLASSE  
**2**  
Maternité  
**COLLANT**

Idéal pour les femmes enceintes, le collant Maternité suit l'évolution du ventre tout au long de la grossesse grâce à sa ceinture évolutive et offre un soutien ventral adapté. Le dessin particulièrement raffiné de la ceinture apporte une touche de féminité et d'élégance.

#### CEINTURE ÉVOLUTIVE\*

Souple et extensible, la ceinture suit l'évolution de la morphologie du ventre tout au long de la grossesse.

#### CONFORTABLE ET AGRÉABLE À PORTER

Taillage spécifiquement adapté à la morphologie des femmes enceintes.

#### MATIÈRES DOUCES ET RESPECTUEUSES DE LA PEAU\*\*

Certifiées Oeko-Tex® (non toxicité des textiles et des colorants).

#### SOUTIEN VENTRAL ADAPTÉ\*

Zone avec une élasticité différente.

#### FÉMININ ET ÉLÉGANT

Design unique de la ceinture avec un dessin raffiné.



**94%\*** pensent que c'est le collant de contention idéal pour les femmes enceintes

**90%\*** se sentent bien avec le collant Maternité

# Maternité

## MODÈLE TRANSPARENT

### COLLANT

FEMME CLASSE  
2



#### Ceinture évolutive\*

Matières certifiées Oeko-Tex®

Soutien ventral adapté\*

Féminin et élégant

#### Légèreté

Grande finesse de la maille.

#### Discrétion

Maillage discret\*\*\*.

#### Douceur\*\*\*\*

Sélection rigoureuse de fibres offrant une agréable douceur au porter.

#### MESURES

Taille	Cheville <b>B</b>	Standard			
		Mollet <b>C</b>	Cuisse <b>M</b>	Hanches	Fesses
S	19 - 22	30 - 39	45 - 60	≤ 103	≤ 105
M	22 - 24	33 - 42	49 - 64	≤ 110	≤ 112
L	24 - 26	37 - 46	54 - 69	≤ 117	≤ 119
XL	26 - 29	40 - 49	56 - 71	≤ 124	≤ 126

Hauteur (cm)	jambe <b>A - G</b>	Pointure
Normal	≤ 75	36/40
Long	≥ 75	37/41

#### COMPOSITION :

Polyamide  
Élasthanne

#### RETOUCHES POSSIBLES

(détails pages 28 et 29)



Transformation  
pied ouvert

Pied fermé  
plus long

#### COLLANT MATERNITÉ TRANSPARENT

		S	M	L	XL
Nude	<b>NORMAL</b>	3611610062363	3611610062356	3611610062349	3611610062332
	<b>LONG</b>	3611610062325	3611610062318	3611610062301	3611610062295
Noir	<b>NORMAL</b>	3611610062288	3611610062431	3611610062424	3611610062417
	<b>LONG</b>	3611610062400	3611610062394	3611610062387	3611610062370

\* Étude auprès de 41 femmes enceintes entre 3 et 8 mois de grossesse - Juillet 2018.

\*\* Test sous contrôle dermatologique auprès de 33 personnes - DermScan - Août 2018.

\*\*\* Étude FEELTEST, auprès de 29 femmes - Janvier 2016.

\*\*\*\* Étude Harris Interactive auprès de 33 femmes - Octobre 2018.

# Maternité

## MODÈLE OPAQUE

### COLLANT



**Ceinture évolutive\***  
**Matières certifiées Oeko-Tex®**  
**Soutien ventral adapté\***  
**Féminin et élégant**

**Ultra opaque\*\***  
 Maillage totalement couvrant.

**Agréable à porter\*\***  
 Texture particulièrement souple qui garantit un confort optimum quelle que soit la morphologie.

**Douceur\*\***  
 Utilisation d'une nouvelle génération de microfibre.



#### MESURES

Taille	Cheville <b>B</b>	Standard			
		Mollet <b>C</b>	Cuisse <b>M</b>	Hanches	Fesses
S	19 - 22	30 - 39	45 - 60	≤ 103	≤ 105
M	22 - 24	33 - 42	49 - 64	≤ 110	≤ 112
L	24 - 26	37 - 46	54 - 69	≤ 117	≤ 119
XL	26 - 29	40 - 49	56 - 71	≤ 124	≤ 126

Hauteur (cm)	jambe <b>A - G</b>	Pointure
Normal	≤ 75	36/40
Long	≥ 75	37/41

**COMPOSITION :**  
 Polyamide  
 Polyamide Microfibre  
 Élasthanne

RETOUCHES POSSIBLES  
 (détails pages 28 et 29)



Transformation pied ouvert



Pied fermé plus long

#### COLLANT MATERNITÉ OPAQUE

		S	M	L	XL
Noir	<b>NORMAL</b>	3611610062202	3611610062219	3611610062226	3611610062233
	<b>LONG</b>	3611610062240	3611610062257	3611610062264	3611610062271



**UN SITE WEB PARTENAIRE DE VOTRE GROSSESSE**  
**[www.9moismesjambesetmoi.com](http://www.9moismesjambesetmoi.com)**

Pour vivre pleinement vos 9 mois de grossesse et prendre soin de vos jambes, retrouvez tous nos conseils, informations pratiques, vidéos, témoignages, avis d'experts... Alors n'attendez plus et connectez vous au site [www.9moismesjambesetmoi.com](http://www.9moismesjambesetmoi.com) !

\* Etude auprès de 41 femmes enceintes entre 3 et 8 mois de grossesse - Juillet 2018.

\*\* Etude Harris Interactive auprès de 29 femmes - Octobre 2018.

La compression *Complice*  
pour câliner vos jambes pendant 9 mois.

## Maternité

Ceinture évolutive et soutien ventral  
spécialement conçus pour les femmes enceintes



COLLANT DE COMPRESSION MÉDICALE

Live your life. Be yourself.\*

\*Soyez vous-même. Vivez pleinement. Les produits de compression sont des dispositifs médicaux (règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS. Ils sont destinés au traitement de base des maladies veineuses et lymphatiques<sup>1</sup>. Pour le bon usage, il convient d'enfiler les produits dès le réveil et au lever, sur une peau propre et sèche. Ne pas utiliser les produits sur une peau lésée. Les conditions et les durées de port des produits de compression médicale sont à demander à votre prescripteur. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lisez attentivement la notice d'utilisation. Demandez conseil à votre professionnel de santé. Juin 2019. © Copyright by SIGVARIS, Saint-Juez Saint-Rambert. Sigvaris and its products are registered trademarks of SIGVARIS, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide. <sup>1</sup>HAS. Dispositifs de compression médicale à usage individuel - Utilisation en pathologies vasculaires. Septembre 2010.

# Compression médicale : nos autres produits



## Respirant


Produit à base de coton naturellement respirant.

## Favorise l'évacuation de l'humidité

Grâce à la présence de coton.

## CHAUSSETTES BAS AUTO-FIXANTS COLLANT

### MODÈLES EXISTANTS



STANDARD



### MESURES

Taille	Cheville B	Mollet C	Cuisse B.A.F. M	Cuisse Collant M	Hanches
S	19 - 22	32 - 36	45 - 51	45 - 58	≤ 105
M	22 - 24	35 - 39	48 - 54	48 - 61	≤ 115
L	24 - 26	38 - 42	51 - 57	51 - 65	≤ 125
XL	26 - 29	41 - 45	54 - 60	54 - 68	≤ 125

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	jambe A - G	Pointure
Normal	≤ 40	≤ 75	36/40
Long	≥ 40	≥ 75	37/41

### RETOUCHES POSSIBLES (détails pages 28 et 29)



Transformation pied ouvert    Pied fermé plus court    Pied fermé plus long    Raccourcir la hauteur    Transformation bas cuisse    Réduction bande auto-fixante    Raccourcir la hauteur



Transformer en modèle homme    Raccourcir la hauteur du slip    Transformer en hémicollant    Transformer en demi-collant    Transformer en modèle homme

### COMPOSITION :

Polyamide  
Coton  
Élasthanne

### CHAUSSETTES

		S	M	L	XL
Beige	NORMAL	3401071094962	3401071095044	3401071095105	3401071095273
	LONG	3401071095334	3401071095563	3401071095624	3401071095792
Noir Grisé	NORMAL	3401071095853	3401071095914	3401071096164	3401071096225
	LONG	3401071096393	3401071096454	3401071096515	3401071096683

### BAS AUTO-FIXANTS

		S	M	L	XL
Beige	NORMAL	3401071097574	3401071097635	3401071097864	3401071097925
	LONG	3401071098007	3401071098175	3401071098236	3401071098465
Noir Grisé	NORMAL	3401071098526	3401071098694	3401071098755	3401071098816
	LONG	3401071098984	3401071099066	3401071099127	3401071099295

### COLLANT

		S	M	L	XL
Noir	NORMAL	3401072405231	3401072405460	3401072405521	3401072405699
	LONG	3401072405750	3401072405811	3401072405989	3401072406061

# Kylmä

## COLLANT



### Chaud\*

Remarquablement chaud et douillet, le collant torsadé Kylmä est composé de plus de 50% de Laine Merinos. Il est idéal par temps froid.

### Grand confort au porter

Laine douce extra-fine.  
Culotte souple qui épouse parfaitement les hanches et le ventre\*\*.  
Ceinture non comprimante\*\*\*.

### Qualité

Label Woolmark Blend garantissant la qualité et la finesse de la laine.  
Traitement anti-feutrage, résistance au boulochage\*\*\*\*.

### COMPOSITION :

Laine Mérinos  
Polyamide  
Élasthanne



Culotte et ceinture souple

### MODÈLE EXISTANT



STANDARD

\* Test instrumental interne - Mesure du pouvoir adiabatique Décembre 2014.

\*\* Étude FEELTEST auprès de 31 femmes - juin 2015.

\*\*\* Étude FEELTEST auprès de 31 femmes - juin 2015.

\*\*\*\* Test instrumental interne - Mesure de la résistance au boulochage Décembre 2014.

### MESURES

Taille	Cheville B	Standard		
		Mollet C	Cuisse M	Hanches
S	19 - 22	32 - 38	45 - 58	≤ 100
M	22 - 24	35 - 41	48 - 61	≤ 107
L	24 - 26	38 - 44	51 - 65	≤ 114
XL	26 - 29	41 - 47	54 - 68	≤ 121

Hauteur (cm)	jambe A - G	Pointure
Normal	≤ 75	36/40
Long	≥ 75	37/41

### COLLANT

		S	M	L	XL
Noir	NORMAL	3401060023478	3401060023492	3401060023508	3401060023515
	LONG	3401060023522	3401060023539	3401060023546	3401060023553

La compression **nude** effect  
qui se fond sur votre peau à la perfection

## Styles TRANSPARENT

5 teintes sublimes qui vous  
dessinent des jambes divines



Live your life. Be yourself.\*

\*Soyez vous-même. Vivez pleinement. Les produits de compression sont des dispositifs médicaux (règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS. Ils sont destinés au traitement de base des maladies veineuses et lymphatiques. Pour le bon usage, il convient d'enfiler les produits dès le réveil et au lever, sur une peau propre et sèche. Ne pas utiliser les produits sur une peau lésée. Les conditions et les durées de port des produits de compression médicale sont à demander à votre prescripteur. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lisez attentivement la notice d'utilisation. Demandez conseil à votre professionnel de santé. Juin 2019. © Copyright by SIGVARIS, Saint-Just-Saint-Rambert. Sigvaris and its products are registered trademarks of SIGVARIS, St.Gallen/Switzerland, in many countries worldwide. \*HAS. Dispositifs de compression médicale à usage individuel - Utilisation en pathologies vasculaires. Septembre 2010.



COLLANT DE COMPRESSION MÉDICALE







20 à 36 mmHg  
27 à 48 hPa

# Femme

## Essentiel

**SEMI-TRANSPARENT P. 88**  
(DIAPHANE)

## Expert

**P. 91**

Nouveaux noms, nouveaux packagings mais les produits restent les mêmes.



Retrouvez aussi toute la gamme sur :  
[www.sigvaris.com](http://www.sigvaris.com)

ou sur l'appli gratuite :  
**my sigvaris**



### INDICATIONS

20 à 36 mmHg (27 à 48 hPa)

**Bas de compression médicale**  
entre 20,1 et 36 mm Hg  
(entre 27,1 et 48 hPa, classe III)

- Varices de plus de 3 mm (C2).
- Après chirurgie ou sclérothérapie des varices de plus de 3 mm, pendant 4 à 6 semaines.
- Œdème veineux chronique (C3).
- Troubles trophiques (pigmentation, eczéma) d'origine veineuse (C4a).
- Troubles trophiques chroniques (lipodermatosclérose ou hypodermite d'origine veineuse, atrophie blanche) d'origine veineuse (C4b chronique).
- Troubles trophiques d'origine veineuse avec ulcère cicatrisé (C5).
- Traitement de la thrombose veineuse superficielle du membre inférieur, le plus tôt possible après le diagnostic (en association au traitement anti-thrombotique si celui-ci est indiqué ou seul).

- Traitement de la thrombose veineuse profonde du membre inférieur, à la phase aiguë, le plus tôt possible après le diagnostic (en association avec le traitement pharmacologique ou seul en cas de contre-indications).
- Prévention du syndrome post-thrombotique après une thrombose veineuse profonde proximale, pendant 2 ans.
- Lymphoedème (en deuxième intention à la phase décongestive, et en première intention à la phase de maintien). La pression retenue est la plus forte supportée par le patient. Elle peut être atteinte par superposition de plusieurs bas, sans limite.
- Prévention de la thrombose veineuse pendant la grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois après une césarienne) en cas d'affection veineuse chronique associée.
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures.

### CONTRE-INDICATIONS

Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6, microangiopathie diabétique évoluée pour les bas délivrant une pression > 30 mmHg, phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle), thrombose septique, intolérance au produit.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En cas d'AOMI avec un IPS > 0,6 et < 0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risques doit être effectuée. En cas de douleur ou d'inconfort retirez le produit et consultez votre professionnel de santé. Tout incident grave survenu en lien avec le produit devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

# Essentiel

## SEMI-TRANSPARENT

(DIAPHANE)

## CHAUSSETTES

Cette gamme semi-transparente apporte un grand confort\* et une résistance au quotidien, quelle que soit la saison.

### Grand confort\*

Système de taillage précis qui s'adapte à toutes les morphologies.

### Facile à enfiler\*\*

Polyamide microfibre souple et extensible.

### Résistant\*\*

Texture semi-transparente.

\* Étude Harris Interactive auprès de 35 femmes - Octobre 2018.

\*\* Étude FEELTEST auprès de 30 femmes - Juin 2014.

### COMPOSITION :

Polyamide  
Polyamide Microfibre  
Élasthanne



### SITUATIONS DE VIE



Bureau



Sorties



Grossesse

### MESURES

Taille	Cheville <b>B</b>	Standard	Morpho <b>-</b>	Morpho <b>+</b>
		Mollet <b>C</b>	Mollet <b>C</b>	Mollet <b>C</b>
XS	17 - 19	27 - 35	-	-
S	19 - 22	30 - 38	22 - 30	38 - 46
M	22 - 24	33 - 41	25 - 33	41 - 49
L	24 - 26	37 - 45	29 - 37	45 - 53
XL	26 - 29	40 - 48	32 - 40	48 - 56
XXL	29 - 32	43 - 51	-	-

Hauteur (cm)	1/2 jambe <b>A - D</b>	Pointure
Normal	≤ 40	36/40
Long	≥ 40	37/41

### RETOUCHES POSSIBLES

(détails pages 28 et 29)



Transformation  
pied ouvert



Pied fermé  
plus court



Pied fermé  
plus long



Raccourcir  
la hauteur

### CHAUSSETTES

		XS	S	M	L	XL	XXL
Dune	NORMAL	3611610053064	3611610053071	3611610053088	3611610053095	3611610053101	3611610053118
	LONG	3611610053125	3611610053132	3611610053149	3611610053156	3611610053163	3611610053170
Noir	NORMAL	3611610052944	3611610052951	3611610052968	3611610052975	3611610052982	3611610052999
	LONG	3611610053002	3611610053019	3611610053026	3611610053033	3611610053040	3611610053057

### CHAUSSETTES MORPHO **-**

		XS	S	M	L	XL	XXL
Dune	NORMAL	-	3611610053385	3611610053392	3611610053408	3611610053415	-
	LONG	-	3611610053422	3611610053439	3611610053446	3611610053453	-
Noir	NORMAL	-	3611610053309	3611610053316	3611610053323	3611610053330	-
	LONG	-	3611610053347	3611610053354	3611610053361	3611610053378	-

### CHAUSSETTES MORPHO **+**

		XS	S	M	L	XL	XXL
Dune	NORMAL	-	3611610053545	3611610053552	3611610053569	3611610053576	-
	LONG	-	3611610053583	3611610053590	3611610053606	3611610053613	-
Noir	NORMAL	-	3611610053460	3611610053477	3611610053484	3611610053491	-
	LONG	-	3611610053507	3611610053514	3611610053521	3611610053538	-

### CHAUSSETTES PIED OUVERT DE SÉRIE

		XS	S	M	L	XL	XXL
Dune	NORMAL	3611610053187	3611610053194	3611610053200	3611610053217	3611610053224	3611610053231
	LONG	3611610053248	3611610053255	3611610053262	3611610053279	3611610053286	3611610053293

# Essentiel

## SEMI-TRANSPARENT

(DIAPHANE)

### BAS AUTO-FIXANTS

FEMME  
CLASSE  
**3**



Bande auto-fixante  
SENSINNOV®

#### MESURES

Taille	Cheville B	Standard		Morpho -		Morpho +	
		Mollet C	Cuisse M	Mollet C	Cuisse M	Mollet C	Cuisse M
XS	17 - 19	27 - 35	42 - 55	-	-	-	-
S	19 - 22	30 - 38	45 - 58	26 - 34	35 - 45	34 - 42	58 - 68
M	22 - 24	33 - 41	49 - 62	29 - 37	39 - 49	37 - 45	62 - 72
L	24 - 26	37 - 45	54 - 67	33 - 41	44 - 54	41 - 49	67 - 77
XL	26 - 29	40 - 48	56 - 69	36 - 44	46 - 56	44 - 52	69 - 79
XXL	29 - 32	43 - 51	62 - 75	-	-	-	-

Hauteur (cm)	jambe A - G	Pointure
Normal	≤ 75	36/40
Long	≥ 75	37/41

#### RETOUCHES POSSIBLES (détails pages 28 et 29)



Transformation  
pied ouvert



Pied fermé  
plus court



Pied fermé  
plus long



Transformation  
bas cuisse



Réduction bande  
auto-fixante  
sauf modèle Morpho Moins



Raccourcir  
la hauteur

#### BAS AUTO-FIXANTS

		XS	S	M	L	XL	XXL
Dune	NORMAL	3611610053743	3611610053750	3611610053767	3611610053774	3611610053781	3611610053798
	LONG	3611610053804	3611610053811	3611610053828	3611610053835	3611610053842	3611610053859
Noir	NORMAL	3611610053620	3611610053637	3611610053644	3611610053651	3611610053668	3611610053675
	LONG	3611610053682	3611610053699	3611610053705	3611610053712	3611610053729	3611610053736

#### BAS AUTO-FIXANTS MORPHO -

		XS	S	M	L	XL	XXL
Dune	NORMAL	-	3611610053989	3611610053996	3611610054009	3611610054016	-
	LONG	-	3611610054023	3611610054030	3611610054047	3611610054054	-
Noir	NORMAL	-	3611610054061	3611610054078	3611610054085	3611610054092	-
	LONG	-	3611610054108	3611610054115	3611610054122	3611610054139	-

#### BAS AUTO-FIXANTS MORPHO +

		XS	S	M	L	XL	XXL
Dune	NORMAL	-	3611610054146	3611610054153	3611610054160	3611610054177	-
	LONG	-	3611610054184	3611610054191	3611610054207	3611610054214	-
Noir	NORMAL	-	3611610054221	3611610054238	3611610054245	3611610054252	-
	LONG	-	3611610054269	3611610054276	3611610054283	3611610054290	-

#### BAS AUTO-FIXANTS PIED OUVERT DE SÉRIE

		XS	S	M	L	XL	XXL
Dune	NORMAL	3611610053866	3611610053873	3611610053880	3611610053897	3611610053903	3611610053910
	LONG	3611610053927	3611610053934	3611610053941	3611610053958	3611610053965	3611610053972

# Essentiel

## SEMI-TRANSPARENT

(DIAPHANE)

### COLLANT



#### MESURES

Taille	Cheville <b>B</b>	Standard		
		Mollet <b>C</b>	Cuisse <b>M</b>	Hanches
S	19 - 22	30 - 38	45 - 58	≤ 100
M	22 - 24	33 - 41	49 - 62	≤ 107
L	24 - 26	37 - 45	54 - 67	≤ 114
XL	26 - 29	40 - 48	56 - 69	≤ 121

Hauteur (cm)	jambe <b>A - C</b>	Pointure
Normal	≤ 75	36/40
Long	≥ 75	37/41

#### RETOUCHES POSSIBLES (détails pages 28 et 29)



Transformation  
pied ouvert



Pied fermé  
plus court



Pied fermé  
plus long



Raccourcir  
la hauteur du slip

#### COLLANT

		S	M	L	XL
Dune	<b>NORMAL</b>	3611610054382	3611610054399	3611610054405	3611610054412
	<b>LONG</b>	3611610054429	3611610054436	3611610054443	3611610054450
Noir	<b>NORMAL</b>	3611610054306	3611610054313	3611610054320	3611610054337
	<b>LONG</b>	3611610054344	3611610054351	3611610054368	3611610054375

# Expert

FEMME CLASSE  
**3**

Conçu pour répondre spécifiquement au traitement des stades avancés de la maladie veineuse.

## CHAUSSETTES BAS AUTO-FIXANTS




### Enfilage facile

Grâce à la forme étudiée du produit et au cou-de-pied élargi.



Bande auto-fixante  
SENSINNOV®

### MODÈLES EXISTANTS



STANDARD



### MESURES

Taille	Cheville <b>B</b>	Mollet <b>C</b>	Cuisse <b>M</b>
<b>XS</b>	17 - 19	29 - 35	42 - 59
<b>S</b>	19 - 22	32 - 38	45 - 62
<b>M</b>	22 - 24	35 - 41	48 - 65
<b>L</b>	24 - 26	38 - 44	51 - 68
<b>XL</b>	26 - 29	41 - 47	54 - 71
<b>XXL</b>	29 - 32	44 - 50	57 - 74

Hauteur (cm)	1/2 jambe <b>A - D</b>	jambe <b>A - G</b>	Pointure
<b>Normal</b>	≤ 40	≤ 75	<b>36/40</b>
<b>Long</b>	≥ 40	≥ 75	<b>37/41</b>

### RETOUCHES POSSIBLES (détails pages 28 et 29)



Transformation pied ouvert

Pied fermé plus court

Pied fermé plus long

Transformation bas cuisse

Réduction bande auto-fixante  
sauf modèle Morpho Moins

Raccourcir la hauteur

Raccourcir la hauteur

### COMPOSITION :

Polyamide  
Polyamide Microfibre  
Élasthanne

### CHAUSSETTES

		<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>XXL</b>
Ocre	<b>NORMAL</b>	3401064046848	3401064046909	3401064047098	3401064047159	3401064047210	3401064047388
	<b>LONG</b>	3401064047678	3401064048569	3401064048620	3401064048798	3401064048859	3401064049160
Noir	<b>NORMAL</b>	3401063468573	3401063468924	3401063469174	3401063494718	3401063505575	3401063507586
	<b>LONG</b>	3401063507647	3401063507708	3401063519015	3401063527348	3401063527409	3401063527577

### BAS AUTO-FIXANTS

		<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>XXL</b>
Ocre	<b>NORMAL</b>	3401064057035	3401064057264	3401064057325	3401064057783	3401064057844	3401064058155
	<b>LONG</b>	3401064058445	3401064058506	3401064058674	3401064059107	3401064059275	3401064059336
Noir	<b>NORMAL</b>	3401064049450	3401064049511	3401064049740	3401064050050	3401064050630	3401064051002
	<b>LONG</b>	3401064051170	3401064051231	3401064051460	3401064051699	3401064051750	3401064052580





10 à 15 mmHg  
13 à 20 hPa

# Homme

## Initial

**Chaussettes**

**P. 94**

Nouveaux noms, nouveaux packagings mais les produits restent les mêmes.



Retrouvez aussi  
toute la gamme sur :  
[www.sigvaris.com](http://www.sigvaris.com)

ou sur l'appli gratuite :  
**my sigvaris**



### INDICATIONS

10 à 15 mmHg (13 à 20 hPa)

Bas de compression médicale  
entre 10 et 15 mmHg  
(entre 13 et 20 hPa, classe 1)

- Troubles fonctionnels et douleurs de l'insuffisance veineuse, liés à la station debout prolongée.
- Mauvaise acceptabilité du patient au port d'un bas de classe 2.
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures.

### CONTRE-INDICATIONS

Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6, microangiopathie diabétique évoluée pour les bas délivrant une pression > 30 mmHg, phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle), thrombose septique, intolérance au produit.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En cas d'AOMI avec un IPS > 0,6 et < 0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risques doit être effectuée. En cas de douleur ou d'inconfort retirez le produit et consultez votre professionnel de santé. Tout incident grave survenu en lien avec le produit devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

# Initial

## CHAUSSETTES



### Élégance

Chaussette finement côtelée pour s'adapter à toutes les tenues.

### Résistance

Talon renforcé et construction spécifique de la pointe de pied pour favoriser la résistance.

### SITUATIONS DE VIE



Bureau



Sorties

### MODÈLE EXISTANT



STANDARD

### MESURES

Taille	Cheville B	Mollet C
S	19 - 22	32 - 39
M	22 - 24	35 - 42
L	24 - 26	38 - 45
XL	26 - 29	41 - 48
XXL	29 - 32	44 - 51

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Pointure
Normal	≤ 42	40/43
Long	≥ 42	43/46

### COMPOSITION :

Polyamide  
Polyamide Microfibre  
Coton  
Élasthanne

### ÉPAISSEUR

FIN

**SEMI-ÉPAIS**

ÉPAIS

### RETOUCHES POSSIBLES

(détails pages 30 et 31)



Transformation pied ouvert



Pied fermé plus court



Pied fermé plus long



Raccourcir la hauteur

### CHAUSSETTES

		S	M	L	XL	XXL
Nickel	NORMAL	3401096551747	3401096551976	3401096552119	3401096552348	-
	LONG	3401096551808	3401096552058	3401096554588	3401096566826	-
Noir	NORMAL	3401096426809	3401096427059	3401096427288	3401096427400	3401096427639
	LONG	3401096426977	3401096427110	3401096427349	3401096564754	3401096427868



La compression **High tech**  
en avance sur son temps

Haute Technologie

# Essentiel

## MICROFIBRE

Super Microfibre Nilit® pour un confort  
des jambes sans limite



CHAUSSETTES DE COMPRESSION MÉDICALE

Live your life. Be yourself.\*


\*Soyez vous-même. Vivez pleinement. Les produits de compression sont des dispositifs médicaux (règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS. Ils sont destinés au traitement de base des maladies veineuses et lymphatiques<sup>1</sup>. Pour le bon usage, il convient d'enfiler les produits dès le réveil et au lever, sur une peau propre et sèche. Ne pas utiliser les produits sur une peau lésée. Les conditions et les durées de port des produits de compression médicale sont à demander à votre prescripteur. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lisez attentivement la notice d'utilisation. Demandez conseil à votre professionnel de santé. Juin 2019. © Copyright by SIGVARIS, Saint-Just-Saint-Rambert. Sigvaris and its products are registered trademarks of SIGVARIS, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide. <sup>1</sup>HAS. Dispositifs de compression médicale à usage individuel - Utilisation en pathologies vasculaires. Septembre 2010.





Retrouvez aussi toute la gamme sur : [www.sigvaris.com](http://www.sigvaris.com)

ou sur l'appli gratuite : **my sigvaris**  





15 à 20 mmHg  
20 à 27 hPa

# Homme

## Essentiel

**MICROFIBRE** P. 100  
(URBAN)

**COTON** P. 102  
(INSTINCT COTON)

## Styles

**MOTIFS MARINIÈRE** P. 106

**COLORS** P. 108  
(URBAN COLORS)

**MOTIFS** P. 110  
(GRAPHIK)

## Active

**CONFORT FRAÎCHEUR** P. 114  
(ORIGIN LIN)

**LOISIRS** P. 116  
(BAMBOU)

**RÉSISTANT** P. 118

Nouveaux noms, nouveaux packagings mais les produits restent les mêmes.

### INDICATIONS

15 à 20 mmHg (20 à 27 hPa)

Bas de compression médicale  
entre 15,1 et 20 mmHg  
(entre 20,1 et 27 hPa, classe II)

Prévention de la thrombose veineuse dans un  
contexte chirurgical (en association avec un traitement  
pharmacologique ou seul en cas de contre-indications)  
ou médical (hors accident vasculaire cérébral) chez les  
patients en décubitus prolongé.

- Varices de plus de 3 mm (C2).  
- Après chirurgie ou sclérothérapie de varices de plus  
de 3 mm, pendant 4 à 6 semaines.

- Prévention de la thrombose veineuse en cas  
d'intervention chirurgicale à risque thrombo-  
embolique veineux (la compression est utile en  
association au traitement anticoagulant, ou seule  
lorsque ce traitement est contre-indiqué).

- Prévention de la thrombose veineuse dans les  
situations à risque (infections avec fièvre prolongée,  
cancers à risque de thrombose, insuffisances  
cardiaques, antécédents de thrombose veineuse).  
- En superposition pour atteindre des pressions  
supérieures.

### CONTRE-INDICATIONS

Artériopathie oblitérante des membres inférieurs  
(AOMI) avec un index de pression systolique (IPS)  
< 0,6, microangiopathie diabétique évoluée pour les

bas délivrant une pression > 30 mmHg, phlegmatia  
coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec  
compression artérielle), thrombose septique,  
intolérance au produit.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En cas d'AOMI avec un IPS > 0,6 et < 0,9, de neuropathie  
périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou  
eczématisée, une surveillance médicale très régulière  
du rapport bénéfice/risques doit être effectuée.

En cas de douleur ou d'inconfort retirez le produit et  
consultez votre professionnel de santé. Tout incident  
grave survenu en lien avec le produit devrait faire  
l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité  
compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur  
et/ou le patient est établi.



# Essentiel

## Homme




“J'aime beaucoup  
les produits Essentiel  
en raison de leur confort  
en toutes saisons et  
de leur look intemporel.”

Daniel



## Essentiel

Faciles à porter, les “Essentiel” sont les alliés de vos patients au quotidien. Ils leur apportent un grand confort en toutes saisons.





CLASSE  
**2**  
**Essentiel**  
**MICROFIBRE**  
*(URBAN)*

Ultra douces\*\*, ces chaussettes fines et faciles à enfiler vous apportent un grand confort\* au quotidien.

**Grande facilité d'enfilage\***  
**96% de satisfaction.**

Texture très souple et extensible\*\*.

**COMPOSITION :**

Polyamide NILIT®  
Super Microfibre  
Élasthanne

**Confort\***

Couture sur le dessus des orteils pour éviter toute gêne en bout de pied.

**Douceur\*\***

Grâce à l'utilisation de la Super Microfibre NILIT®.

**Résistance\*\*\***

Association de fibres qui permet une plus grande résistance, avec une zone talon renforcée.

\* Etude Harris Interactive auprès de 36 hommes, Octobre 2017.  
\*\* Analyse sensorielle réalisée par un panel interne de 13 experts, Avril 2017.  
\*\*\* Test d'usure réalisé en interne - Juillet 2017.

**ÉPAISSEUR**

- FIN
- SEMI-ÉPAIS
- ÉPAIS

**SITUATIONS DE VIE**



Bureau



Sorties

**MODÈLES EXISTANTS**

STANDARD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MORPHO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MORPHO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIED OUVERT DE SÉRIE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



# Essentiel

## MICROFIBRE

(URBAN)

### CHAUSSETTES BAS AUTO-FIXANTS

HOMME CLASSE  
**2**

#### MESURES

Taille	Cheville B	Standard		Morpho -		Morpho +		Taille	Cheville B	Standard		Morpho -		
		Mollet C	Cuisse M	Mollet C	Mollet C	Mollet C	Mollet C			Mollet C	Cuisse M	Mollet C	Cuisse M	
Chaussettes	XS	17 - 19	28 - 35	21 - 28	-	-	-	Bas auto-fixants	S	19 - 22	31 - 38	48 - 61	28 - 35	38 - 48
	S	19 - 22	31 - 38	24 - 31	38 - 45	M	22 - 24		34 - 41	52 - 65	31 - 38	42 - 52		
	M	22 - 24	34 - 41	27 - 34	41 - 48	L	24 - 26		36 - 43	57 - 70	33 - 40	47 - 57		
	L	24 - 26	36 - 43	29 - 36	43 - 50	XL	26 - 29		39 - 46	61 - 74	36 - 43	51 - 61		
	XL	26 - 29	39 - 46	32 - 39	46 - 53	XXL	29 - 32		42 - 49	63 - 76	-	-		
XXL	29 - 32	42 - 49	-	49 - 56	-	-	-	-	-	-	-	-		

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	jambe A - G	Pointure
Normal	≤ 42	≤ 79	40/43
Long	≥ 42	≥ 79	43/46



Bande auto-fixante  
SENSINNOV®

#### RETOUCHES POSSIBLES

(détails pages 30 et 31)



Transformation  
pied ouvert



Pied fermé  
plus court



Pied fermé  
plus long



Raccourcir  
la hauteur



Transformation  
bas cuisse



Réduction bande  
auto-fixante  
sauf modèle Morpho Moins



Raccourcir  
la hauteur



Transformer  
en bande  
OXINNOV  
coloris Noir uniquement

#### CHAUSSETTES

		XS	S	M	L	XL	XXL
Gris Clair	NORMAL	3611610055389	3611610055396	3611610055402	3611610055419	3611610055426	3611610055433
	LONG	3611610055440	3611610055457	3611610055464	3611610055471	3611610055488	3611610055495
Gris Anthracite	NORMAL	3611610055501	3611610055518	3611610055525	3611610055532	3611610055549	3611610055556
	LONG	3611610055563	3611610055570	3611610055587	3611610055594	3611610055600	3611610055617
Marine	NORMAL	3611610055624	3611610055631	3611610055648	3611610055655	3611610055662	3611610055679
	LONG	3611610055686	3611610055693	3611610055709	3611610055716	3611610055723	3611610055730
Noir	NORMAL	3611610055266	3611610055273	3611610055280	3611610055297	3611610055303	3611610055310
	LONG	3611610055327	3611610055334	3611610055341	3611610055358	3611610055365	3611610055372

#### CHAUSSETTES MORPHO -

		XS	S	M	L	XL	XXL
Gris Clair	NORMAL	3611610055846	3611610055853	3611610055860	3611610055877	3611610055884	-
	LONG	3611610055891	3611610055907	3611610055914	3611610055921	3611610055938	-
Noir	NORMAL	3611610055747	3611610055754	3611610055761	3611610055778	3611610055785	-
	LONG	3611610055792	3611610055808	3611610055815	3611610055822	3611610055839	-

#### CHAUSSETTES MORPHO +

		XS	S	M	L	XL	XXL
Gris Clair	NORMAL	-	3611610056041	3611610056058	3611610056065	3611610056072	3611610056089
	LONG	-	3611610056096	3611610056102	3611610056119	3611610056126	3611610056133
Noir	NORMAL	-	3611610055945	3611610055952	3611610055969	3611610055976	3611610055983
	LONG	-	3611610055990	3611610056003	3611610056010	3611610056027	3611610056034

#### CHAUSSETTES PIED OUVERT DE SÉRIE

		XS	S	M	L	XL	XXL
Noir	NORMAL	3611610056140	3611610056157	3611610056164	3611610056171	3611610056188	3611610056195
	LONG	3611610056201	3611610056218	3611610056225	3611610056232	3611610056249	3611610056256

#### BAS AUTO-FIXANTS

		XS	S	M	L	XL	XXL
Gris Clair	NORMAL	-	3611610056362	3611610056379	3611610056386	3611610056393	3611610056409
	LONG	-	3611610056416	3611610056423	3611610056430	3611610056447	3611610056454
Noir	NORMAL	-	3611610056263	3611610056270	3611610056287	3611610056294	3611610056300
	LONG	-	3611610056317	3611610056324	3611610056331	3611610056348	3611610056355

#### BAS AUTO-FIXANTS MORPHO -

		XS	S	M	L	XL	XXL
Gris Clair	NORMAL	-	3611610056546	3611610056553	3611610056560	3611610056577	-
	LONG	-	3611610056584	3611610056591	3611610056607	3611610056614	-
Noir	NORMAL	-	3611610056461	3611610056478	3611610056485	3611610056492	-
	LONG	-	3611610056508	3611610056515	3611610056522	3611610056539	-

#### BAS AUTO-FIXANTS PIED OUVERT DE SÉRIE

		XS	S	M	L	XL	XXL
Noir	NORMAL	-	3611610056621	3611610056638	3611610056645	3611610056652	3611610056669
	LONG	-	3611610056676	3611610056683	3611610056690	3611610056706	3611610056713



CLASSE  
**2**  
**Essentiel**  
**COTON**  
*(INSTINCT COTON)*

Sobres et polyvalentes, ces chaussettes vous apportent un grand confort au quotidien.

**Confort\*\*\***

Douceur et propriétés absorbantes de la matière coton.

**Respect des peaux sensibles**

Très bonne tolérance cutanée auprès d'hommes ayant des problématiques de peaux sensibles\*.

**100% des hommes estiment que cette texture est adaptée à leur peau sensible\*.**

Construction spécifique qui permet de réduire les frottements sur la peau\*\*.

**Look masculin**

Texture sobre, adaptée à tous les styles.

**COMPOSITION :**

Polyamide  
Coton  
Modal  
Élasthanne

\*Testé sous contrôle dermatologique par SPINCONTROL auprès de 21 hommes - 2015.

\*\* Étude de tribologie réalisée par HEF - 2011.

\*\*\* Étude Avenir Focus auprès de 30 hommes - Février 2016.

**ÉPAISSEUR**

FIN
<b>SEMI-ÉPAIS</b>
ÉPAIS

**SITUATIONS DE VIE**



Bureau



Sorties

**MODÈLES EXISTANTS**

STANDARD	■	■
PIED OUVERT DE SÉRIE	■	■

# Essentiel

**COTON**

(INSTINCT COTON)

## CHAUSSETTES BAS AUTO-FIXANTS

HOMME CLASSE  
**2**



### MESURES

Chaussettes	Taille	Cheville B	Standard Mollet C	Bas auto-fixants	Taille	Cheville B	Standard	
							Mollet C	Cuisse M
	S	19 - 22	32 - 39		S	19 - 22	32 - 39	46 - 58
	M	22 - 24	35 - 42		M	22 - 24	35 - 42	50 - 62
	L	24 - 26	38 - 45		L	24 - 26	38 - 45	54 - 66
	XL	26 - 29	41 - 48		XL	26 - 29	41 - 48	58 - 70
	XXL	29 - 32	44 - 51		XXL	29 - 32	44 - 51	62 - 74



Bande auto-fixante  
SENSINNOV®

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	jambe A - G	Pointure
Normal	≤ 42	≤ 79	40/43
Long	≥ 42	≥ 79	43/46

### RETOUCHES POSSIBLES (détails pages 30 et 31)



### CHAUSSETTES

		S	M	L	XL	XXL
Sable	<b>NORMAL</b>	3611610056829	3611610056836	3611610056843	3611610056850	3611610056867
	<b>LONG</b>	3611610056874	3611610056881	3611610056898	3611610056904	3611610056911
Granite	<b>NORMAL</b>	3611610057024	3611610057031	3611610057048	3611610057055	3611610057062
	<b>LONG</b>	3611610057079	3611610057086	3611610057093	3611610057109	3611610057116
Marine	<b>NORMAL</b>	3611610056928	3611610056935	3611610056942	3611610056959	3611610056966
	<b>LONG</b>	3611610056973	3611610056980	3611610056997	3611610057000	3611610057017
Noir	<b>NORMAL</b>	3611610056720	3611610056737	3611610056744	3611610056751	3611610056768
	<b>LONG</b>	3611610056775	3611610056782	3611610056799	3611610056805	3611610056812

### CHAUSSETTES PIED OUVERT DE SÉRIE

		S	M	L	XL	XXL
Sable	<b>NORMAL</b>	3611610057222	3611610057239	3611610057246	3611610057253	3611610057260
	<b>LONG</b>	3611610057277	3611610057284	3611610057291	3611610057307	3611610057314
Noir	<b>NORMAL</b>	3611610057123	3611610057130	3611610057147	3611610057154	3611610057161
	<b>LONG</b>	3611610057178	3611610057185	3611610057192	3611610057208	3611610057215

### BAS AUTO-FIXANTS

		S	M	L	XL	XXL
Sable	<b>NORMAL</b>	3611610057420	3611610057437	3611610057444	3611610057451	3611610057468
	<b>LONG</b>	3611610057475	3611610057482	3611610057499	3611610057505	3611610057512
Noir	<b>NORMAL</b>	3611610057321	3611610057338	3611610057345	3611610057352	3611610057369
	<b>LONG</b>	3611610057376	3611610057383	3611610057390	3611610057406	3611610057413

### BAS AUTO-FIXANTS PIED OUVERT DE SÉRIE

		S	M	L	XL	XXL
Sable	<b>NORMAL</b>	3611610057628	3611610057635	3611610057642	3611610057659	3611610057666
	<b>LONG</b>	3611610057673	3611610057680	3611610057697	3611610057703	3611610057710
Noir	<b>NORMAL</b>	3611610057529	3611610057536	3611610057543	3611610057550	3611610057567
	<b>LONG</b>	3611610057574	3611610057581	3611610057598	3611610057604	3611610057611



# Styles

Homme




“Je suis un inconditionnel des produits Styles. Leur look tendance me permet de rester chic et stylé au bureau comme en soirée, 24h sur 24 !”

François



## Styles

Les "Styles" sont des produits au look tendance adaptés aux tenues de vos patients, pour qu'ils puissent exprimer leur personnalité !





CLASSE  
2  
Styles  
MOTIFS MARINIÈRE

Ultra tendance, ces chaussettes marinière à la pointe du style vous apportent un grand confort.

**Look tendance**

Un motif marinière inédit sur le marché de la compression.

**Confort**

Pointe de pied sans couture. Matière sélectionnée pour apporter de la douceur.

**COMPOSITION :**

Polyamide  
Coton  
Élasthanne

**ÉPAISSEUR**

- FIN
- SEMI-ÉPAIS**
- ÉPAIS

**SITUATIONS DE VIE**



Bureau



Loisirs & Détente



Sorties

**MODÈLE EXISTANT**



STANDARD

# Styles

## MOTIFS MARINIÈRE

### CHAUSSETTES

HOMME CLASSE  
**2**



#### Liseré bleu, blanc, rouge

Produit emblématique  
Made in France

#### Motif marinière

inédit sur le marché

#### Pointe de pied

sans couture

#### MESURES

Taille	Cheville B	Mollet C
S	19 - 22	31 - 38
M	22 - 24	34 - 41
L	24 - 26	36 - 43
XL	26 - 29	39 - 46
XXL	29 - 32	42 - 49

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Pointure
Normal	≤ 42	40/43
Long	≥ 42	43/46

#### CHAUSSETTES

		S	M	L	XL	XXL
Marine / Blanc	 <b>NORMAL</b>	3611610067580	3611610067597	3611610067603	3611610067610	3611610067627
	 <b>LONG</b>	3611610067634	3611610067641	3611610067658	3611610067665	3611610067672



CLASSE  
**2**  
Styles  
**COLORS**  
(URBAN COLORS)

**COMPOSITION :**

Polyamide  
Coton  
Élasthanne

Ultra confortables\* et tendance, ces chaussettes sont particulièrement adaptées à vos tenues décontractées.

**Bicolore**

Pointe, talon et revers coloré.

**Confort**

Pointe de pied sans couture.

**97% de satisfaction sur le confort de la pointe\*.**

Semelle ergonomique avec de la bouclette aérée apportant un effet moelleux.

Matière sélectionnée pour apporter de la douceur\*.

\* Étude Harris Interactive auprès de 35 hommes - Novembre 2018.

**ÉPAISSEUR**

- FIN
- SEMI-ÉPAIS**
- ÉPAIS



Bureau



Sorties



Loisirs & Détente

**MODÈLE EXISTANT**



STANDARD



# Styles COLORS (URBAN COLORS) CHAUSSETTES

HOMME CLASSE  
**2**



## MESURES

Taille	Cheville <b>B</b>	Mollet <b>C</b>
S	19 – 22	31 – 38
M	22 – 24	34 – 41
L	24 – 26	36 – 43
XL	26 – 29	39 – 46
XXL	29 – 32	42 – 49

Hauteur (cm)	1/2 jambe <b>A - D</b>	Pointure
Normal	≤ 42	40/43
Long	≥ 42	43/46

## CHAUSSETTES

		S	M	L	XL	XXL
Noir / Aubergine	<b>NORMAL</b>	3611610058120	3611610058137	3611610058144	3611610058151	3611610058168
	<b>LONG</b>	3611610058175	3611610058182	3611610058199	3611610058205	3611610058212
Bleu / Gris clair*	<b>NORMAL</b>	3611610058229	3611610058236	3611610058243	3611610058250	3611610058267
	<b>LONG</b>	3611610058274	3611610058281	3611610058298	3611610058304	3611610058311

# Styles

## MOTIFS

(GRAPHIK)

## CHAUSSETTES



### COMPOSITION :

Polyamide  
Élasthanne  
Modal

Ces chaussettes fines à motifs apportent une touche de fantaisie et donnent du style à toutes vos tenues.

### Style

Des rayures ton sur ton pour un look stylé.

### Confort

Semelle absorbante et micro-aérée pour favoriser l'évacuation de l'humidité.

### ÉPAISSEUR

FIN
SEMI-ÉPAIS
ÉPAIS

### SITUATIONS DE VIE



Bureau



Sorties

### MODÈLE EXISTANT



STANDARD

### MESURES

Taille	Cheville B	Mollet C
S	19 - 22	32 - 39
M	22 - 24	35 - 42
L	24 - 26	38 - 45
XL	26 - 29	41 - 48
XXL	29 - 32	44 - 51

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Pointure
Normal	≤ 42	40/43
Long	≥ 42	43/46

### CHAUSSETTES

		S	M	L	XL	XXL
Ardoise	NORMAL	3611610058328	3611610058335	3611610058342	3611610058359	3611610058366
	LONG	3611610058373	3611610058380	3611610058397	3611610058403	3611610058410
Cobalt	NORMAL	3611610058427	3611610058434	3611610058441	3611610058458	-
	LONG	3611610058465	3611610058472	3611610058489	3611610058496	-



MODE  
IN FRANCE\*



## Styles MOTIFS MARINIÈRE

LA CHAUSSETTE DE COMPRESSION  
FAIT SA RÉVOLUTION

Un hymne au style et au savoir-faire français.

Live your life. Be yourself.\*\*



CHAUSSETTES DE COMPRESSION MÉDICALE

\*Un hymne au style et au savoir-faire français. \*\*Soyez vous-même. Vivez pleinement. Les produits de compression sont des dispositifs médicaux (règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS. Ils sont destinés au traitement de base des maladies veineuses et lymphatiques<sup>1</sup>. Pour le bon usage, il convient d'enfiler les produits dès le réveil et au lever, sur une peau propre et sèche. Ne pas utiliser les produits sur une peau lésée. Les conditions et les durées de port des produits de compression médicale sont à demander à votre prescripteur. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lisez attentivement la notice d'utilisation. Demandez conseil à votre professionnel de santé. Juin 2019. © Copyright by SIGVARIS, Saint-Just-Saint-Rambert. Sigvaris and its products are registered trademarks of SIGVARIS, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide. <sup>1</sup>HAS. Dispositifs de compression médicale à usage individuel - Utilisation en pathologies vasculaires. Septembre 2010.



# Active

## Homme



“J'utilise aussi régulièrement les produits Active car je les trouve très techniques et parfaitement adaptés à mes activités extérieures qu'elles soient professionnelles ou de loisirs.”

Daniel



## Active

Les "Active" : ces produits techniques sont spécialement conçus pour être portés dans des moments de loisirs et accompagner vos patients dans toutes leurs activités.





CLASSE  
**2**  
**Active**  
**CONFORT FRAÎCHEUR**  
*(ORIGIN LIN)*

**COMPOSITION :**  
Micromodal / Lin  
Polyamide  
Élasthanne

Ces chaussettes respirantes\* à base de lin évacuent rapidement la chaleur en cas de températures élevées.

**Fraîcheur\*\***  
Évacuation rapide de la chaleur.

**Respirant\***  
Grâce aux propriétés naturelles de la fibre de lin.

**Limite l'impact sur l'environnement\*\*\***  
Chaussette 100% éco-conçue.

**Testé sous contrôle dermatologique\*\*\*\***

\* La structure plate de la fibre de lin favorise les échanges thermiques.  
\*\* La fibre de lin évacue rapidement la chaleur.  
\*\*\* Analyse comparative du cycle de vie avec une chaussette Sigvaris Essentiel COTON - EVEA - Mai 2014.  
\*\*\*\* Étude clinique Evic auprès de 100 personnes - Février 2014.

**ÉPAISSEUR**

- FIN
- SEMI-ÉPAIS
- ÉPAIS

**SITUATIONS DE VIE**



Loisirs & Détente



Travail extérieur & Conditions spécifiques

**MODÈLE EXISTANT**



STANDARD



# Active

## CONFORT FRAÎCHEUR

(ORIGIN LIN)

### CHAUSSETTES



#### MESURES

Taille	Cheville B	Mollet C
S	19 - 22	32 - 39
M	22 - 24	35 - 42
L	24 - 26	38 - 45
XL	26 - 29	41 - 48
XXL	29 - 32	44 - 51

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Pointure
Normal	≤ 42	40/43
Long	≥ 42	43/46

#### RETOUCHES POSSIBLES

(détails pages 30 et 31)



Transformation  
pied ouvert



Raccourcir  
la hauteur

#### CHAUSSETTES

		S	M	L	XL	XXL
Écru	NORMAL	3611610058502	3611610058519	3611610058526	3611610058533	3611610058540
	LONG	3611610058557	3611610058564	3611610058571	3611610058588	3611610058595
Noir	NORMAL	3611610058601	3611610058618	3611610058625	3611610058632	3611610058649
	LONG	3611610058656	3611610058663	3611610058670	3611610058687	3611610058694



CLASSE  
**2**  
**Active**  
**LOISIRS**  
(BAMBOU)

Grâce à ces chaussettes à base de bambou, confort assuré pendant toutes vos activités.

**Confort**

Technique de tricotage brevetée qui apporte plus de moelleux. Bouclette dans la pointe.

**Résistant**

Texture épaisse.

**Naturellement antibactérien**

99 % de réduction des bactéries\*.

**COMPOSITION :**

- Polyamide
- Polyamide Microfibre
- Viscose de Bambou
- Élasthanne

\*Test Thomson Research Associates Inc. - Mars 2016.

**ÉPAISSEUR**

- FIN
- SEMI-ÉPAIS
- ÉPAIS**

**SITUATIONS DE VIE**



Loisirs & Détente



Travail extérieur  
& Conditions  
spécifiques

**MODÈLE EXISTANT**



STANDARD



# Active LOISIRS (BAMBOU) CHAUSSETTES

HOMME CLASSE  
**2**



## MESURES

Taille	Cheville <b>B</b>	Mollet <b>C</b>
S	19 - 22	32 - 39
M	22 - 24	35 - 42
L	24 - 26	38 - 45
XL	26 - 29	41 - 48
XXL	29 - 32	44 - 51

Hauteur (cm)	1/2 jambe <b>A - D</b>	Pointure
Normal	≤ 42	40/43
Long	≥ 42	43/46

RETOUCHE POSSIBLE  
(détails pages 30 et 31)



Raccourcir  
la hauteur

## CHAUSSETTES

		S	M	L	XL	XXL
Galet	<b>NORMAL</b>	3611610058908	3611610058915	3611610058922	3611610058939	3611610058946
	<b>LONG</b>	3611610058953	3611610058960	3611610058977	3611610058984	3611610058991
Pacifique	<b>NORMAL</b>	3611610058809	3611610058816	3611610058823	3611610058830	3611610058847
	<b>LONG</b>	3611610058854	3611610058861	3611610058878	3611610058885	3611610058892
Noir	<b>NORMAL</b>	3611610058700	3611610058717	3611610058724	3611610058731	3611610058748
	<b>LONG</b>	3611610058755	3611610058762	3611610058779	3611610058786	3611610058793



CLASSE  
**2**  
Active  
**RÉSISTANT**

Ces chaussettes résistantes ont été spécialement conçues pour protéger vos pieds dans les chaussures de sécurité.

**Résistance**

Zone renforcée talon et bout de pied grâce à l'utilisation du fil Kermel®.

Adapté à un usage quotidien et intensif.

**Confort**

Pointe de pied sans couture. Semelle bouclette apportant un effet moelleux.

Zone d'aisance sur le dessus du pied.

**Protection du pied**

Renfort au niveau de la coque de la chaussure de sécurité, du dessus du pied et de la malléole (bouclette).

**COMPOSITION :**

- Polyamide
- Aramide (Kermel®)
- Élasthanne

**ÉPAISSEUR**

- FIN
- SEMI-ÉPAIS
- ÉPAIS**

**SITUATIONS DE VIE**



Loisirs & Détente



Travail extérieur  
& Conditions  
spécifiques

**MODÈLE EXISTANT**



STANDARD



# Active RÉSISTANT

## CHAUSSETTES

HOMME CLASSE  
**2**

**100%**  
de satisfaction\*



### MESURES


Taille	Cheville B	Mollet C
S	19 - 22	31 - 38
M	22 - 24	34 - 41
L	24 - 26	36 - 43
XL	26 - 29	39 - 46

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Pointure
Normal	≤ 42	40/43
Long	≥ 42	43/46

### CHAUSSETTES

		S	M	L	XL
Noir / Rouge	<b>NORMAL</b>	3611610063421	3611610063414	3611610063407	3611610063391
	<b>LONG</b>	3611610063384	3611610063377	3611610063360	3611610063353

\* Étude Harris Interactive auprès de 18 personnes - Décembre 2018.





20 à 36 mmHg  
27 à 48 hPa

# Homme

## Essentiel

**COTON**

(INSTINCT COTON)

P. 122

## Expert

P. 124

Nouveaux noms, nouveaux packagings mais les produits restent les mêmes.



Retrouvez aussi  
toute la gamme sur :  
[www.sigvaris.com](http://www.sigvaris.com)

ou sur l'appli gratuite :  
**my sigvaris**



### INDICATIONS

20 à 36 mmHg (27 à 48 hPa)

Bas de compression médicale  
entre 20,1 et 36 mm Hg  
(entre 27,1 et 48 hPa, classe III)

- Varices de plus de 3 mm (C2).
- Après chirurgie ou sclérothérapie des varices de plus de 3 mm, pendant 4 à 6 semaines.
- Œdème veineux chronique (C3).
- Troubles trophiques (pigmentation, eczéma) d'origine veineuse (C4a).
- Troubles trophiques chroniques (lipodermatosclérose ou hypodermite d'origine veineuse, atrophie blanche) d'origine veineuse (C4b chronique).
- Troubles trophiques d'origine veineuse avec ulcère cicatrisé (C5).
- Traitement de la thrombose veineuse superficielle du membre inférieur, le plus tôt possible après le diagnostic (en association au traitement anti-thrombotique si celui-ci est indiqué ou seul).

- Traitement de la thrombose veineuse profonde du membre inférieur, à la phase aiguë, le plus tôt possible après le diagnostic (en association avec le traitement pharmacologique ou seul en cas de contre-indications).
- Prévention du syndrome post-thrombotique après une thrombose veineuse profonde proximale, pendant 2 ans.
- Lymphoedème (en deuxième intention à la phase décongestive, et en première intention à la phase de maintien). La pression retenue est la plus forte supportée par le patient. Elle peut être atteinte par superposition de plusieurs bas, sans limite.
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures.

### CONTRE-INDICATIONS

Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6, microangiopathie diabétique évoluée pour les bas délivrant une pression > 30 mmHg, phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle), thrombose septique, intolérance au produit.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En cas d'AOMI avec un IPS > 0,6 et < 0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risques doit être effectuée. En cas de douleur ou d'inconfort retirez le produit et consultez votre professionnel de santé. Tout incident grave survenu en lien avec le produit devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.



CLASSE  
**3**  
**Essentiel**  
**COTON**  
*(INSTINCT COTON)*

Sobres et polyvalentes, ces chaussettes vous apportent un grand confort au quotidien.

**Confort\*\*\***

Douceur et propriétés absorbantes de la matière coton.

**Respect des peaux sensibles**

Très bonne tolérance cutanée auprès d'hommes ayant des problématiques de peaux sensibles\*.

**100% des hommes estiment que cette texture est adaptée à leur peau sensible\*.**

Construction spécifique qui permet de réduire les frottements sur la peau\*\*.

**Look masculin**

Texture sobre, adaptée à tous les styles.

**COMPOSITION :**

- Polyamide
- Coton
- Modal
- Élasthanne

\*Testé sous contrôle dermatologique par SPINCONTROL auprès de 21 hommes. 2015

\*\* Etude de tribologie réalisée par HEF. 2011.

\*\*\* Étude Avenir Focus auprès de 30 hommes - Février 2016.

**ÉPAISSEUR**

- FIN
- SEMI-ÉPAIS**
- ÉPAIS

**SITUATIONS DE VIE**




Bureau



Sorties

**MODÈLES EXISTANTS**



STANDARD

# Essentiel

**COTON**

(INSTINCT COTON)

## CHAUSSETTES BAS AUTO-FIXANTS

HOMME CLASSE  
**3**



### MESURES

Taille	Cheville <b>B</b>	Standard		Taille	Cheville <b>B</b>	Standard		
		Mollet <b>C</b>	Cuisse <b>M</b>			Mollet <b>C</b>	Cuisse <b>M</b>	
Chaussettes	S	19 - 22	32 - 39	Bas auto-fixants	S	19 - 22	32 - 39	46 - 58
	M	22 - 24	35 - 42		M	22 - 24	35 - 42	50 - 62
	L	24 - 26	38 - 45		L	24 - 26	38 - 45	54 - 66
	XL	26 - 29	41 - 48		XL	26 - 29	41 - 48	58 - 70
	XXL	29 - 32	44 - 51		XXL	29 - 32	44 - 51	62 - 74



Bande auto-fixante  
SENSINNOV®

Hauteur (cm)	1/2 jambe <b>A - D</b>	jambe <b>A - G</b>	Pointure
Normal	≤ 42	≤ 79	40/43
Long	≥ 42	≥ 79	43/46

### RETOUCHES POSSIBLES (détails pages 30 et 31)



Transformation  
pied ouvert



Pied fermé  
plus court



Pied fermé  
plus long



Raccourcir  
la hauteur



Transformation  
bas cuisse



Réduction bande  
auto-fixante



Raccourcir  
la hauteur

### CHAUSSETTES

		S	M	L	XL	XXL
Sable	<b>NORMAL</b>	3611610057826	3611610057833	3611610057840	3611610057857	3611610057864
	<b>LONG</b>	3611610057871	3611610057888	3611610057895	3611610057901	3611610057918
Noir	<b>NORMAL</b>	3611610057727	3611610057734	3611610057741	3611610057758	3611610057765
	<b>LONG</b>	3611610057772	3611610057789	3611610057796	3611610057802	3611610057819

### BAS AUTO-FIXANTS

		S	M	L	XL	XXL
Sable	<b>NORMAL</b>	3611610058021	3611610058038	3611610058045	3611610058052	3611610058069
	<b>LONG</b>	3611610058076	3611610058083	3611610058090	3611610058106	3611610058113
Noir	<b>NORMAL</b>	3611610057925	3611610057932	3611610057949	3611610057956	3611610057963
	<b>LONG</b>	3611610057970	3611610057987	3611610057994	3611610058007	3611610058014

**CHAUSSETTES  
BAS AUTO-FIXANTS**



**Efficacité maximale**

Conçu pour répondre spécifiquement au traitement des stades avancés de la maladie veineuse.

**Enfilage facile**

Grâce à la forme étudiée du produit et au cou-de-pied élargi.



Bande auto-fixante  
SENSINNOV®

**COMPOSITION :**

Polyamide  
Polyamide Microfibre  
Élasthane

**MODÈLES  
EXISTANTS**

STANDARD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIED OUVERT DE SÉRIE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**MESURES**

Taille	Cheville B	Mollet C	Cuisse M
<b>S</b>	19 - 22	32 - 39	46 - 58
<b>M</b>	22 - 24	35 - 42	50 - 62
<b>L</b>	24 - 26	38 - 45	54 - 66
<b>XL</b>	26 - 29	41 - 48	58 - 70
<b>XXL</b>	29 - 32	44 - 51	62 - 74

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	jambe A - G	Pointure
<b>Normal</b>	≤ 42	≤ 79	40/43
<b>Long</b>	≥ 42	≥ 79	43/46

**RETOUCHES POSSIBLES**  
(détails pages 30 et 31)



Transformation pied ouvert



Pied fermé plus court



Pied fermé plus long



Raccourcir la hauteur



Transformation bas cuisse



Réduction bande auto-fixante



Raccourcir la hauteur

**CHAUSSETTES**

		S	M	L	XL	XXL
Chrome	<b>NORMAL</b>	3401064068840	3401064068901	3401064069090	3401064069151	3401064069212
	<b>LONG</b>	3401064069380	3401064069441	3401064069502	3401064069670	3401064070560
Noir	<b>NORMAL</b>	3401064059916	3401064060165	3401064060226	3401064060394	3401064060455
	<b>LONG</b>	3401064060516	3401064060684	3401064060745	3401064060806	3401064060974

**CHAUSSETTES PIED OUVERT DE SÉRIE**

		S	M	L	XL	XXL
Noir	<b>NORMAL</b>	3401081592373	3401081592434	3401081592663	3401081592724	-
	<b>LONG</b>	3401081592953	3401081593035	3401081593264	3401081593325	-

**BAS AUTO-FIXANTS**

		S	M	L	XL	XXL
Chrome	<b>NORMAL</b>	3401064066549	3401064066600	3401064066778	3401064066839	3401064067089
	<b>LONG</b>	3401064067140	3401064067201	3401064067379	3401064067959	3401064068031
Noir	<b>NORMAL</b>	3401064063128	3401064063296	3401064063357	3401064063418	3401064063586
	<b>LONG</b>	3401064063647	3401064064248	3401064064309	3401064064477	3401064064996

**BAS AUTO-FIXANTS PIED OUVERT DE SÉRIE**

		S	M	L	XL	XXL
Noir	<b>NORMAL</b>	3401081593554	3401081593615	3401081593783	3401081593844	-
	<b>LONG</b>	3401081594216	3401081594384	3401081594445	3401081594674	-



La compression **100%** technique  
qui protège vos pieds au quotidien.

existe en  
modèle  
FEMME

NOUVEAU

# Active

## RÉSISTANT

Spécialement conçues  
pour les chaussures de sécurité



CHAUSSETTES DE COMPRESSION MÉDICALE

Live your life. Be yourself.\*

\*Soyez vous-même. Vivez pleinement. Les produits de compression sont des dispositifs médicaux (règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS. Ils sont destinés au traitement de base des maladies veineuses et lymphatiques\*. Pour le bon usage, il convient d'enfiler les produits dès le réveil et au lever, sur une peau propre et sèche. Ne pas utiliser les produits sur une peau lésée. Les conditions et les durées de port des produits de compression médicale sont à demander à votre prescripteur. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lisez attentivement la notice d'utilisation. Demandez conseil à votre professionnel de santé. Juin 2019. © Copyright by SIGVARIS, Saint-Juez Saint-Rambert. Sigvaris and its products are registered trademarks of SIGVARIS, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide. \*HAS. Dispositifs de compression médicale à usage individuel - Utilisation en pathologies vasculaires. Septembre 2010.



# DYNAVEN

Une gamme simple avec une dispensation par modèle.

Des produits de compression fonctionnels, fiables et abordables.

● **Tableau de tailleage** P. 128

## ● Femme

### ● CHAUSSETTES

#### Transparent

Classe 2 P. 129

#### Semi-opaque

Classe 2 P. 130

Classe 3 P. 130

### ● BAS AUTO-FIXANTS

#### Transparent

Classe 2 P. 131

#### Semi-opaque

Classe 2 P. 132

Classe 3 P. 132

### ● COLLANT

#### Transparent

Classe 2 P. 131

#### Semi-opaque

Classe 2 P. 132

## ● Homme

● **Chaussettes** P. 133


● **Bas auto-fixants** P. 133

Gamme non disponible dans les T.O.M et au Luxembourg


# Tableau de taillage

## FEMME


### Chaussettes



### Bas auto-fixants




### Collant




## HOMME

### Chaussettes



### Bas auto-fixants



# DYNAVEN

## CHAUSSETTES

### Transparent

FEMME CLASSE  
**2**



transparent

#### MESURES

Taille	Cheville B	Standard	Morpho
		Mollet C	Mollet C
XS	17 - 19	29 - 35	-
S	19 - 22	32 - 38	26 - 32
M	22 - 24	35 - 41	29 - 35
L	24 - 26	38 - 44	32 - 38
XL	26 - 29	41 - 47	35 - 41

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Pointure
Normal	≤ 40	36/40
Long	≥ 40	37/41

#### RETOUCHE POSSIBLE



Transformation  
pied ouvert

### CLASSE 2

#### CHAUSSETTES

		XS	S	M	L	XL
Beige Clair	NORMAL	3611610059103	3611610059110	3611610059127	3611610059134	3611610059141
	LONG	3611610059158	3611610059165	3611610059172	3611610059189	3611610059196
Beige Bronzé	NORMAL	-	3611610059202	3611610059219	3611610059226	3611610059233
	LONG	-	3611610059240	3611610059257	3611610059264	3611610059271
Noir	NORMAL	3611610059004	3611610059011	3611610059028	3611610059035	3611610059042
	LONG	3611610059059	3611610059066	3611610059073	3611610059080	3611610059097

#### CHAUSSETTES MORPHO

		XS	S	M	L	XL
Beige Clair	NORMAL	-	3611610059288	3611610059295	3611610059301	3611610059318
	LONG	-	3611610059325	3611610059332	3611610059349	3611610059356
Noir	NORMAL	-	3611610059363	3611610059370	3611610059387	3611610059394
	LONG	-	3611610059400	3611610059417	3611610059424	3611610059431

#### CHAUSSETTES PIED OUVERT DE SÉRIE

		XS	S	M	L	XL
Beige Clair	NORMAL	3611610059448	3611610059455	3611610059462	3611610059479	3611610059486
	LONG	3611610059493	3611610059509	3611610059516	3611610059523	3611610059530

# DYNAVEN

## CHAUSSETTES

### Semi-opaque

semi-opaque



#### MESURES

Taille	Cheville B	Standard	Morpho
		Mollet C	Mollet C
XS	17 - 19	29 - 35	23 - 29
S	19 - 22	32 - 38	26 - 32
M	22 - 24	35 - 41	29 - 35
L	24 - 26	38 - 44	32 - 38
XL	26 - 29	41 - 47	35 - 41
XXL	29 - 32	44 - 50	-

Hauteur (cm)	1/2 jambe A - D	Pointure
Normal	≤ 40	36/40
Long	≥ 40	37/41

#### RETOUCHE POSSIBLE



Transformation  
pied ouvert

### CLASSE 2

#### CHAUSSETTES

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige	<b>NORMAL</b>	3611610060444	3611610060451	3611610060468	3611610060475	3611610060482	3611610060499
	<b>LONG</b>	3611610060505	3611610060512	3611610060529	3611610060536	3611610060543	3611610060550
Gris	<b>NORMAL</b>	-	3611610060567	3611610060574	3611610060581	3611610060598	-
	<b>LONG</b>	-	3611610060604	3611610060611	3611610060628	3611610060635	-
Noir	<b>NORMAL</b>	3611610060321	3611610060338	3611610060345	3611610060352	3611610060369	3611610060376
	<b>LONG</b>	3611610060383	3611610060390	3611610060406	3611610060413	3611610060420	3611610060437

#### CHAUSSETTES MORPHO

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige	<b>NORMAL</b>	3611610063575	3611610060642	3611610060659	3611610060666	3611610060673	-
	<b>LONG</b>	3611610063582	3611610060680	3611610060697	3611610060703	3611610060710	-

#### CHAUSSETTES PIED OUVERT DE SÉRIE

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige	<b>NORMAL</b>	-	3611610060727	3611610060734	3611610060741	3611610060758	-
	<b>LONG</b>	-	3611610060765	3611610060772	3611610060789	3611610060796	-

### CLASSE 3

#### CHAUSSETTES

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige	<b>NORMAL</b>	3611610067283	3611610067290	3611610067306	3611610067313	3611610067320	-
	<b>LONG</b>	3611610067337	3611610067344	3611610067351	3611610067368	3611610067375	-
Noir	<b>NORMAL</b>	3611610067184	3611610067191	3611610067207	3611610067214	3611610067221	-
	<b>LONG</b>	3611610067238	3611610067245	3611610067252	3611610067269	3611610067276	-

#### CHAUSSETTES PIED OUVERT DE SÉRIE

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige	<b>NORMAL</b>	-	3611610068587	3611610068594	3611610068600	3611610068617	-
	<b>LONG</b>	-	3611610068624	3611610068631	3611610068648	3611610068655	-

# DYNAVEN

## BAS AUTO-FIXANTS COLLANT Transparent

FEMME CLASSE  
**2**



### MESURES

Taille	Cheville <b>B</b>	Standard			Morpho <b>⊖</b>	
		Mollet <b>C</b>	Cuisse <b>M</b>	Hanches	Mollet <b>C</b>	Cuisse <b>M</b>
<b>XS*</b>	17 - 19	29 - 35	44 - 58	-	-	-
<b>S</b>	19 - 22	32 - 38	47 - 61	≤ 105	26 - 32	40 - 47
<b>M</b>	22 - 24	35 - 41	50 - 64	≤ 115	29 - 35	43 - 50
<b>L</b>	24 - 26	38 - 44	53 - 68	≤ 125	32 - 38	46 - 53
<b>XL</b>	26 - 29	41 - 47	55 - 70	≤ 125	35 - 41	48 - 55

Hauteur (cm)	jambe <b>A - G</b>	Pointure
<b>Normal</b>	≤ 75	36/40
<b>Long</b>	≥ 75	37/41

\* Uniquement pour le modèle Bas auto-fixant.

### RETOUCHE POSSIBLE



Transformation  
pied ouvert

## CLASSE 2

### BAS AUTO-FIXANTS

		XS	S	M	L	XL
Beige Clair	<b>NORMAL</b>	3611610059646	3611610059653	3611610059660	3611610059677	3611610059684
	<b>LONG</b>	3611610059691	3611610059707	3611610059714	3611610059721	3611610059738
Beige Bronzé	<b>NORMAL</b>	-	3611610059745	3611610059752	3611610059769	3611610059776
	<b>LONG</b>	-	3611610059783	3611610059790	3611610059806	3611610059813
Noir	<b>NORMAL</b>	3611610059547	3611610059554	3611610059561	3611610059578	3611610059585
	<b>LONG</b>	3611610059592	3611610059608	3611610059615	3611610059622	3611610059639

### BAS AUTO-FIXANTS MORPHO **⊖**

		XS	S	M	L	XL
Beige Clair	<b>NORMAL</b>	-	3611610059820	3611610059837	3611610059844	3611610059851
	<b>LONG</b>	-	3611610059868	3611610059875	3611610059882	3611610059899
Noir	<b>NORMAL</b>	-	3611610059905	3611610059912	3611610059929	3611610059936
	<b>LONG</b>	-	3611610059943	3611610059950	3611610059967	3611610059974

### BAS AUTO-FIXANTS PIED OUVERT DE SÉRIE

		XS	S	M	L	XL
Beige Clair	<b>NORMAL</b>	3611610059981	3611610059998	3611610060000	3611610060017	3611610060024
	<b>LONG</b>	3611610060031	3611610060048	3611610060055	3611610060062	3611610060079

### COLLANT

		XS	S	M	L	XL
Beige Clair	<b>NORMAL</b>	-	3611610060086	3611610060093	3611610060109	3611610060116
	<b>LONG</b>	-	3611610060123	3611610060130	3611610060147	3611610060154
Beige Bronzé	<b>NORMAL</b>	-	3611610060161	3611610060178	3611610060185	3611610060192
	<b>LONG</b>	-	3611610060208	3611610060215	3611610060222	3611610060239
Noir	<b>NORMAL</b>	-	3611610060246	3611610060253	3611610060260	3611610060277
	<b>LONG</b>	-	3611610060284	3611610060291	3611610060307	3611610060314

## DYNAVEN

BAS AUTO-FIXANTS  
COLLANT  
Semi-opaque

semi-opaque



## MESURES

Taille	Cheville B	Standard			Morpho -		Morpho +	
		Mollet C	Cuisse M	Hanches	Mollet C	Cuisse M	Mollet C	Cuisse M
XS	17 - 19	29 - 35	44 - 58	-	23 - 29	37 - 44	-	-
S	19 - 22	32 - 38	47 - 61	≤ 105	26 - 32	40 - 47	34 - 40	61 - 66
M	22 - 24	35 - 41	50 - 64	≤ 115	29 - 35	43 - 50	37 - 43	64 - 69
L	24 - 26	38 - 44	53 - 68	≤ 125	32 - 38	46 - 53	40 - 46	68 - 73
XL	26 - 29	41 - 47	55 - 70	≤ 125	35 - 41	48 - 55	43 - 49	70 - 75
XXL	29 - 32	44 - 50	57 - 74	-	-	-	-	-

Hauteur (cm)	jambe A - C	Pointure
Normal	≤ 75	36/40
Long	≥ 75	37/41

## RETOUCHES POSSIBLES



Transformation pied ouvert  
Réduction bande auto-fixante  
Classe 3 uniquement

## CLASSE 2

## BAS AUTO-FIXANTS

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige	NORMAL	3611610060802	3611610060819	3611610060826	3611610060833	3611610060840	3611610060857
	LONG	3611610060864	3611610060871	3611610060888	3611610060895	3611610060901	3611610060918
Gris	NORMAL	-	3611610061045	3611610061052	3611610061069	3611610061076	-
	LONG	-	3611610061083	3611610061090	3611610061106	3611610061113	-
Noir	NORMAL	3611610060925	3611610060932	3611610060949	3611610060956	3611610060963	3611610060970
	LONG	3611610060987	3611610060994	3611610061007	3611610061014	3611610061021	3611610061038

## BAS AUTO-FIXANTS MORPHO -

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige	NORMAL	3611610063599	3611610061120	3611610061137	3611610061144	3611610061151	-
	LONG	3611610063605	3611610061168	3611610061175	3611610061182	3611610061199	-

## BAS AUTO-FIXANTS MORPHO +

		XS	S	M	L	XL	XXL
Noir	NORMAL	-	3611610061205	3611610061212	3611610061229	3611610061236	-
	LONG	-	3611610061243	3611610061250	3611610061267	3611610061274	-

## BAS AUTO-FIXANTS PIED OUVERT DE SÉRIE

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige	NORMAL	-	3611610061281	3611610061298	3611610061304	3611610061311	-
	LONG	-	3611610061328	3611610061335	3611610061342	3611610061359	-

## COLLANT

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige	NORMAL	-	3611610061441	3611610061458	3611610061465	3611610061472	-
	LONG	-	3611610061489	3611610061496	3611610061502	3611610061519	-
Gris	NORMAL	-	3611610061526	3611610061533	3611610061540	3611610061557	-
	LONG	-	3611610061564	3611610061571	3611610061588	3611610061595	-
Noir	NORMAL	-	3611610061366	3611610061373	3611610061380	3611610061397	-
	LONG	-	3611610061403	3611610061410	3611610061427	3611610061434	-

## CLASSE 3

## BAS AUTO-FIXANTS

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige	NORMAL	3611610067481	3611610067498	3611610067504	3611610067511	3611610067528	-
	LONG	3611610067535	3611610067542	3611610067559	3611610067566	3611610067573	-
Noir	NORMAL	3611610067382	3611610067399	3611610067405	3611610067412	3611610067429	-
	LONG	3611610067436	3611610067443	3611610067450	3611610067467	3611610067474	-

## BAS AUTO-FIXANTS PIED OUVERT DE SÉRIE

		XS	S	M	L	XL	XXL
Beige	NORMAL	-	3611610068662	3611610068679	3611610068686	3611610068693	-
	LONG	-	3611610068709	3611610068716	3611610068723	3611610068730	-

# DYNAVEN

## CHAUSSETTES BAS AUTO-FIXANTS

### Fin

HOMME CLASSES  
2<sup>et</sup>3



#### MESURES

Taille	Cheville <b>B</b>	Standard		Morpho <b>⊖</b>	
		Mollet <b>C</b>	Cuisse <b>M</b>	Mollet <b>C</b>	Cuisse <b>M</b>
S	19 - 22	32 - 39	46 - 57	26 - 32	39 - 46
M	22 - 24	35 - 42	50 - 61	29 - 35	43 - 50
L	24 - 26	38 - 45	54 - 65	32 - 38	47 - 54
XL	26 - 29	41 - 48	58 - 69	35 - 41	51 - 58
XXL	29 - 32	44 - 51	-	-	-

Hauteur (cm)	1/2 jambe <b>A - D</b>	jambe <b>A - G</b>	Pointure
Normal	≤ 42	≤ 79	40/43
Long	≥ 42	≥ 79	43/46

#### RETOUCHES POSSIBLES



Transformation pied ouvert  
Réduction bande auto-fixante  
Classe 3 uniquement

### CLASSE 2

#### CHAUSSETTES

		S	M	L	XL	XXL
Noir	NORMAL	3611610061601	3611610061618	3611610061625	3611610061632	3611610061649
	LONG	3611610061656	3611610061663	3611610061670	3611610061687	3611610061694
Gris	NORMAL	3611610061700	3611610061717	3611610061724	3611610061731	3611610061748
	LONG	3611610061755	3611610061762	3611610061779	3611610061786	3611610061793

#### CHAUSSETTES MORPHO **⊖**

		S	M	L	XL	XXL
Noir	NORMAL	3611610061809	3611610061816	3611610061823	3611610061830	-
	LONG	3611610061847	3611610061854	3611610061861	3611610061878	-

#### CHAUSSETTES PIED OUVERT DE SÉRIE

		S	M	L	XL	XXL
Noir	NORMAL	3611610061885	3611610061892	3611610061908	3611610061915	-
	LONG	3611610061922	3611610061939	3611610061946	3611610061953	-

#### BAS AUTO-FIXANTS

		S	M	L	XL	XXL
Noir	NORMAL	3611610061960	3611610061977	3611610061984	3611610061991	-
	LONG	3611610062004	3611610062011	3611610062028	3611610062035	-

#### BAS AUTO-FIXANTS MORPHO **⊖**

		S	M	L	XL	XXL
Noir	NORMAL	3611610062042	3611610062059	3611610062066	3611610062073	-
	LONG	3611610062080	3611610062097	3611610062103	3611610062110	-

#### BAS AUTO-FIXANTS PIED OUVERT DE SÉRIE

		S	M	L	XL	XXL
Noir	NORMAL	3611610062127	3611610062134	3611610062141	3611610062158	-
	LONG	3611610062165	3611610062172	3611610062189	3611610062196	-

### CLASSE 3

#### CHAUSSETTES

		S	M	L	XL	XXL
Noir	NORMAL	3611610067009	3611610067016	3611610067023	3611610067030	3611610067047
	LONG	3611610067054	3611610067061	3611610067078	3611610067085	3611610067092

#### BAS AUTO-FIXANTS

		S	M	L	XL	XXL
Noir	NORMAL	3611610067108	3611610067115	3611610067122	3611610067139	-
	LONG	3611610067146	3611610067153	3611610067160	3611610067177	-



# Notre offre Lymphologie

**Sigvaris Lymphologie** P. 136

**Manchon Advance** P. 138

**Prise de mesures** P. 140

## INDICATIONS :

**Manchon de compression**  
entre 15,1 et 20 mmHg  
(entre 20,1 et 27 hPa, classe II) :

- Lymphoœdème (en deuxième intention à la phase décongestive, et en première intention à la phase de maintien).

**Manchon de compression**  
entre 20,1 et 36 mmHg  
(entre 27,1 et 48 hPa, classe III) :

- Lymphoœdème (en deuxième intention à la phase décongestive, et en première intention à la phase de maintien).  
- Traitement de la thrombose veineuse profonde du membre supérieur (en association au traitement antithrombotique si celui-ci n'est pas contre-indiqué ou seul si celui-ci est contre-indiqué).  
- Prévention du syndrome post thrombotique du membre supérieur.

## CONTRE-INDICATIONS :

- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec indice de pression systolique (IPS) < 0,6.  
- Microangiopathie diabétique évoluée (pour une compression > 30 mmHg).  
- Phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle).  
- Thrombose septique.  
- Intolérance aux fibres utilisées.

Une réévaluation régulière du rapport bénéfice/risque s'impose en cas de :

- AOMI avec IPS entre 0,6 et 0,9.  
- Neuropathie périphérique évoluée.  
- Dermatose suintante ou eczématisée.

## CONTRE-INDICATIONS RELATIVES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Le port de mitaine n'est pas recommandé en cas d'acrosyndrome de type Raynaud ou acrocyanose, de syndrome neurologique canalaire non traités.

Dans tous les cas l'arrêt du port du dispositif au plus tôt et un avis médical sont recommandés :

- En cas de plaie ou de dermatose infectée.  
- Si des douleurs, paresthésies ou autre symptômes neurologiques apparaissent sur le membre lors du port.  
- En cas d'apparition ou d'aggravation d'une sensation de gonflement sous manchon.

Tout incident grave survenu en lien avec le produit devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

# Sigvaris Lymphologie

C'est le résultat d'un savoir-faire et d'une expérience internationale de plus de 10 ans pour la prise en charge du lymphoedème.

SIGVARIS GROUP vous propose un ensemble de solutions précises, réglables et simples d'utilisation, conçues pour faciliter l'autonomie des patients et l'adhésion au traitement.



Les dispositifs Sigvaris Lymphologie sont adaptables aux différentes morphologies et combinables entre eux, pour que chaque patient bénéficie de solutions de traitement individualisé.



- Des solutions techniques développées avec nos patients et avec nos experts
- Des solutions ergonomiques faciles à apprendre et à mettre en place, conçus pour l'auto-utilisation
- Des solutions combinables et individualisables selon le lymphoedème
- Des solutions fonctionnelles qui réduisent l'œdème, autorisent le mouvement et le sommeil, et réajustables en cours de journée.

# Les solutions

**Une offre large et complète pour une prise en charge individuelle et au plus proche du patient.**

## DES SOLUTIONS AJUSTABLES ET COMBINABLES



Sous-vêtements compressifs :  
COMPVEST et COMPRESHORTS

## DISPOSITIFS DE CAPITONNAGE : LES CHIP PAD

Les Chip Pad sont des dispositifs combinables qui permettent d'individualiser la prise en charge et le traitement du lymphœdème. Ils permettent de renforcer la pression sur des œdèmes localisés ou d'exercer une pression dans des zones identifiées comme complexes. Ils doivent être utilisés en association avec d'autres dispositifs de compression.

De forme anatomique, ces dispositifs ont été conçus afin de s'adapter aux zones à traiter. Ils permettent de couvrir des surfaces complexes ou difficilement atteignables.

Les Chip Pad sont constitués d'une mousse fragmentée favorisant le drainage de la lymphe et le massage des tissus sous-cutanés.



## DISPOSITIFS DE COMPRESSION AJUSTABLES : COMPREFLEX ET MEDAFIT

Ces dispositifs ont été conçus afin de favoriser l'autonomie des patients et ainsi contribuer à une meilleure adhésion au traitement. Peu volumineux et légers, ils peuvent être portés au quotidien.

Les "scratches" permettent de réajuster tout au long de la journée le niveau de pression en tenant compte de la variation de volume de l'œdème.



Pour toute dispensation d'un produit de la gamme Sigvaris Lymphologie, prenez contact avec nos experts

E-mail : [lymphologie@sigvaris.com](mailto:lymphologie@sigvaris.com)

Téléphone :

 **N°Cristal** 0 969 395 466

APPEL NON SURTAXE

8h30 - 12h30 / 14h - 18h - Du lundi au vendredi

# Advance

## MANCHON DE COMPRESSION MÉDICALE AVEC ET SANS MITAINE

### Confortable

- Texture douce
- Bande auto-fixante souple

### Personnalisable

- Système de taillage adapté à la morphologie :  
**3 tailles possibles (f -, f, f +) pour un même tour de poignet**
- Deux coloris beige
- Association possible avec d'autres produits pour ajuster le niveau de pression


### MODÈLES EXISTANTS



### MESURES

	a	c	f -	f	f +
S	17 - 21	14 - 16	25 - 29	29 - 33	33 - 37
M	18 - 22	16 - 18	26 - 30	30 - 34	34 - 38
L	19 - 23	18 - 20	27 - 31	31 - 35	35 - 39
XL	20 - 24	20 - 22	30 - 34	34 - 38	38 - 42

Longueur C - G (cm)	
Normal	< 43
Long	> 43



### RETOUCHES POSSIBLES



Remplacement  
bande auto-fixante par  
revers sans silicone



Raccourcir  
la longueur

### COLORIS DISPONIBLES



Naturel



Ambre

Renseignements sur les retouches disponibles

E-mail : [lymphologie@sigvaris.com](mailto:lymphologie@sigvaris.com)

► N°Cristal 0 969 395 466

APPEL NON SURTAXE

CLASSES

2

SANS MITAINE

## MANCHON -

			S	M	L	XL
Naturel	NORMAL		3611610028956	3611610028963	3611610028970	3611610028987
	LONG		3611610028994	3611610029007	3611610029014	3611610029021
Ambre	NORMAL		3611610029038	3611610029045	3611610029052	3611610029069
	LONG		3611610029076	3611610029083	3611610029090	3611610029106

## MANCHON STANDARD

			S	M	L	XL
Naturel	NORMAL		3611610028796	3611610028802	3611610028819	3611610028826
	LONG		3611610028833	3611610028840	3611610028857	3611610028864
Ambre	NORMAL		3611610028871	3611610028888	3611610028895	3611610028901
	LONG		3611610028918	3611610028925	3611610028932	3611610028949

## MANCHON +

			S	M	L	XL
Naturel	NORMAL		3611610029113	3611610029120	3611610029137	3611610029144
	LONG		3611610029151	3611610029168	3611610029175	3611610029182
Ambre	NORMAL		3611610029199	3611610029205	3611610029212	3611610029229
	LONG		3611610029236	3611610029243	3611610029250	3611610029267

## MANCHON -

			S	M	L	XL
Naturel	NORMAL		3611610031475	3611610031482	3611610031499	3611610031505
	LONG		3611610031512	3611610031529	3611610031536	3611610031543
Ambre	NORMAL		3611610031550	3611610031567	3611610031574	3611610031581
	LONG		3611610031598	3611610031604	3611610031611	3611610031628

## MANCHON STANDARD

			S	M	L	XL
Naturel	NORMAL		3611610031314	3611610031321	3611610031338	3611610031345
	LONG		3611610031352	3611610031369	3611610031376	3611610031383
Ambre	NORMAL		3611610031390	3611610031406	3611610031413	3611610031420
	LONG		3611610031437	3611610031444	3611610031451	3611610031468

## MANCHON +

			S	M	L	XL
Naturel	NORMAL		3611610031635	3611610031642	3611610031659	3611610031666
	LONG		3611610031673	3611610031680	3611610031697	3611610031703
Ambre	NORMAL		3611610031710	3611610031727	3611610031734	3611610031741
	LONG		3611610031758	3611610031765	3611610031772	3611610031789

AVEC MITAINE

## MANCHON -

			S	M	L	XL
Naturel	NORMAL		3611610029434	3611610029441	3611610029458	3611610029465
	LONG		3611610029472	3611610029489	3611610029496	3611610029502
Ambre	NORMAL		3611610029519	3611610029526	3611610029533	3611610029540
	LONG		3611610029557	3611610029564	3611610029571	3611610029588

## MANCHON STANDARD

			S	M	L	XL
Naturel	NORMAL		3611610029274	3611610029281	3611610029298	3611610029304
	LONG		3611610029311	3611610029328	3611610029335	3611610029342
Ambre	NORMAL		3611610029359	3611610029366	3611610029373	3611610029380
	LONG		3611610029397	3611610029403	3611610029410	3611610029427

## MANCHON +

			S	M	L	XL
Naturel	NORMAL		3611610029595	3611610029601	3611610029618	3611610029625
	LONG		3611610029632	3611610029649	3611610029656	3611610029663
Ambre	NORMAL		3611610029670	3611610029687	3611610029694	3611610029700
	LONG		3611610029717	3611610029724	3611610029731	3611610029748

## MANCHON -

			S	M	L	XL
Naturel	NORMAL		3611610031956	3611610031963	3611610031970	3611610031987
	LONG		3611610031994	3611610032007	3611610032014	3611610032021
Ambre	NORMAL		3611610032038	3611610032045	3611610032052	3611610032069
	LONG		3611610032076	3611610032083	3611610032090	3611610032106

## MANCHON STANDARD

			S	M	L	XL
Naturel	NORMAL		3611610031796	3611610031802	3611610031819	3611610031826
	LONG		3611610031833	3611610031840	3611610031857	3611610031864
Ambre	NORMAL		3611610031871	3611610031888	3611610031895	3611610031901
	LONG		3611610031918	3611610031925	3611610031932	3611610031949

## MANCHON +

			S	M	L	XL
Naturel	NORMAL		3611610032113	3611610032120	3611610032137	3611610032144
	LONG		3611610032151	3611610032168	3611610032175	3611610032182
Ambre	NORMAL		3611610032199	3611610032205	3611610032212	3611610032229
	LONG		3611610032236	3611610032243	3611610032250	3611610032267

AVEC MITAINE

CLASSES

3

SANS MITAINE

## MANCHON -

			S	M	L	XL
Naturel	NORMAL		3611610029434	3611610029441	3611610029458	3611610029465
	LONG		3611610029472	3611610029489	3611610029496	3611610029502
Ambre	NORMAL		3611610029519	3611610029526	3611610029533	3611610029540
	LONG		3611610029557	3611610029564	3611610029571	3611610029588

## MANCHON STANDARD

			S	M	L	XL
Naturel	NORMAL		3611610029274	3611610029281	3611610029298	3611610029304
	LONG		3611610029311	3611610029328	3611610029335	3611610029342
Ambre	NORMAL		3611610029359	3611610029366	3611610029373	3611610029380
	LONG		3611610029397	3611610029403	3611610029410	3611610029427

## MANCHON +

			S	M	L	XL
Naturel	NORMAL		3611610029595	3611610029601	3611610029618	3611610029625
	LONG		3611610029632	3611610029649	3611610029656	3611610029663
Ambre	NORMAL		3611610029670	3611610029687	3611610029694	3611610029700
	LONG		3611610029717	3611610029724	3611610029731	3611610029748

## MANCHON -

			S	M	L	XL
Naturel	NORMAL		3611610031956	3611610031963	3611610031970	3611610031987
	LONG		3611610031994	3611610032007	3611610032014	3611610032021
Ambre	NORMAL		3611610032038	3611610032045	3611610032052	3611610032069
	LONG		3611610032076	3611610032083	3611610032090	3611610032106

## MANCHON STANDARD

			S	M	L	XL
Naturel	NORMAL		3611610031796	3611610031802	3611610031819	3611610031826
	LONG		3611610031833	3611610031840	3611610031857	3611610031864
Ambre	NORMAL		3611610031871	3611610031888	3611610031895	3611610031901
	LONG		3611610031918	3611610031925	3611610031932	3611610031949

## MANCHON +

			S	M	L	XL
Naturel	NORMAL		3611610032113	3611610032120	3611610032137	3611610032144
	LONG		3611610032151	3611610032168	3611610032175	3611610032182
Ambre	NORMAL		3611610032199	3611610032205	3611610032212	3611610032229
	LONG		3611610032236	3611610032243	3611610032250	3611610032267

AVEC MITAINE

# Prise de mesures manchon Advance

Réussir sa prise de mesure en quelques étapes clés

**MANCHON ADVANCE AVEC MITAINE : ÉTAPES 1 À 5**

**MANCHON ADVANCE SANS MITAINE : ÉTAPES 2 À 5**

La prise de mesures et le système de taillage des dispositifs ajustables et combinables sont spécifiques.

Une prise de mesures par un professionnel de santé est indispensable pour garantir un niveau de compression adapté et une efficacité optimale.

**Mettez le patient debout, dos contre le mur (veillez à ce qu'il se tienne bien droit), bras en position naturelle.**

## CIRCONFÉRENCE



**1**

Mesurer la circonférence de la paume de la main (a)



**2**

Mesurer la circonférence du poignet (c)



**3**

Mesurer la circonférence du biceps (f)

## LONGUEUR



**4**

Installer le mètre ruban au niveau de l'aisselle et marquer au stylo la face extérieure du bras (G)



**5**

La longueur c-G doit être prise du poignet (c) à la face extérieure du bras (G)




Traitement  
du Lymphoedème

# REDONNER À LA VIE SON AUTONOMIE.

SIGVARIS LYMPHOLOGIE PROPOSE UNE OFFRE COMPLÈTE DE DISPOSITIFS AJUSTABLES ET COMBINABLES, PERMETTANT UNE PRISE EN CHARGE INDIVIDUALISÉE AU PLUS PROCHE DE CHAQUE PATIENT.



PRODUITS AJUSTABLES ET COMBINABLES




STANDARD



SUR MESURE  
CIRCULAIRE



BANDES



# AT2 - Bandes 503 - 504

**AT2** P. 144

## Bandes

Dupralflex P. 145

Medica Coton P. 145

**503** P. 146

**504** P. 147

### INDICATIONS

10 à 15 mmHg (13 à 20 hPa)

Bas de compression médicale  
entre 10 et 15 mmHg  
(entre 13 et 20 hPa, classe I)

- Troubles fonctionnels et douleurs de l'insuffisance veineuse, liés à la station debout prolongée.
- Mauvaise acceptabilité du patient au port d'un bas de classe 2.
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures.

### INDICATIONS

15 à 20 mmHg (20 à 27 hPa)

Bas de compression médicale  
entre 15,1 et 20 mmHg  
(entre 20,1 et 27 hPa, classe II)

- Prévention de la thrombose veineuse dans un contexte chirurgical (en association avec un traitement pharmacologique ou seul en cas de contre-indications) ou médical (hors accident vasculaire cérébral) chez les patients en décubitus prolongé.
- Varices de plus de 3 mm (C2).

- Après chirurgie ou sclérothérapie de varices de plus de 3 mm, pendant 4 à 6 semaines.
- Prévention de la thrombose veineuse pendant la grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois après une césarienne).
- Prévention de la thrombose veineuse en cas d'intervention chirurgicale à risque thromboembolique veineux (la compression est utile en association au traitement anticoagulant, ou seule lorsque ce traitement est contre-indiqué).
- Prévention de la thrombose veineuse dans les situations à risque (infections avec fièvre prolongée, cancers à risque de thrombose, insuffisances cardiaques, antécédents de thrombose veineuse).
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures.

### INDICATIONS

20 à 36 mmHg (27 à 48 hPa)

Bas de compression médicale  
entre 20,1 et 36 mmHg  
(entre 27,1 et 48 hPa, classe III)

- Varices de plus de 3 mm (C2).
- Après chirurgie ou sclérothérapie de varices de plus de 3 mm, pendant 4 à 6 semaines.
- Œdème veineux chronique (C3).

- Troubles trophiques (pigmentation, eczéma) d'origine veineuse (C4a).
- Troubles trophiques chroniques (lipodermatosclérose ou hypodermite d'origine veineuse, atrophie blanche) d'origine veineuse (C4b chronique).
- Troubles trophiques d'origine veineuse avec ulcère cicatrisé (C5).
- Traitement de la thrombose veineuse superficielle du membre inférieur, le plus tôt possible après le diagnostic (en association au traitement antithrombotique si celui-ci est indiqué ou seul).
- Traitement de la thrombose veineuse profonde du membre inférieur, à la phase aiguë, le plus tôt possible après le diagnostic (en association avec le traitement pharmacologique ou seul en cas de contre-indications).
- Prévention du syndrome post-thrombotique après une thrombose veineuse profonde proximale, pendant 2 ans.
- Lymphoedème (en deuxième intention à la phase décongestive, et en première intention à la phase de maintien). La pression retenue est la plus forte supportée par le patient. Elle peut être atteinte par superposition de plusieurs bas, sans limite.
- Prévention de la thrombose veineuse pendant la grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois après une césarienne) en cas d'affection veineuse chronique associée
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures.

## ANTI-THROMBOSE

Gamme de prévention de la thrombose veineuse en contexte médical ou chirurgical, en cas de risque thromboembolique.

Répond aux recommandations HAS :

- Compression dégressive de classe 2.
- **5 tailles et 3 hauteurs.**



Bande auto-fixante SENSINNOV®

### Confort optimal

- Bande auto-fixante SENSINNOV®.
- Pied ouvert et revers optimisés pour un confort maximal.
- Construction spécifique favorisant le confort en position allongée.

### Douceur

Texture douce pour un contact agréable avec la peau.

### Bistouri électrique

Ces produits peuvent être portés dans le cadre de l'utilisation d'un bistouri électrique, conformément au respect de la notice du fabricant de ce dernier\*.



### MESURES

	Cheville <b>B</b>	Mollet <b>C</b>	Cuisse <b>M</b>
<b>1</b>	17 – 20	29 – 36	45 – 60
<b>2</b>	20 – 23	32 – 39	48 – 63
<b>3</b>	23 – 26	36 – 43	54 – 69
<b>4</b>	26 – 29	40 – 47	58 – 73
<b>5</b>	29 – 32	44 – 51	62 – 77

Hauteur (cm)	1/2 jambe <b>A - D</b>	jambe <b>A - G</b>
<b>COURT</b>	34 – 39	64 – 72
<b>NORMAL</b>	39 – 44	72 – 80
<b>LONG</b>	44 – 49	80 – 88

### RETOUCHE POSSIBLE



Transformation bas cuisse

### COMPOSITION :

Polyamide  
Élasthane  
Polyamide Microfibre

### CHAUSSETTES PIED OUVERT MIXTE

		Taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4	Taille 5
Blanc	<b>COURT</b>	3401060180911	3401060180928	3401060180935	3401060180942	3401060180959
	<b>NORMAL</b>	3401060180973	3401060180980	3401060181000	3401060181017	3401060181024
	<b>LONG</b>	3401060181031	3401060181048	3401060181055	3401060181062	3401060181086

### BAS AUTO-FIXANTS PIED OUVERT MIXTE

		Taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4	Taille 5
Blanc	<b>COURT</b>	3401060181093	3401060181109	3401060181116	3401060181123	3401060181147
	<b>NORMAL</b>	3401060181154	3401060181161	3401060181178	3401060181185	3401060181192
	<b>LONG</b>	3401060181208	3401060181215	3401060181222	3401060181239	34010601812137

\* - Éloignement du bas d'au minimum 10 cm par rapport au bistouri, pour ne pas risquer d'inflammation du bas au contact de l'électrode du bistouri  
- Isolation du patient au regard de la table opératoire par des procédés classiques (le bas ne constitue pas lui-même un isolant et ne doit donc pas être utilisé à cette fin)  
- En utilisation monopolaire du bistouri, l'électrode neutre ne doit pas toucher le bas.

Produit testé selon la norme EN 1149-2 (détermination de la résistance électrique verticale).

# Dupraflex® multi-étalonnée

## BANDES DE COMPRESSION BI-ÉLASTIQUE

### Indications

- Thrombose veineuse superficielle
- Œdème veineux
- Lymphoedème
- Trouble trophique d'origine veineuse
- Ulcère cicatrisé ou non

### Étalonnage

Pose facilitée  
Efficacité de la compression assurée

### Hypoallergénique

Confort au porter



### LARGEUR :

Membre supérieur --> **8 cm**  
Membre inférieur --> **10 cm**

### LONGUEUR :

Demi-jambe / Avant-bras → **3 m**  
Demi-jambe + Genou → **3,5 m**  
Jambe complète / Bras complet → **4 m, 5 m**

### COMPOSITION :

Fibrane  
Polyamide  
Gomme Naturelle

Longueur	DUPRAFLEX Multi-étalonnée Légère (Classes 1 et 2)		DUPRAFLEX Multi-étalonnée Forte (Classes 3 et 4)	
	LARGEUR		LARGEUR	
	8 cm	10 cm	8 cm	10 cm
3 m	3401070455955	3401070456327	3401070456617	3401070456907
3,5 m	3401070456037	3401070456495	3401070456785	3401070457096
4 m	3401070456266	3401070456556	3401070456846	3401070457157
5 m	3401072879735	3401072879964	3401070632745	3401070632806

## Medica Coton

### BANDE DE COMPRESSION ANTI-ŒDÈME

### Indications

- Œdème post-thrombotique
- Œdème variqueux simple
- Plaque d'hypodermite
- Ulcère
- Œdème non induré
- Œdème post-traumatique
- Œdème lymphatique

### Bande non élastique

#### Taille

<b>4 m x 11 cm</b>	3401060478537
--------------------	---------------



### COMPOSITION :


100% Coton

CHAUSSETTES, BAS CUISSE, COLLANT HOMME, HÉMICOLLANT

MESURES

	Cheville <b>B</b>	Mollet <b>C</b>	Mollet + <b>C</b>	Cuisse <b>M</b>
<b>S</b>	19 - 23	≤ 36	36 - 40	≤ 50
<b>M</b>	23 - 26	≤ 39	39 - 44	≤ 57
<b>L</b>	26 - 29	≤ 42	42 - 48	≤ 64

	Chaussettes <b>A - D</b>	Bas cuisse <b>A - G</b>	Collant hémicollant <b>A - G</b>
<b>COURT</b>	-	≤ 60	≤ 77
<b>NORMAL</b>	≤ 37	≥ 60	≥ 77
<b>LONG</b>	≥ 38	≥ 71	-



COMPOSITION :

Polyamide  
Gomme Naturelle

CHAUSSETTES PIED OUVERT MIXTE

		S	M	L
Beige	<b>NORMAL</b>	3401066778969	3401066779102	3401066779331
	<b>LONG</b>	3401066779041	3401066779270	3401066779560
Beige	<b>+ NORMAL</b>	3401066780399	3401066780511	3401066780740
	<b>LONG</b>	3401066780450	3401066780689	3401066780801

BAS CUISSE PIED OUVERT MIXTE

		S	M	L
Beige	<b>COURT</b>	3401065657371	3401065657081	3401065656602
	<b>NORMAL</b>	3401065657661	3401065657203	3401065656831
	<b>LONG</b>	3401065657432	3401065657142	3401065656770

COLLANT PIED OUVERT HOMME

		S	M	L
Beige	<b>COURT</b>	3401061883293	3401061883064	3401061882814
	<b>NORMAL</b>	3401061883354	3401061883125	3401061882982

HÉMICOLLANT DROIT PIED OUVERT MIXTE

		S	M	L
Beige	<b>COURT</b>	3401066781570	3401066781631	3401066781860
	<b>NORMAL</b>	3401066781921	3401066782003	3401066782171

HÉMICOLLANT GAUCHE PIED OUVERT MIXTE

		S	M	L
Beige	<b>COURT</b>	3401066782232	3401066782461	3401066782522
	<b>NORMAL</b>	3401066782690	3401066782751	3401066782812

RETOUCHES POSSIBLES

Retouches Chaussettes

Pied ouvert + court  
Pied fermé  
Raccourcir la hauteur

Retouches Bas cuisse

Pied ouvert + court  
Pied fermé  
Raccourcir la hauteur  
Mettre une bande auto-fixante


Retouches Collant

Pied ouvert + court  
Pied fermé  
Raccourcir la culotte du collant  
Demi-collant

Retouches Hémicollant

Pied ouvert + court  
Pied fermé  
Raccourcir la hauteur de la culotte  
Rectifier la longueur de la ceinture

Pour plus de détails, consultez-nous :  
Tél. 03 89 70 24 24

CHAUSSETTES,  
BAS CUISSE

## MESURES

	Cheville B	Mollet C	Cuisse M
S	19 - 23	≤ 36	≤ 50
M	23 - 26	≤ 39	≤ 57
L	26 - 29	≤ 42	≤ 64

	Chaussettes A - D	Bas cuisse A - G
COURT	-	≤ 60
NORMAL	≤ 37	≥ 60
LONG	≥ 38	≥ 71

## COMPOSITION :

Polyamide  
Gomme Naturelle

## RETOUCHES POSSIBLES

## Retouches Chaussettes

Pied ouvert + court  
Pied fermé  
Raccourcir la hauteur

## Retouches Bas cuisse

Pied ouvert + court  
Pied fermé  
Raccourcir la hauteur  
Mettre une bande auto-fixante

Pour plus de détails, consultez-nous :

Tél. 03 89 70 24 24

## CHAUSSETTES PIED OUVERT MIXTE

		S	M	L
Beige	NORMAL	3401066779621	3401066779850	3401066780160
	LONG	3401066779799	3401066779911	3401066780221

## BAS CUISSE PIED OUVERT MIXTE

		S	M	L
Beige	COURT	3401065658491	3401065658033	3401065657722
	NORMAL	3401065658613	3401065658323	3401065657951
	LONG	3401065658552	3401065658262	3401065657890



# Accessoires

●		
●	<b>Rolly</b>	<b>P. 150</b>
●	<b>Easy Slide</b>	<b>P. 151</b>
●	<b>Extenseur</b>	<b>P. 151</b>
●	<b>Sigvaris Fix</b>	<b>P. 151</b>

# Rolly

## POUR L'ENFILAGE

**ROLLY** est un outil révolutionnaire permettant la pose et le retrait de n'importe quel bas ou chaussette sans effort et dans un confort optimal.

Pour découvrir Rolly en action :  
[www.rolly-sigvaris.com](http://www.rolly-sigvaris.com)



SIGVARIS ROLLY ENFILE BAS

3401041215519

# Easy Slide®

## POUR L'ENFILAGE



Enfile-bas pour bas pieds ouverts  
et manchons de compression SIGVARIS

### Choix du modèle :

Chaussettes pieds ouverts, bas auto-fixants pieds ouverts,

Collant pied ouvert → Easy Slide®

Manchon → Easy Slide® 70

### Easy Slide®

3 tailles en fonction de la pointure :

**34-36 : Small**

**37-39 : Medium**

**39-41 : Large**

	Small	Medium	Large
<b>EASY SLIDE®</b>	3401074009031	3401074009260	3401074009321
<b>EASY SLIDE® 70</b>	-	3401074009499	-



## Extenseur du Dr Cornu-Thénard

### POUR L'ENFILAGE

Aide à l'enfilage pour bas et manchons  
de compression SIGVARIS

<b>MODÈLE BAS</b>	Rond	3401062542106
	Ovale	3401065132038
<b>MODÈLE MANCHON</b>	Petit ovale	3401065132267



## Sigvaris Fix

### POUR LA FIXATION DES BAS

Colle hypoallergénique

Pour fixer les bas et manchons compressifs  
sur les jambes ou les bras.

S'applique directement sur la peau.

<b>FLACON</b>	7611711129725
---------------	---------------



# Solutions anti-fatigue

•		
•	<b>Sigvaris Sports</b>	<b>P. 154</b>
•	<b>Delilah</b>	<b>P. 158</b>
•	<b>Traveno</b>	<b>P. 161</b>
•	<b>Venoped</b>	<b>P. 162</b>

# SIGVARIS SPORTS

## Le confort de la compression pour toutes les pratiques sportives

### Les bienfaits de la compression

#### L'idéal pour prévenir la fatigue musculaire

Quelle que soit l'intensité, même de loisirs, la pratique d'un sport met inévitablement l'organisme à l'épreuve. Pour prévenir la fatigue musculaire (crampes, courbatures...), SIGVARIS a conçu des équipements de compression spécifiques qui permettent à chacun - homme ou femme - de profiter du maximum de confort dans l'exercice de son sport favori.

PENDANT L'EFFORT	APRÈS L'EFFORT <sup>(2, 3)</sup>
Maintien musculaire	Amélioration du retour veineux
Retard de la fatigue musculaire (crampes et douleurs) <sup>(1)</sup>	Diminution de la fatigue musculaire (courbatures et douleurs)
	Augmentation de la vitesse de récupération

(1) Réduction de l'amplitude du ballotement des masses musculaires pendant la course à pied. Travaux effectués en 2011 sur 15 personnes sportives par le laboratoire Universitaire de Bourgogne, spécialisé en Sciences du Sport et du Mouvement.

(2) Étude menée par l'Université du Sud Toulon Var, en collaboration avec l'INSEP en avril 2010, sur l'efficacité de la compression dégressive sur la récupération.

(3) Étude menée par le CREPS de Strasbourg en mai 2010 sur l'influence du port de compression sur la récupération après effort.

Les technologies développées par SIGVARIS permettent à chaque produit d'assurer confort et efficacité pendant et après l'effort.

Une compression garantie SIGVARIS



Des fibres innovantes



Fibre bio-céramique  
Active la micro-circulation  
Thermorégulatrice



Fibre thermorégulatrice  
quadrilobée

Des constructions textiles novatrices



Infrarouge



Tricotage spécifique

MESURES

#### MANCHONS ET CHAUSSETTES




Mesurer le tour de cheville à l'endroit le plus fin, pour garantir l'efficacité de la compression, puis le croiser avec la pointure.

## MANCHONS

### Pendant l'effort

La gamme référente de la compression sportive de haut niveau.



Modèle Purple

#### MESURES

Tour de cheville	Pointure		
	35-38	39-42	43-46
19 à 22 cm	S	S	S
22 à 24 cm	M	M	M
24 à 26 cm	-	L	L

#### MANCHONS MODÈLE MIXTE



	Taille	S	M	L
Silver	35-38	3662064057283	3662064057290	-
	39-42	3662064057306	3662064057313	3662064057320
	43-46	3662064057337	3662064057344	3662064057351
Lime	35-38	3662064057368	3662064057375	-
	39-42	3662064057382	3662064057399	3662064057405
	43-46	3662064057412	3662064057429	3662064057436
Purple	35-38	3662064057443	3662064057450	-
	39-42	3662064057467	3662064057474	-

# PULSE

## road<sup>2</sup>

### MANCHONS

## Pendant l'effort

L'atout performance.



#### MESURES

Tour de cheville	Pointure			
	35-38	39-42	43-46	47-50
19 à 22 cm	S	S	S	-
22 à 24 cm	M	M	M	M
24 à 26 cm	-	L	L	L
26 à 29 cm	-	-	-	XL

#### MANCHONS MODÈLE MIXTE

	Taille	S	M	L	XL
Blue	35-38	3611610007852	3611610007869	-	-
	39-42	3611610007876	3611610007883	3611610007890	-
	43-46	3611610007906	3611610007913	3611610007920	-
	47-50	-	3611610007937	3611610007944	3611610007951
Lime	39-42	3611610007968	3611610007975	3611610007982	-
	43-46	3611610007999	3611610008002	3611610008019	-
Purple	35-38	3611610008026	3611610008033	-	-
	39-42	3611610008040	3611610008057	-	-

# RECOVERY<sub>2</sub>

## CHAUSSETTES DE RÉCUPÉRATION

### Après l'effort

La récupération optimale à porter avant et après l'effort.

SPORTS



DC-FIT



### MESURES

Tour de cheville	Pointure			
	35-38	39-42	43-46	47-50
19 à 22 cm	S	S	S	-
22 à 24 cm	M	M	M	M
24 à 26 cm	-	L	L	L
26 à 29 cm	-	-	-	XL

### CHAUSSETTES DE RÉCUPÉRATION MODÈLE MIXTE

	Taille	S	M	L	XL
Green	35-38	3611610008064	3611610008071	-	-
	39-42	3611610008088	3611610008095	3611610008101	-
	43-46	3611610008118	3611610008125	3611610008132	-
	47-50	-	3611610008149	3611610008156	3611610008163
Purple	35-38	3611610008170	3611610008187	-	-
	39-42	3611610008194	3611610008200	-	-

# DELILAH

## CHAUSSETTES ET COLLANT TRANSPARENTS



### ACTION JAMBES LÉGÈRES

Préservez la vitalité de vos jambes avec les chaussettes et les collants DELILAH. Idéal pour assurer le confort et le bien-être de vos jambes au quotidien.

#### **Compression dégressive**

Pour activer la circulation sanguine et tonifier vos jambes.

#### **Maille transparente et satinée**


Pour s'adapter à toutes les occasions.

#### **Pointes et talons renforcés**

Pour plus de solidité.

Ne peut se substituer à un produit de compression médicale.

#### MODÈLES EXISTANTS



# DELILAH

## CHAUSSETTES ET COLLANT TRANSPARENTS



### CHAUSSETTES DE MAINTIEN

#### MESURES

Pointure	35-37	38-39	40-41	42-44
Taille	1	2	3	4

#### COMPOSITION :

82% polyamide  
18% élasthanne

	Taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4
Beige	3611610009627	3611610009634	3611610009641	3611610009658
Beige Rosé	3611610022732	3611610022749	3611610022756	3611610022763
Marine	3611610009665	3611610009672	3611610009689	3611610009696
Noir	3611610010234	3611610010227	3611610010210	3611610009610

### COLLANT DE MAINTIEN

#### COMPOSITION :

80% polyamide  
18% élasthanne  
2% coton

#### MESURES

		Poids (kg)															
		40 42	43 45	46 48	49 51	52 54	55 57	58 60	61 63	64 66	67 69	70 72	73 75	76 78	79 81	82 90	
Hauteur	150																
	150-152																
	153-155			1						2/3							
	156-158						2										
	159-161											3/4					
	162-164																
	165-167				1/2						3						
	168-170													4			
	171-173															5	
	174-176								2/3								
	177-179																
	> 180											3/4			4/5		

	Taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4	Taille 5
Beige	3611610009757	3611610009764	3611610009771	3611610009788	3611610009795
Beige Rosé	3611610022770	3611610022787	3611610022794	3611610022800	3611610022817
Marine	3611610009801	3611610009818	3611610009825	3611610009832	3611610009849
Noir	3611610009702	3611610009719	3611610009726	3611610009733	3611610009740

# DELILAH

## COLLANT OPAQUE



### ACTION JAMBES LÉGÈRES

Préservez la vitalité de vos jambes avec le collant DELILAH OPAQUE. Idéal pour assurer le confort et le bien-être de vos jambes au quotidien.

#### Compression dégressive

Pour activer la circulation sanguine et tonifier vos jambes.

#### Culotte et ceinture confortables

Restent en place toute la journée.

#### Maille opaque et résistante

Une texture douce et agréable.

Ne peut se substituer à un produit de compression médicale.

MODÈLE EXISTANT



#### COMPOSITION :

84% polyamide  
16% élasthanne

### MESURES

		Poids (kg)															
		40 42	43 45	46 48	49 51	52 54	55 57	58 60	61 63	64 66	67 69	70 72	73 75	76 78	79 81	82 90	
Hauteur	150																
	150-152																
	153-155			1					2/3								
	156-158						2										
	159-161										3/4						
	162-164									3							
	165-167													4			
	168-170				1/2											5	
	171-173																
	174-176							2/3									
	177-179											3/4					
	> 180													4/5			

### COLLANT OPAQUE

	Taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4	Taille 5
Noir	3611610032717	3611610032724	3611610032731	3611610032748	3611610032755

## CHAUSSETTES DE VOYAGE



### EFFET ANTI-FATIGUE Active la circulation

Fabrication  
100% française



Les chaussettes TRAVENO by SIGVARIS soulagent efficacement et immédiatement les jambes pendant le voyage (jambes lourdes, gonflements, fourmillements...).

Elles conviennent aux hommes comme aux femmes et sont adaptées à tous les modes de transports (avion, train, bus, voiture...).



#### Ultra confortable\*

Le revers large et souple maintient sans comprimer les jambes.

#### Action anti-fatigue\*

La compression dégressive favorise la circulation et réduit le gonflement des jambes.

#### Smart\*\* Design

Moderne et sobre pour s'adapter à toutes les tenues et chaussures.

Moderne et féminine pour apporter une touche de couleur à votre tenue.

#### Multi-usages

Recommandé pour tous types de transports.

#### Traitement antibactérien



Coloris Noir

Coloris Marine

### MESURES

Tour de cheville	Pointure		
	35-38	39-42	43-46
19 à 22 cm	S	S	S
22 à 24 cm	M	M	M
24 à 26 cm	-	L	L

#### COMPOSITION :

75% polyamide  
20% élasthanne  
5% polyester



#### Taille

	S	M	L
35-38	Noir 3611610022824	3611610022831	-
39-42	Noir 3611610022848	3611610022855	3611610022862
43-46	Noir 3611610022879	3611610022886	3611610022893

#### COMPOSITION :

64% polyamide  
18% élasthanne  
18% polyester



#### Taille

	S	M	L
35-38	Marine 3611610022909	3611610022916	-
39-42	Marine 3611610022923	3611610022930	3611610022947

Les produits Traveno by SIGVARIS ne peuvent se substituer à des bas de compression médicale.

\* Essai au porter mené par Avenir Focus en octobre 2016 auprès de 30 voyageurs.

\*\* Chaussette élégante.



## ACTION JAMBES LÉGÈRES

### Active la circulation

Les semelles VENOPED by SIGVARIS sont recommandées lors de périodes debout ou de marche prolongées (travail, voyages, loisir). Elles stimulent le retour veineux à partir de la voute plantaire grâce à ses zones de reliefs.

#### Stimulation du retour veineux + 26% (1)

Zones de reliefs brevetées qui stimulent les points d'appui du pied en marchant.


#### Longévité

Mousse "à mémoire de forme" permettant à la semelle de reprendre sa forme d'origine.

#### Confort

Microfibre anti-bactérienne, absorbe la transpiration.

Latex avec actifs de carbone, limite les odeurs.



#### Efficacité

Une taille par pointure pour assurer le bon positionnement des zones de reliefs.

#### Smart Design (2)

Fines et sobres pour s'adapter à toutes les chaussures en toute discrétion.

#### Polyvalence

Peuvent s'utiliser seules ou en complément d'un produit de compression.



UNISEXE

#### COMPOSITION :

Microfibre anti-bactérienne, mousse à mémoire de forme, carbone latex

COLORIS



Gris

Tailles : du 36 au 45

36	3611610010524
37	3611610010531
38	3611610010548
39	3611610010555
40	3611610010562
41	3611610010579
42	3611610010586
43	3611610010593
44	3611610010609
45	3611610010616

VENOPED is registered trademark of Hans Seiter.

(1) Étude du Dr H.SEITER - 2012.

(2) Esthétique moderne et fonctionnelle.

# Venoped INTENSE

## SEMELLES ACTIVES



### ACTION JAMBES LÉGÈRES Soulage les pieds des chocs

Dotées d'une coque stabilisatrice et d'un absorbeur de chocs, la version Intense soulage vos pieds lors de situations intenses.

#### Stimule le retour veineux : + 26% (1)


Zone de reliefs brevetées qui stimulent les points d'appui du pied en marchant.

#### Soutient le pied et réduit les chocs au talon

La coque stabilisatrice du pied et l'absorbeur de chocs talon améliorent le confort.

#### Longévité

Mousse à mémoire de forme permettant à la semelle de reprendre sa forme d'origine.



#### Efficacité

Une taille par pointure pour assurer le bon positionnement des zones de reliefs.

#### Confort

Microfibre anti-bactérienne, absorbe la transpiration.  
Latex avec actifs de carbone, limite les odeurs.

#### Polyvalence

Peuvent s'utiliser seules ou en complément d'un produit de compression.



UNISEXE

#### COMPOSITION :

Microfibre anti-bactérienne,  
mousse à mémoire de forme,  
insert PU,  
carbone latex

Tailles : du 36 au 45

36	3611610032519
37	3611610032526
38	3611610032533
39	3611610032540
40	3611610032557
41	3611610032564
42	3611610032571
43	3611610032588
44	3611610032595
45	3611610032601



### ACTION JAMBES LÉGÈRES

#### Isole les pieds du froid

Dotées de deux couches isolantes en liège et aluminium, la version Season a été spécialement conçue pour isoler vos pieds du froid.

#### Stimule le retour veineux : + 26%<sup>(1)</sup>

Zone de reliefs brevetées qui stimulent les points d'appui du pied en marchant.


#### Isole du froid<sup>(2)</sup> et confortables

Multi-couches (liège et aluminium) pour l'isolation thermique et protéger du froid.

Maintien le pied à température constante dans la chaussure jusqu'à 2°C d'écart par rapport à la semelle Venoped.

#### Longévité

Mousse "à mémoire de forme" permettant à la semelle de reprendre sa forme d'origine.



#### Efficacité

Une taille par pointure pour assurer le bon positionnement des zones de reliefs.

#### Smart Design<sup>(3)</sup>

Fines et discrètes pour s'adapter à toutes les chaussures en toute discrétion.

#### Polyvalence

Peuvent s'utiliser seules ou en complément d'un produit de compression.



UNISEXE

#### COMPOSITION :

Microfibre,  
mousse à mémoire de forme,  
liège,  
aluminium.

Tailles : du 36 au 45

36	3611610032618
37	3611610032625
38	3611610032632
39	3611610032649
40	3611610032656
41	3611610032663
42	3611610032670
43	3611610032687
44	3611610032694
45	3611610032700

VENOPED is registered trademark of Hans Seiter.

(1) Étude du Dr H.SEITER - 2012.

(2) test in vitro réalisé par le laboratoire ENVEHO - Juin 2018.

(3) Esthétique moderne et fonctionnelle.



### ACTION JAMBES LÉGÈRES Absorbe la transpiration

Son tissu éponge, absorbant et antibactérien, a été spécialement sélectionné pour apporter un maximum de confort à vos pieds lorsqu'il fait chaud.

#### Stimule le retour veineux : + 26% <sup>(1)</sup>

Zones de reliefs brevetées qui stimulent les points d'appui du pied en marchant.

#### Fraîcheur et hygiène <sup>(2)</sup>


Peuvent être portées pieds nus grâce à son tissu éponge qui absorbe la transpiration.

#### Longévité

Mousse "à mémoire de forme" permettant à la semelle de reprendre sa forme d'origine.

#### Anti-odeurs

Latex avec actifs de carbone.



#### Anti-glisse

Patch adhésif pour fixer la semelle dans la chaussure.

#### Efficacité

Une taille par pointure pour assurer le bon positionnement des zones de reliefs.

#### Smart Design <sup>(3)</sup>

Fines et sobres pour s'adapter à toutes les chaussures en toute discrétion.

#### Polyvalence

Peuvent s'utiliser seules ou en complément d'un produit de compression.



UNISEXE

#### COMPOSITION :

Microfibre antibactérienne, mousse à mémoire de forme, carbone latex.

Tailles : du 36 au 45

36	3611610063612
37	3611610063629
38	3611610063636
39	3611610063643
40	3611610063650
41	3611610063667
42	3611610063674
43	3611610063681
44	3611610063698
45	3611610063704

VENOPED is registered trademark of Hans Seiter.

(1) Étude du Dr H.SEITER - 2012.

(2) Test in vitro réalisé par le laboratoire ENVEHO - Janvier 2019.

(3) Esthétique moderne et fonctionnelle.

# Matériorvigilance

**La matériorvigilance** a pour objectif de surveiller les incidents ou risques d'incidents liés à l'utilisation de dispositifs médicaux.

Dans son souci d'exigence en matière de qualité et de reproductibilité, SIGVARIS GROUP assure un suivi précis de ses produits.

En cas d'incident lié à l'utilisation d'un produit SIGVARIS GROUP, merci de vous adresser à notre correspondant matériorvigilance, chargé de recueillir et d'analyser l'ensemble des informations et le cas échéant de déclarer l'incident à l'Agence Nationale de Santé du Médicament.

**Correspondant :**

Didier Rastel  
SIGVARIS GROUP  
5, rue du Rhin - CS 80265  
68332 Huningue cedex

ou :

[materiovigilance@sigvaris.com](mailto:materiovigilance@sigvaris.com)

**Les informations suivantes devront être transmises dans toute correspondance :**

- 1 - Coordonnées du patient, du médecin, du pharmacien.
- 2 - Les mesures du patient.
- 3 - La nature de l'incident.

**Merci de joindre également à votre envoi :**

Le produit mis en cause ainsi que la boîte, en précisant la référence et la taille et dans la mesure du possible des photos de l'incident lié au port du produit.

# COMPRESSION MÉDICALE

## Le tailage homme

### Essentiel MICROFIBRE

### Essentiel COTON

#### CHAUSSETTES

	Cheville <b>B</b>	Standard Mollet <b>C</b>	Morpho <b>⊖</b> Mollet <b>C</b>	Morpho <b>⊕</b> Mollet <b>C</b>
XS	17 - 19	28 - 35	21 - 28	-
S	19 - 22	31 - 38	24 - 31	38 - 45
M	22 - 24	34 - 41	27 - 34	41 - 48
L	24 - 26	36 - 43	29 - 36	43 - 50
XL	26 - 29	39 - 46	32 - 39	46 - 53
XXL	29 - 32	42 - 49	-	49 - 56

	Cheville <b>B</b>	Mollet <b>C</b>	B.A.F. Cuisse <b>M</b>
S	19 - 22	32 - 39	46 - 58
M	22 - 24	35 - 42	50 - 62
L	24 - 26	38 - 45	54 - 66
XL	26 - 29	41 - 48	58 - 70
XXL	29 - 32	44 - 51	62 - 74

#### BAS AUTO-FIXANTS

	Cheville <b>B</b>	Standard		Morpho <b>⊖</b>	
		Mollet <b>C</b>	Cuisse <b>M</b>	Mollet <b>C</b>	Cuisse <b>M</b>
XS	17 - 19	28 - 35	-	-	-
S	19 - 22	31 - 38	48 - 61	28 - 35	38 - 48
M	22 - 24	34 - 41	52 - 65	31 - 38	42 - 52
L	24 - 26	36 - 43	57 - 70	33 - 40	47 - 57
XL	26 - 29	39 - 46	61 - 74	36 - 43	51 - 61
XXL	29 - 32	42 - 49	63 - 76	-	-

## Styles COLORS - MARINIÈRE

#### CHAUSSETTES

	Cheville <b>B</b>	Mollet <b>C</b>
S	19 - 22	31 - 38
M	22 - 24	34 - 41
L	24 - 26	36 - 43
XL	26 - 29	39 - 46
XXL	29 - 32	42 - 49

#### POUR CHAUSSETTES ET BAS AUTO-FIXANTS

Hauteur (cm)	1/2 jambe <b>A - D</b>	Jambe <b>A - G</b>	Pointure
Normal	≤ 42	≤ 79	40/43
Long	≥ 42	≥ 79	43/46



Retrouvez notre mode d'emploi détaillé en page 20.

# sigvaris

www.sigvaris.com



MODE  
IN FRANCE\*



Existe  
en modèle  
homme

## Styles

MOTIFS MARINIÈRE

POUR NOUS CONTACTER

Service clientèle Métropole :  
Tél. 03 89 70 24 24 • Fax 03 89 69 48 49

Service clientèle DOM TOM :  
Tél. 03 89 70 24 72 • Fax 03 72 27 19 21

www.sigvaris.com



\* Un hymne au style et au savoir-faire français. Les produits de compression sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1 (règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS. Ils sont destinés au traitement de base des maladies veineuses et lymphatiques. Pour le bon usage, il convient d'enfiler les produits dès le réveil et au lever, sur une peau propre et sèche. Ne pas utiliser les produits sur une peau lésée. Les produits de compression médicale (chaussettes, bas et collants) sont des solutions thérapeutiques qui contribuent à améliorer le retour veineux. Ils exercent une pression active le long de la jambe favorisant la circulation veineuse et le retour du sang vers le cœur. À l'exception des produits Advance, Medica coton, des solutions anti-fatigue et des accessoires, remboursement inscrit sur la base LPPR prévue par l'article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Lisez attentivement la notice d'utilisation, notamment pour les indications et contre-indications. 143390. Septembre 2019. © Copyright by SIGVARIS, Saint-Just Saint-Rambert. Sigvaris and its products are registered trademarks of SIGVARIS, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide.